



A covetrus  Company

Manuell rengöring och desinfektion av AOHUA endoskop -snabb guide.

1. **Grovrengöring direkt efter användning** – torka av med mjuk, våt duk ex art. 183142, WipeClean Alco Free Våtservett 40x30 /25 st.
Spola vatten och luft genom endoskopet ner i ett glas med vatten och sug om möjligt vatten upp genom sugkanalen. Borsta med mjuktandborste över linsen.
2. **Täthetstesta.**
3. **Rengöring.** Fyll på rengöringsmedel ex. art. 183451, Suma Med Enzyme 5L
Lägg endoskop som är fortfarande under i rengöringsbadet och kolla ev. läckage.
Tag loss lösa delar, rengör med borste, spola och sug.
4. **Skölj** i vattenbad fortfarande under tryck.
5. **Desinfektion.** Lägg endoskopet, fortfarande under tryck, ned i desinfektionsmedel ex art.nr 183375, Desinfektionsmedel Sumabac D10 5L.
Spola och sug. Låt ligga den tid som anges.
6. **Skölj**, lägg över endoskopet, fortfarande under tryck, ned i vatten. Spola och sug.
7. Släpp trycket och blås luft, med en spruta, genom endoskopet.
8. Häng upp att torka.