



Vliwazell®

Högabsorberande sårkompress med spärrskikt

Mångsidigt absorptionsförband med polstrande förmåga.

Mot såret en icke vidhäftande yta. Innanför en tissue som distribuerar och fördelar sårexsudatet in till kärnan av cellulosa. Ytterst ett luftgenomsläppligt spärrskikt som förhindrar läckage av blod och sårvätska till kläder och/eller sängkläder, men förhindrar bakterier att komma in utifrån.

Vliwazell är lätt att applicera och fixera med exempelvis Moll elast haft eller häfta.

Vliwazell är en mjuk och flexibel kompress att lägga som absorberande primär- och sekundärförband för kraftigt vätskande sår.

Innehåll:

- Mot sårytan hudvänlig nonwoven av 100% polypropylen, som inte fastnar i såret.
- Tissue som distribuerar och fördelar sårexsudatet in till kärnan.
- Absorberande kärna av cellulosa.
- Spärrskikt för kraftig exsudation i blå färg av nonwovenpolypropylen.

Finns både som ren- och sterilförpackad.

Pos.nr	Prod.grupp	Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
		Rena			
		10x10cm	20 350	25	900
		10x20cm	20 351	25	600
		20x20cm	20 354	25	300
		20x40cm	20 356	25	150
		Sterila			
		10x10cm S	20 320	25	400
		10x20cm S	20 321	25	250
		20x20cm S	20 324	25	200
		20x40cm S	20 326	12	96