


Sugkatetrar

rak, coudé (böjd)
samt med vakuumpkontroll




- Färgkodade enligt standarden för sugkatetrar, EN ISO 8836:2019 för att underlätta identifiering av rätt storlek
- Coudékatetern gör det möjligt att styra riktningen på katetern mot höger eller vänster bronk. Används för bronkialtoalett
- Sugkateter med vakuumpkontroll ger en atraumatisk sugbehandling, möjliggör fingertoppskontroll och intermittent sugteknik
- Kateterlängd rak inklusive konnektor (4 cm), 25 cm, 40 cm, 53 cm
- Kateterlängd coudé (böjd), inklusive konnektor (4 cm), 53 cm
- Kateterlängd sugkateter med vakuumpkontroll, inklusive konnektor (6 cm), 35 cm som är cm-graderad samt 53 cm utan gradering
- Engångsprodukt. Steriliseringsmetod: EO. Hållbarhet 5 år
- Katetrarna finns som PVC-fria (TPE) eller i PVC med mjukgörare (ATBC)

PVC fri singelpack




PVC fri singelpack i ark




PVC fri singelpack	PVC fri singelpack i ark	PVC ATBC singelpack i ark	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
Sugkateter, rak, 25 cm					
	60880525	60130525-1	05	grå	100/600
608806251	60880625	60130625-1	06	ljusgrön	100/600
608808251	60880825	60130825-1	08	ljusblå	100/600
608810251	60881025	60131025-1	10	svart	100/600
608812251	60881225	60131225-1	12	vit	100/600
608814251	60881425	60131425-1	14	grön	100/600
	60881625		16	orange	100/600
Sugkateter, rak, 40 cm					
	60880540		05	grå	100/600
608806401	60880640	60130640-1	06	ljusgrön	100/600
608808401	60880840	60130840-1	08	ljusblå	100/600
608810401	60881040	60131040-1	10	svart	100/600
608812401	60881240	60131240-1	12	vit	100/600
608814401	60881440	60131440-1	14	grön	100/600
608816401	60881640	60131640-1	16	orange	100/600
Sugkateter, rak, 53 cm					
608806531	60880653	60130653-1	06	ljusgrön	100/600
608808531	60880853	60130853-1	08	ljusblå	100/600
608810531	60881053	60131053-1	10	svart	100/600
608812531	60881253	60131253-1	12	vit	100/600
608814531	60881453	60131453-1	14	grön	100/600
608816531	60881653	60131653-1	16	orange	100/600
		60131853-1	18	röd	100/600

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning



PVC fri singelpack	PVC fri singelpack i ark	PVC ATBC singelpack i ark	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
Sugkateter, Coudé, 53 cm					
608708531	60870853	60170853-1	08	ljusblå	100/600
608710531	60871053	60171053-1	10	svart	100/600
608712531	60871253	60171253-1	12	vit	100/600
608714531	60871453	60171453-1	14	grön	100/600
608716531	60871653	60171653-1	16	orange	100/600

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning



PVC ATBC singelpack i ark	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
Sugkateter, med vakuumkontroll, cm-graderad, 35 cm			
60151804-1	04	Lila	100/600
60151805-1	05	grå	100/600
60151806-1	06	ljusgrön	100/600
60151808-1	08	ljusblå	100/600
60151810-1	10	Svart	100/600
Sugkateter, med vakuumkontroll, 53 cm			
60150653-1	06	ljusgrön	100/600
60150853-1	08	ljusblå	100/600
60151053-1	10	svart	100/600
60151253-1	12	vit	100/600
60151453-1	14	grön	100/600
60151653-1	16	orange	100/600
60151853-1	18	röd	100/600

avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

