

**NEXT  
VET** 2

A covetrus  Company



**N2V Bladet**

Q4 - 2024



# Vetus 9

Powerful | Focus | Speed

Mindray Vetus 9 utmärker sig som det bästa valet för veterinärt ultraljud tack vare sin enastående bildkvalitet, användarvänliga gränssnitt och mångsidiga funktionalitet.

Dess högupplösta bildbehandling och avancerade processkapaciteter säkerställer noggranna och detaljerade diagnoser, vilket är avgörande för effektiv behandling.

Den intuitiva pekskärmen och anpassningsbara arbetsflöden effektiviserar arbetet och ökar effektiviteten i kliniska miljöer.

Dessutom erbjuder den ett brett utbud av sonder som passar olika undersökningar och djurarter, vilket gör den till ett oundgängligt verktyg för veterinärer som söker precision och tillförlitlighet.



# Vetus 50

Mindray Vetus 50 är ett alternativ för praktiker som vill ha bildbehandlingskraften hos en konsol med en överkomlig portabel budget. Precis som alla Mindray's dedikerade ultraljudsmaskiner för veterinärer har Mindray Vetus 50 förinställningar med en knapptryckning för alla arter och storlekar och är perfekt för AFAST- och TFAST-undersökningar, hjärt-, buk- och reproduktionsundersökningar av smådjur.



# Vetus 80

Mindray Vetus 80 är en komplett lösning för buk-, hjärt- och kärlapplikationer med avancerade funktioner som UWN+ kontrastavbildning, Natural Touch Elastography och Glazing Flow.

Vetus 80 är en ultraljudsmaskin av högsta kvalitet för veterinärmedicin för allmän till avancerad hjärtavbildning av små till stora djur.



# Next2Vet

## Teknisk service



På Next2Vet vill vi vara mer än bara en försäljare av utrustning, vi vill vara våra kunders partner för att hjälpa dem med utrustningen även efter att det har lämnat vårt laget. Därför har vi en serviceavdelning som åker land och rike runt och hjälper till med service, underhåll och installationer. Veterinärsutrustningen kan vara komplex, och våra kunder ska ha tid och möjlighet att göra det de gör bäst - hjälpa djur. Next2Vet tar serviceuppdrag över hela landet och har servicetekniker stationerade i västra, södra, och mellan-Sverige för bästa möjliga tillgänglighet.

### Vi erbjuder bland annat:

Årlig narkosservice på narkosutrustning  
Syrgasgeneratorer reparation/översyn  
Tandröntgen reparationer/översyn  
Autoklav reparationer/översyn  
och mycket mer...



## Kontakta service

0411-214420 | [service@next2vet.se](mailto:service@next2vet.se)

Serviceanmälan: <https://next2vet.se/kontakt/>



# HDE Tandustrusting

## Level 1

- N1 engine (complete unit)
- Quickflex reinforced drive shaft w/spring 1,20 m
- Flexidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- Instrument case



## Level 2

- EVOLUTION engine (complete unit with jacket)
- Quickflex reinforced drive shaft w/ spring 1.20 m
- Flexidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- V4 instrument case
- Angle drill



## Level 3

- EVOLUTION engine (complete unit with jacket)
- Quickflex reinforced drive shaft w/ spring 1.20 m
- Flexidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- Polyfloat long straight twist (without burr)
- Hand piece for the 06es
- Trolley instrument case



## Level 4

- EVOLUTION engine (complete unit with jacket)
- Quickflex reinforced drive shaft w/ spring 1.20 m
- Flexidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- Polyfloat long straight twist (without burr)
- Hand piece for the 06es
- Hand piece for the 11th
- Trolley instrument case






# Aohua endoskop

Aohua veterinär endoskop är din bästa partner för att leverera förstklassig vård till dina patienter. Med kristallklar bildkvalitet och smidig, ergonomisk design tar Aohua dina undersökningar till nästa nivå, vilket ger dig förmågan att ställa snabba och precisa diagnoser. Dessa endoskop är byggda för att hålla och motstå daglig användning i krävande miljöer, vilket gör dem till en säker investering för din klinik.

Oavsett om du arbetar med smådjur, stora djur, eller exotiska arter, har Aohua en lösning som passar dina behov. Låt inte utrustningen begränsa din potential – välj Aohua och upplev hur enkel och effektiv endoskopi kan vara.

*Kontakta oss för rådgivning,  
demo eller offert på endoskop!*





## Mindray hos Next2Vet

Mindray ligger i framkant av veterinärteknologi och utvecklar ständigt banbrytande lösningar som förbättrar diagnostisk noggrannhet och behandlingseffektivitet. Deras utrustning integrerar avancerade funktioner som är specifikt anpassade för veterinärbruk, vilket säkerställer att din klinik är utrustad med de bästa verktygen för att ge exceptionell vård.

Att investera i Mindray veterinärutrustning innebär att investera i framtiden för din klinik. Med deras toppmoderna teknologi, tillförlitlighet och användarvänliga design, ger Mindray-produkter dig möjlighet att leverera den högsta vårdkvaliteten till dina patienter.

På Next2Vet är vi dedikerade till att förse dig med de bästa veterinärprodukterna på marknaden. Utforska vårt urval av Mindray-utrustning och höj vårdkvaliteten på din klinik idag!

**Kontakta oss för att lära dig mer om Mindray-produkter och hur de kan gynna din praktik**







## Mindray anestesystem

Mindrays anestesystem är utformat för säkerhet och precision, med avancerade ventilationslägen och omfattande övervakningsmöjligheter. Dessa system säkerställer optimal anestesihantering för en rad olika veterinärkirurgiska ingrepp.

## Mindray ultraljudsmaskiner

Mindray ultraljudsmaskiner erbjuder högupplöst bildbehandling och avancerade funktioner som Doppler och 3D/4D-kapaciteter. Dessa maskiner är viktiga för noggrann diagnos och övervakning av olika tillstånd hos djur, från små husdjur till stora boskap.



## Mindray patientmonitorer

Mindray patientmonitorer ger realtidsdata om vitala tecken, vilket hjälper veterinärer att fatta informerade beslut under operation och kritiska vårdsituationer. Deras kompakta och portabla design gör dem idealiska för användning i olika miljöer inom kliniken.

## Mindray infusionspumpar

Mindray infusionspumpar erbjuder exakt kontroll av vätske- och medicinleverans, vilket är viktigt för hantering av kritiska och kirurgiska patienter. Deras robusta design och användarvänlighet gör dem till ett pålitligt val för veterinärkliniker.







## Undersökningsbord

Undersökningsbord med klämskydd.

- Gummerad bordsskiva 130 x 60 cm
- Elektriskt höj- och sänkbart från 27 cm upptill 1,08 meter
- Utrustad med klämskydd, en list som går runt hela bordskivans underkant
- Tyst motor och mjuka rörelser
- 4 låsbara hjul
- 2 säkerhets-sprintar som gör att bordet kan spärras i högsta läge vid rengöring och service
- Lätt att rengöra och underhålla
- Tillverkat i Sverige
- CE-märkt bord



### Tillbehör till undersökningen



Art.nr. 2611310



Art.nr. 2911260



Art.nr. 2923230

# Operationsbord



## N2V Operationsbord

Vårt eget operationsbord, finns både med och utan tiltfunktion. Höj och sänkbart helt ner till 30 cm.



## Trend operationsbord elektriskt flat-top

Elektrohydrauliskt operationsbord med specialdesignat höjjusterbart underrede och rostfri bordsskiva med avlopp.

TREND-bordet är elektriskt justerbart i höjddled från 72 - 102 cm och har fotpedaler på båda sidor samt en handmanövrerad tiltmekanism uppbytt av en pneumatisk cylinder till nästan vertikalt läge. Små hjul på ena sidan av underredet gör bordet mobilt. Bordsfoten har 4 hjul, vilket gör det enkelt att flytta bordet



## Trend operationsbord elektriskt v-top

Elektrohydrauliskt operationsbord med specialdesignat höjjusterbart underrede och rostfri bordsskiva med avlopp.

- V-topp i rostfritt stål med avlopp
- 130 cm x 60 cm
- Lyfter upp till 120 kg
- Basen finns i fem olika färger



# Lampor från Dr. Mach




*Kontakta oss för rådgivning  
och offert på lampor till din klinik.*

Dr Mach har satt standarden inom medicinsk belysningsteknik i årtionden. Den nya OT-ljusgenerationen med LED-teknik stöder dig i ditt dagliga kliniska arbete genom att leverera optimal ljuskvalitet, både för dina undersökningar och operationer.

Vårt sortiment omfattar alla Dr Mach LED-lampor som golvmodeller, väggmodeller och takmodeller mellan 2,20 och 3,00 m takhöjd.

- Justerbar färgtemperatur
- Livslängd på minst 50.000 timmar
- Ingen värme i kirurgens huvud eller sårområdet
- Enkel positionering av lamphuvudet
- Precis belysning av sårhål och arbetsområde





## Pettrust blodtrycksmätare

Blodtrycksmätare för hundar och katter. En blodtrycksmätare som har fördelen att kunna mäta blodtrycket mycket försiktigt, särskilt hos katter, utan att katten störs av det.

- Teknik: Oscillometri
- Parameter: systoliskt tryck, diastoliskt tryck, medelartärtryck, hjärtfrekvens
- Mättid och mätområde: <40 sekunder; 30-300 mmHg
- Mätcykel: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 minuter, 2 timmar eller OFF
- Upplösning: 1 mmHg
- Noggrannhet: +- 3 mmHg eller +- 2% av avläst värde.
- STAT-läge: 5 minuters kontinuerliga mätningar.

**Endast 16.000 kr**  
ord pris 22.050 kr



## Mistral-Air Värmeenhet med luft

Säker, bekväm och smart patientvärmare  
Att förebygga oavsiktlig perioperativ hypotermi bidrar till att minska de kirurgiska infektionerna, vårdtiden och kostnaderna. Mistral-Air® värmeenhet är en patientvärmare som möjliggör säker, bekväm och smart hantering av patientens temperatur för att uppnå normotermi.





# Mindre stress - mer trygghet



## Thundershirt

Thundershirt är en trygghetskapande jacka som anpassar sig perfekt efter din hund och hunden blir snabbt lugn. Det sätter ett skonsamt och konstant tryck på din hunds kropp. Känslan av att vara omsluten lugnar din hund, precis som att bli insvept lugnar en bebis.

Art.nr.	Produktbeskrivning
---------	--------------------

2781050	Str. XL (30-50 kg)
---------	--------------------

2781090	Str. L (18-29 kg)
---------	-------------------

2781080	Str. M (11-18 kg)
---------	-------------------

2781070	Str. S (6-11 kg)
---------	------------------

2781060	Str. XS (4-6 kg)
---------	------------------

## KRUUSE Manuka

En av våra mest effektiva medel för att behandla sår hos djur är KRUUSE Manuka-serien. Steril 100 % Leptospermum scoparium-honung från Nya Zeeland.

Kan användas för att applicera honung direkt på såret och skapa en fuktig sårmiljö som främjar läkning. Antimikrobiell sårgelé, används för att skapa en fuktig sårmiljö. För kontaminerade sår och nekrotiska sår som kräver autolytisk revidering.



Se hela sortimentet av  
KRUUSE Manuka här



## B'seen Reflexväst

Reflexvästen från B'seen har reflexer på båda sidor som lyser upp tydligt när ljuset träffar västen. Västen är enkel att sätta på hunden och tål att tvättas. Perfekt till höstens mörka promenader.

Finns i storlek S-XXL

Art.nr.	Produktbeskrivning
2755160	B'seen Reflexväst för hund

## BUSTER Classic/E-Power Hundkrage

Den ideala lösningen som förhindrar patienten att komma i kontakt med sår på huvudet, bakkroppen eller benen. Kragen är tillverkad av 100 % polypropen som gör den smidig och lätt att hantera.

Finns i 9 storlekar för att säkerställa perfekt passform för alla hundar

Art.nr.	Produktbeskrivning
2733910	BUSTER Classic Hundkrage
600007	E-Power Hundkrage





## HEINE G100 LED

HEINE G100 LED Otskophuvud med LEDHQ-teknik används till både diagnostisering och instrumentering och passar med diverse olika spekula samt engångstrattar. Det är ett servicefritt, slitstarkt kvalitetsinstrument designat för daglig användning på kliniker och sjukhus. Ljuset är steglöst justerbart mellan 3%-100% med fantastisk färgåtergivning (3,500 K, CRI>97) även av röda nyanser (R9>93) för säkrare diagnos.

HEINE G100 LED Veterinärset USB levereras komplett i ett hårt etui med G100 LED Otskophuvud, BETA 4 NT handtag med laddningsindikator, li-jon batteri, NT4 bordsladdare samt en uppsättning metallspekula (57mm x 4mm dia., 65mm x 6mm dia., 90mm x 7mm dia.).



Art.nr.	Produktbeskrivning
158909	HEINE G100 LED Veterinärset NT4

## Heiniger klippmaskiner

Heinigers kraftfulla, lätta och tysta klippmaskiner är en välsignelse för alla hundägare och ett måste-verktyg för alla professionella som klipper små djur. Heiniger är schweizisk toppkvalitet från topp till tå, och de batteridrivna klippmaskinerna har lång klipptid och kort laddningstid.



**EXTRA SKÄR OCH  
ANDRA TILLBEHÖR  
KAN TILLKÖPAS**

Art.nr.	Produktbeskrivning
2747200	Heiniger SaphirBasic klippemaskine, med Li-Ionic batteri 7.4
2747210	Heiniger Opal klippemaskine med Li-Ionic batteri 7.2V/2.85Ah
2747220	Heiniger Opal klippemaskine med Li-Ionic batteri 7.2V/2.85Ah
2747240	Heiniger StyleMini Trimmer med Li-Ion batteri 3.7V/600mAh/
2747250	Heiniger SaphirCord klippemaskine med skær nr. 10
2747260	Heiniger SaphirCord klippemaskine med skær nr. 40


## Suntech blodtrycksmätare



3-i-1: Tillförlitlig SunTech blodtrycksteknik med pulsoximeter och temperaturmätare för veterinärt bruk. SunTech Vet30 kombinerar SunTechs tillförlitliga BP-teknik med pulsoximeter- och temperaturövervakning och ger veterinärer en exakt, bärbar och lättanvänd monitor för att utföra rutinmässig och kontinuerlig icke-invasiv övervakning av hundar och katter, både före, under och efter behandlingsprocedurer.

Art.nr.	Produktbeskrivning
2911320	SunTech Vet25 Monitor, SunTech NIBP
2911350	SunTech Vet30 Monitor, SunTech NIBP, AccuVet SpO2, temp
2911380	SunTech Vet30 Monitor, SunTech NIBP, Masimo SpO2, temp





E-vet erbjuder kurser inom bland annat, kirurgi, ultraljud och anestesi.

Se hela kurskatalogen och anmäl dig på E-vet's kursportal genom att skanna QR koden



## Kurskatalog

EFTERÅR 2024





## Hitta din kontaktperson

Har du frågor om varor eller behov av hjälp är du välkommen att kontakta oss.



**Peter Svenningsson**  
Försäljningschef  
peter@next2vet.se  
0411-55 57 64  
0708-55 84 59



**Niklas Wikström**  
Produktchef  
niklas@next2vet.se  
0724-01 77 81



**Ulrika Bartholdsson**  
Säljare  
ulrika.bartholdsson@next2vet.se  
0791-43 35 54



**Jessica Lamkén**  
Säljare  
jessica@next2vet.se  
0703-89 21 14



**Anneli Tikkanen**  
Säljare  
anneli.tikkanen@next2vet.se  
0701-01 67 29



**Johnny Bohman**  
Kundtjänstansvarig  
johnny@next2vet.se  
0411-55 57 60



**Jonas Käll**  
Kundtjänst / Marknadsföring  
kruuse.svenska@kruuse.com  
018-489 97 00



**Sarah Minaei**  
Kundtjänst  
kruuse.svenska@kruuse.com  
018-489 97 00

Följ oss på:

