

VETERINÄRENS
BÄSTA VÄN

NEXT
VET 2

A covetrus  Company



NEXT2VET BLADET MAJ-AUGUSTI 2025

MÖT EXPERTEN

Mitt namn är Niklas Wikström och jag är legitimerad djursjukskötare och produktchef på Next2Vet. En stor del av min tid på Next2vet ägnar jag åt mitt brinnande intresse för anestesi och övervakning.

Jag skulle vilja informera och belysa vikten av funktionskontroll vid installation av narkosutrustning. Anledningen till att jag vill belysa detta kommer sig av att jag själv bevittnat utrustning som genom felaktig installation och/eller bristfällig utbildning riskerat patientsäkerheten.

Vid allt arbete med anestesisgas så finns det föreskrifter från arbetsmiljöverket (AFS 2001:7) som måste följas. Det händer ibland att jag får frågan om dessa föreskrifter verkligen gäller för veterinärer?

Den första paragrafen ger ett tydligt svar på den frågan:

1 § Dessa föreskrifter gäller alla verksamheter där anestesisgas används.

Under dessa paragrafer så tas det bland annat upp regler som gäller installation, täthetskontroll och teknisk översyn.

Kortfattat innebär det att all anestesiutrustning skall kontrolleras innan den tas i bruk.

Denna kontroll säkerställer att utrustningen inte har tillverkningsfel, skadats under transport och är säker till att användas till era patienter. Med mer avancerad utrustning så blir denna kontroll både mer utförlig och viktigare. Täthetskontroll skall göras innan varje användning och att teknisk översyn skall ske minst vart 12:e månad. De som utför denna service ska ha kompetensen och nödvändig utrustning för att kunna göra den tekniska översynen. Denna kontroll skall dokumenteras och kunna uppvisas för tillsynsmyndighet.

Jag vill även belysa vårdhandboken där det finns mycket information och kloka ord. Men några ledord när vi ska investera i och installera medicinteknisk utrustning är:



Vårdhandboken



Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Säker utrustning - säker installation - säkert underhåll - säker användning



Säg Hej till Malin, vår nya säljare.

Malin har alltid ett leende och ett genuint engagemang. Hon är en person som snabbt skapar förtroende och sprider positiv energi. Hennes styrka ligger i att se möjligheter och hitta lösningar, skapa struktur och driva saker framåt med ett lugnt och positivt förhållningssätt. Med hennes erfarenhet som säljare kommer hon vara den högra handen ni kan räkna med. Att ge den bästa supporten är inte bara ett jobb för henne, det är en självklarhet. Hon finns där för att hjälpa, stötta och vara ett bollplank, oavsett om det gäller små eller stora saker!



AOHUA

AOHUA ENDOSKOP

NYHET

OR-160

Aohuas nya processor med förbättrad bild HD kvalite, starkare pump och större bild 18".

Har uttag för både flexibla endoskop och rigida endoskop. Har inbyggt patient system.

Flexibla endoskop från 2,8 mm till 13 mm och längder från 60 cm till 3,5 m.

Tex vårt nya 6028 endoskop är 6 mm tjockt, 1,5 m långt och har en 2,8 mm arbetskanal.

Next2vet har givetvis också ett stort urval med biopsitänger och främmandekropps tänger.

Kontakta oss för mer info och demo.



MINDRAY HOS NEXT2VET

Mindray är ett av världens största medicintekniska företag. De ligger i framkant i utveckling av kvalitativ och säkrare utrustningar.

Vi på Next2Vet har ett samarbete med dem inom ultraljud, narkos, monitorer, pumpar och röntgen.

Mindray ligger i framkant av veterinärteknologi och utvecklar ständigt banbrytande lösningar som förbättrar diagnostisk noggrannhet och behandlingseffektivitet. Deras utrustning integrerar avancerade funktioner som är specifikt anpassade för veterinärbruk, vilket säkerställer att din klinik är utrustad med de bästa verktygen för att ge exceptionell vård.

Att investera i Mindray veterinärutrustning innebär att investera i framtiden för din klinik. Med deras toppmoderna teknologi, tillförlitlighet och användarvänliga design, ger Mindray-produkter dig möjlighet att leverera den högsta vårdkvaliteten till dina patienter.

På Next2Vet är vi dedikerade till att förse dig med de bästa veterinärprodukterna på marknaden. Utforska vårt urval av Mindray-utrustning och höj vårdkvaliteten på din klinik idag!

Kontakta oss för att lära dig mer om Mindrayprodukter och hur de kan gynna din praktik.





MINDRAY ULTRALJUD

Vi på Next2vet har ett brett sortiment av ultraljud för veterinärklinikerna. Allt från små svart vita apparater upp till High end apparater för den kräsne bilddiagnostikern.

VETUS 9 2.0

Mindrays High end apparat på veterinärsidan. Helt utvecklad för veterinärtbruk. ZST? Teknik och zone fokusering. Har den högsta bild upplösningen. Mycket ergonomiskt utvecklad med justerbar skärm i alla lägen, flytande bord, höj och sänkbar. Allt för att hitta den rätta arbetsställningen och undvika skador. Har applikationer för buk, hjärta och MSK. Stort urval prober.



TE5 VET

Helt utvecklad POCUS, touch screen, batteridrift och sladdvinda. Allt för att man snabbt och lätt kan förflytta och sköta utrustningen med smutsiga händer. Helt avtorkningsbar.

Mycket omtyckt på IVA och Akut avdelningar.



mindray

WATO EX 65 PRO VET

Denna proffsmaskin från Mindray är byggd för lågflödesanestesi. 15tums touchskärm, spirometri och flödesoptimering är bara några av de egenskaper som finns hos denna kvalitetsmaskin från Mindray.



MINDRAY VETA5

Denna smidiga och användarvänliga narkosmaskin med integrerad entilator har blivit en av Mindrays absoluta storsäljare!

MINDRAY PATIENTMONITORER

Mindray patientmonitorer ger realtidsdata om vitala tecken, vilket hjälper veterinärer att fatta informerade beslut under operation och kritiska vårdssituationer. Deras kompakta och portabla design gör dem idealiska för användning i olika miljöer inom kliniken.



Storsäljaren ePM12 vet

MINDRAY BENEVISION N1

är den senaste nyheten från Mindray – en smidig övervakningsenhet som ryms i din hand, är otroligt tålig och har en imponerande batteritid. Med EKG, blodtryck (invasivt och oscillometriskt), SpO2, CO2 och temperaturmätning får du pålitlig och heltäckande övervakning var du än befinner dig.



RÖNTGEN

RÖNTGEN MINDRAY VETIX 380

Komplett röntgen från Mindray, Ett DR system med stor platta som är damm och vattentät. 140um pixel, 3,6 Lpm och 32 kW. 460 kHz inverter frekvens ger snabba stabila bilder.

Flytande bord i 4 riktningar, 150 cm med möjlighet till 20 cm förlängning.

Touch screen för lätt och säker inställning av parametrar.

Användarvänligt bildbehandlingsprogram.

Kontakta oss för pris



Se produktfilm här

**Otroligt
bra pris på
röntgenutrustning
under hela
2025**

mindray




DR PLATTA VETIPAD M1 OCH M1 PLUS

Dags att uppgradera er DR platta eller byta ut er äldre CR platta. Vetipad är snabb och enkel att installera. Finns i storlekar 17"x17" och 14"x17". Den är damm och vattensäker. Kan droppas från 1 m. Trådlös uppkoppling. Automatisk exponerings detektion.

Mjukvara som är veterinäranpassad.
Enkel och smidig att sköta.

*Vill ni veta mer om dessa
prisivärda utrustningar
är ni varmt välkomna att
höra av er till Niklas
Wikström eller Peter
Svenningsson.*




TRAKELATUB

KRUUSE PVC Endotrakealtub med kuff och intuberingsnippel.

Den här endotrakealtuben är av typen High Volume, Low Pressure (HVLP), vilket refererar till kuff-typen.

Alla KRUUSE PVC endotrakealtuber har Murphy's eye för att säkerställa luftflöde till patienten i händelse av att tubens lumen är ockluderad.

Såls i förpackning om 10st

**KRUUSE SMART VET CART**

Bårvagn i metall, 20 cm låsbara hjul, höjd 80 cm och gummistroppar för bårfäste. Två bromsade hjul.

Bår i lättmetall med patientfixering med kardborreband.

3-i-1-lösning: mobil bur, arbetsbord och transportvagn

- Återhämtning - nära personalen
- Toppen kan användas som arbetsbord
- Lätt att hantera och passar de flesta dörröppningar
- Storleken tillåter patienter som väger upp till 35 kg
- Ramp för enklare patientåtkomst
- Tillbehör som ger mervärde
- Lätt att montera
- Snygg skandinavisk design

Manuka

Steril honungsbaserad sårgel nu i större tub.

Manuka G är en steril honungsbaserad sårgel i engångstub. Sårgelen består av 100 % Leptospermum scoparium - honung från Nya Zeeland.

Honungsförbandet hjälper till att bevara en fuktig sårmiljö, vilket stimulerar sårsläkningen. De höga sockernivåerna i Manuka G sårgel resulterar i ett osmotiskt tryck som främjar autolytisk debridering av nekrotisk vävnad och ger en snabb doftminskning i illaluktande sår.



Art. nr.	Produktbeskrivning
1650100	KRUUSE Manuka G Honungsgel 15 g
1650110	KRUUSE Manuka G Honungsgel 50 g

CALMDOWN

- HJÄLPER TILL ATT MINSKA STRESS

En feromon-infunderad knapp att fästa på plastkragen, för att omedelbart lugna ner hundar och katter under den postoperativa återhämtningsfasen.

Att behöva bära krage kan vara stressande för djuret då den stör deras syn, lukt och rumsuppfattning.

För att hjälpa hundar och katter att känna sig säkra, bekväma och avslappnade under den postoperativa återhämtningsfasen, fästs CalmDown by KRUUSE® Postoperativ knapp på kragen med en enkel klicklösning.

Den varar i minst 10 dagar, följer djuret vart det än går och avger feromonerna vid djurets nos, där effekten är som störst.



Art. nr.	Produktbeskrivning
8410200	Håltång
8410000	Display, katt
8410010	Display, hund

Calibra
For **true** pet lovers

CALIBRA SNACKS

Art. nr.	Produktbeskrivning
3811720	Gastrointestinal
3811730	Vitalitysupport
3811740	Weight management
3811750	Hypoallergenic
3811760	Mobility support
3811770	Urinary care



- VETERINÄRENS BÄSTA VÄN

Vad innebär detta? För oss betyder det att vi finns där för er oavsett om ni är en liten klinik eller ett stort djursjukhus. Vi finns där för er före, under och efter inköp.

Vi har tre säljare vars mål att besöka alla kliniker i Sverige som önskar besök. Där kommer de att höra efter vilka behov ni har, ge er information om nyheter både inom förbrukning, instrument och medicinskt teknisk utrustning samt hjälpa er till bra val för att er klinik skall fungera så effektivt som möjligt.

Vi har även två specialister som kan hjälpa er med information om våra tekniska utrustningar. Det gäller allt från röntgen, ultraljud, anestesi och endoskopi till EKG och blodtrycksapparater. Vi kan även ge er råd om vilken typ av utrustning som passar bäst för era förhållanden. Givetvis kan vi erbjuda demo av våra utrustningar både hos er på kliniken eller på någon av våra testkliniker. Det vi inte kan svara på direkt tar vi reda på.

Vid köp av medicinskt teknisk utrustning från oss ingår alltid nödvändig utbildning och genomgång, ibland även lite kliniska råd.

Våra tre servicetekniker hjälper er med installation, service och support av den utrustning ni köper av oss. Teknikerna är bosatta i Skåne, Göteborg och Stockholm, vilket gör att de täcker landet bra. De jobbar både med planerad service på narkos, ultraljud, monitorer, autoklaver och pumpar men också med akuta reparationer som kan uppstå.

På vårt kontor och lager i Ystad finns det åtta personer som sköter kundtjänst, inköp och lager. Öppettider för kundtjänst är måndag till fredag kl 7:00 till 16:00. Därefter svarar säljarna efter tillgänglighet. Kundtjänst har mycket lång erfarenhet av de produkter vi säljer och kan oftast ge er den information ni behöver. De tar givetvis också emot beställning om man inte vill lägga dem via vår nu uppdaterade webshop.

Beställningar som kommer in senast kl 12 skickas samma dag, men ofta löser vi även senare inkomna beställningar.

Vi alla är Next2Vet och vårt mål är att ge alla veterinärkliniker den hjälp som behövs och efterfrågas.



SÄKER OCH BEKVÄM PATIENTVÄRMARE

Letar du efter en effektiv patientvärmare som snabbar på läkeprocessen och bidrar till kortare vårdtid och minskade kostnader?

Testa Mistral Air Luftvärmare, MA 1200. Den förebygger oavsiktlig perioperativ hypotermi och bidrar till att minska de kirurgiska infektionerna och vårdtiden.

Läkeprocessen snabbas på när patienten behåller värmen och patienten får en härligt inbäddad känsla vilket resulterar i en effektiv patientuppvärmning. Den är säker, användarvänlig och smart. Mistral Air startar alltid på 38 grader och med en knapptryckning justeras temperaturen upp eller ner.

Mistral Air patientvärmare levereras tillsammans med ett universalfäste, lämpligt för IVA-skene eller rullstativ. Ett rullstativ med korg finns som tillval.

- Patientsäker
- Effektiv
- Enkel att använda
- Tyst
- Prisvärd

Mistral-Air® Forced Air Warming



Art. nr.	Produktbeskrivning
138180	Mistral-Air patientvärmare
138181	Hjulstativ med korg
138182	Täcke litet
138183	Täcke stort
138184	Air tube



KANMED WARMCLOUD

Temperaturreglerad, tryckavlastande varmluftsmadrass (110 x 50 cm eller 200 x 55 cm) som placeras under patienten på operationsbordet.

- Kan värmas upp till 42 grader
- Tystgående
- Genomlysbar
- Mycket säker och enkel användning

Slutet system, påverkar inte luften i operationssalen. Operationspersonalen kan stå intill den utan att själv bli varm.

NYHETER FRÅN DRAMINSKI

IScan 3.

Ny uppdaterad ultraljudsutrustning från Draminski. Kompletterad med hårdplastväska, laddare, batteri och linjär probe.

Förbättrad bildkvalité med möjlighet att köns bestämma.

WiFi och color, 7" skärm med en vikt på bara 2,6 kg. Kompatibel med Ilens goggles



airScan

Hypermodern ultraljudsutrustning, med en vikt på runt 600 G. Kompatibel med Ilens och android utrustningar.

Finns med linjär och konvex linjär probe. Frekvens på linjärprob 12,5 MHz, Vattentålig IP 65.

Ilens

Nya moderna goggles, med genomsynlighet som ger användaren fri sikt samtidigt som man även i solljus ser bilden från ultraljudet.

Bra passform. Vikt på bara 450 g och en upplösning på 854 x 480.

För mer info hör av er till oss på Next2Vet



NEXTMUNE

Otodine®

Patenterad öronrengöring för hund och katt med en unik kombination av klorhexidin och Tris-EDTA.

Clorexiderm 4% Shampoo

Koncentrerat schampo som innehåller klorhexidindiglukonat, lanolin och glycerin för att skydda huden och förhindra uttorkning hos hundar, katter och hästar.

SunnerSkin® SPF 50

Solkräm med hög solfaktor (SPF 50), fuktighetsgivande och vattenavvisande egenskaper till hund, katt och häst.



Klippmaskin Andis 2 speed

Bäst för professionell djurskötsel. Utrustad med en borstlös motor för maximal effekt och vridmoment för även de tuffaste groomarbeten. Konstant hastighetsteknik innebär att klipparen inte saktar ner genom tjocka eller mattade områden. Har två hastigheter - Normal: för de flesta behov och Hög: för tjocka lager. Passar alla Andis professionella löstagbara blad och de flesta konkurrerande blad.

Artnr: 101004

Klippmaskin Andis Pulse ZR11 VetPak komplett

Laddningsbar sladdlös Inkluderat 1 size 40 skär & 2 batteri

Bäst för veterinär och kirurgisk användning. Nu med ett avtagbart batteri för snabbt och enkelt byte! 3 timmars körning på en enda laddning. Litiumjonkraft parat med kraftfull roterande motor för att klippa alla hårtyper 5 hastigheter: Justerbar från 1800 till 3800 slag per minut. Utrustad med en storlek size 40 blad. Fungerar med alla UltraEdge®- och Show Edge-blad.

Artnr: 101000



TONOVET Plus

TONOVET Plus är den nya generationens tonometer för snabb och enkel veterinär IOP-mätning.

iCare TONOVET Plus tonometer används för att mäta IOP på djurpatienter av allmänveterinärer, veterinär ögonläkare och annan veterinärmedicinsk personal.

Som med alla iCare-tonometrar är TONOVET Plus-tonometern baserad på en rebound-mätprincip, där en lättviktssond används för att få tillfällig kontakt med hornhinnan. Den skonsamma mätningen kräver ingen bedövning och orsakar inte heller hornhinnereflex hos de flesta djur. iCare rebound tonometrar är lätta att använda eftersom de inte kräver underhållskalibrering av användaren.

TONOVET Plus är ännu enklare att använda. Den har ett avancerat användargränssnitt med en tydligare, större skärm. Röda/gröna positioneringsljus hjälper till att hitta rätt vinkel och siktar mot mitten av hornhinnan. Den automatiska mätsekvensen låter dig välja om du vill göra enstaka avläsningar eller göra alla 6 mätningarna med ett tryck på knappen.



iCare TONOVET Pro premium tonometer

IOP-MÄTNING SNABBARE OCH ENKELARE

TONOVET Pro är den mest mångsidiga tonometern i iCare TONOVETs produktportfölj. Denna flaggskeppsprodukt är designad för avancerade proffs som värde premiumfunktioner i noggrannhet och användbarhet. Dess 200 graders positionsfrihet är särskilt användbar i kirurgiska eller akuta miljöer.

Upplev snabbare och enklare IOP-mätningar med Quick Measure-funktionen. En innovativ uppgradering som erbjuder alla fördelar med TONOVETs patenterade rebound-teknologi men på ett snabbare och mer optimerat sätt.

- 200-graders positionsfrihet
- Snabbmätning för enklare och snabbare IOP-mätningar
- Mer känslig sond
- Avancerad sondkontroll för förbättrad noggrannhet
- Display vänd mot användaren
- 3 års garanti

iCare TONOVET Pet tonometer

TONOVET Pet tonometer erbjuder en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning för att övervaka IOP hos husdjur från bekvämligheten av deras hem

Med TONOVET Pet kan husdjursägare aktivt delta i hanteringen av sitt husdjurs ögonhälsa, i nära samarbete med veterinärer för att säkerställa bästa möjliga vård.



KÖP 200ST ADEQID CHIP OCH FÅ EN CVET HALO AVLÄSARE PÅ KÖPET!

- ADEQID/Bartmed chip för ID märkning, bästa valet för ditt djur! Normalstort eller litet ID chip.
- Migrationsskyddat med Parylene, ClickNLock indikerar komplett ingivning, Ergonomiskt utformad ingivare, 6 streckkoder medföljer.
- Följer ISO-standard 11784 & 11785.
- Svensk Landskod
- Godkända av SJV för Häst



Art. nr.	Produktbeskrivning
200007	ADEQID/Bartmed Mini Chip 1,4x8mm 20/paket
200006	ADEQID/Bartmed Chip 2,0 x 12 mm 20/paket



Veterinärens bästa vän!

Vi på Next2Vet har vårt huvudkontor i Ystad, men vi har kunniga och engagerade medarbetare runt om i Sverige. Det gör att vi har goda möjligheter att hjälpa dig på plats på din klinik, vid en installation, en bokad service eller om du behöver stöd kring hur du ska uppdatera din utrustning i samband med en flytt, omorganisation eller om kliniken växer. Vi lägger en stor vikt vid den personliga kontakten och har du en fråga? Vi svarar gärna!

Vi arbetar med noga utvalda leverantörer, med produkter av hög kvalitet. Vi kan våra produkter och vi vill dela med oss till dig. Vi hjälper våra kunder och ser till att ni har de materiella förutsättningarna som krävs för att kunna hjälpa era patienter på bästa sätt.

HITTA DIN KONTAKTPERSON



Anneli Tikkanen
Säljare
anneli.tikkanen@next2vet.se
0791-43 35 50



Ulrika Bartholdsson
Teamledare/Säljare
Ulrika.bartholdsson@next2vet.se
0791-43 35 54



Malin Hysing
Säljare
malin@next2vet.se
079-585 54 28



Peter Svenningsson
Försäljningschef
peter@next2vet.se
0411-55 57 64
0708-55 84 59



Niklas Wikström
Produktchef
niklas@next2vet.se
0724-01 77 81



Johnny Bohman
Kundtjänstansvarig
johnny@next2vet.se
0411-55 57 60



Tonny Nyman
Servicetekniker



Nicklas Becker
Servicetekniker



Kent Arvidsson
Servicetekniker