

VETERINÄRENS
BÄSTA VÄN

NEXT
VET 2

A covetrus  Company



NEXT2VET BLADET SEPTEMBER-NOVEMBER 2025



INNEHÅLL

Röntgen	4
Nextmune	5
Förbrukning	6
Förbrukning	7
Tand	8
Häst/ HDE	9
Endoskop	10
Otoskop, Laryngoskop	11
Mindray, Defibrillator	12
Mindray	13
Klippare	14
Patientvärme	15
Om oss	16
Bord	17
Lampor	18
Diatermi, Sigma vet/Seal&Cut	19
Melag	20
Melag	21
CalmDown	22
Service/ Specialister	23

mindray

Röntgen

RÖNTGEN MINDRAY VETIX 380

Komplett röntgen från Mindray, Ett DR system med stor platta som är damm och vattentät. 140um pixel, 3,6 Lpm och 32 kW. 460 kHz inverter frekvens ger snabba stabila bilder.

- Flytande bord i 4 riktningar, 150 cm med möjlighet till 20 cm förlängning.
- Touch screen för lätt och säker inställning av parametrar.
- Användarvänligt bildbehandlingsprogram.

Kontakta oss för pris



DR PLATTA VETIPAD M1 OCH M1 PLUS

Dags att uppgradera er DR platta eller byta ut er äldre CR platta. VetiPad är snabb och enkel att installera. Finns i storlekar 17"x17" och 14"x17". Den är damm och vattensäker. Kan droppas från 1 m. Trådlös uppkoppling. Automatisk exponeringsdetektion. Mjukvara som är veterinäranpassad. Enkel och smidig att sköta.

Vill ni veta mer om dessa prisvärda utrustningar är ni varmt välkomna att höra av er till Niklas Wikström eller Peter Svenningsson.



Se produktfilm här

Vi har nu ett brett sortiment av produkter från Nextmune!

ICF är en ledande specialist inom djurhälsa som vill bidra till minskad användning av antibiotika genom att utveckla innovativa, effektiva och vetenskapsbaserade lösningar på vanliga hälsoproblem hos sällskapsdjur.

Produkterna är utvecklade och tillverkade i Italien och sortimentet innefattar dermatologiska, otologiska och topikala produkter i över 30 år har ICF varit en pålitliga partner till veterinärer och djurägare i över 25 länder.



Se alla produkter från Nextmune här

NYHED

NEXTMUNE

CalmDown by KRUUSE® Postoperativ knapp för katt

En knapp fylld med feromoner som fästs på plastkragen, designad för att få katten att känna sig säker, bekväm och avslappnad under den postoperativa återhämtningen. Effekten varar i 10 dagar.

Att behöva bära krage kan vara stressande för katten. Den stör deras syn, lukt och rumsuppfattning.

CalmDown by KRUUSE® Postoperativ knapp för katt har en lugnande effekt eftersom den efterliknar de naturliga feromonerna som en katthona producerar för att lugna sina kattungar.

Knappen innehåller ett vetenskapligt testat feromon som hjälper till att lugna katten i stressiga situationer.

Lätt att använda och fungerar i upp till 10 dagar.

Knappen är lämplig för katter i alla åldrar och kan användas med alla plastkragar.



**KRUUSE VET-FLEX, RÖD,
2,5 CM x 4,5 M, 10 ST**
En smal Vet-Flex som passar utmärkt som plåster på mycket små och smala ben.



**CATRINE PÄRLGRUS,
FÖR URINPROV,
220 G, 1 ST**



**KRUUSE SA 20 VÅG
TILL SMÅDJUR**
Vågen är lämplig för gnagare, fåglar, katter och små hundar. Med en kapacitet på 20 kg har denna skala flexibiliteten att väga små djur. Den har snabb start och enkel användning. En minnesfunktion behåller den senaste vikten, så att användaren kan registrera resultat efter att djuret har tagits bort från vågen på ett säkert sätt.

Erbjudande
1 995 kr
Ord.pris 2 900 kr



Artnr: 280807

- Display med hög kontrast är lätt synlig på avstånd
- Minnesfunktionen kommer ihåg den senaste vikten
- Ergonomisk design ger bekvämt stöd
- Lätt design • möjliggör viktkontroll och justering
- Enkel
- Fungerar med nätadapter (medföljer) eller batterier (medföljer ej)

**BUSTER BODY SUIT
STEP ´N GO, TILL KATT,
XS, 1 ST**

Fördelar med
BUSTER Body Suit:

- Bekväm, mjuk och flexibel
- Full rörelsefrihet
- Lätt att ta på och av
- Tryckknappar för optimal säkerhet
- Finns i flera storlekar



**KRUUSE VET-FLEX, BLÅ,
15 CM x 15 M, 4 ST**
Högkvalitativt flexibelt cohesive bandage. Ett extra brett bandage som passar bra till tex buk eller halsbandage.



**KRUUSE DOSERINGSPISTOL
TILL PASTA**
För administrering av
KRUUSE pasta.



KRUUSE KETOSE PASTA



**KRUUSE CALCIUM/FOSFOR
PASTA**



KRUUSE AKTIVT KOL PASTA



KRUUSE VOMACIDOSE PASTA



KRUUSE VOM STARTER PASTA



Tandutrustning till häst



LEVEL 1

- N1 engine (complete unit)
- Quickflex reinforced drive shaft w/spring 1,20 m
- Flexxidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- Instrument case



LEVEL 2

- EVOLUTION engine (complete unit with jacket)
- Quickflex reinforced drive shaft w/ spring 1.20 m
- Flexxidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- V4 instrument case
- Angle drill



LEVEL 3

- EVOLUTION engine (complete unit with jacket)
- Quickflex reinforced drive shaft w/ spring 1.20 m
- Flexxidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- Polyfloat long straight twist (without burr)
- Hand piece for the 06es
- Trolley instrument case



LEVEL 4

- EVOLUTION engine (complete unit with jacket)
- Quickflex reinforced drive shaft w/ spring 1.20 m
- Flexxidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- Polyfloat long straight twist (without burr)
- Hand piece for the 06es
- Hand piece for the 11th
- Trolley instrument case

Tandutrusning



QUATTRO PLUS

Quattro Plus är designad för veterinären att utföra patient-vård enklare, snabbare och mer bekvämt.

Beroende på önskemål kan vinkeln på handstyckets konsol justeras. Denna funktion gör att handstyckena kan placeras i perfekt vinkel för att skapa den mjukaste kroppsrörelsen.

Den stora hyllan ger plats att placera de olika verktyg som behövs för proceduren på ett ställe. Den rundade kanten på hyllan förhindrar att instrument faller av. Eftersom det inte finns några skarvar, tätningar eller synliga skruvar är den mycket lätt att rengöra. Sugslangen är flexibel och lätt för att förhindra spänningar i användarens handled. Dessutom är slangen avtagbar för enklare rengöring.



SKANRAY DENTALRÖNTGEN
Prisvärd, högfrekvent dentalröntgen från Skanray.



KRUUSE TANDINSTRUMENTSET

KRUUSES feline uppsättning gjord för katter och små hundar. Instrumenten är mindre och tunnare, så att du kan arbeta med mycket små tänder.

Setet innehåller:

- 2823470 KRUUSE Elevator, rak, 1 mm, kort handtag
- 2823480 KRUUSE Elevator, rak, 2 mm, kort handtag
- 2823950 KRUUSE Pochemätare och Explorer
- 2823960 KRUUSE Periosteal Elevator, dubbel
- 2823970 KRUUSE Resorptionslesionsinstrument, katt
- 2823980 KRUUSE Tandrensare, small, katt/små hundar
- 2823990 KRUUSE Curette, Gracey, 13/14, small, katte/små hund



AOUHA ENDOSKOP OR-160

Aohuas nya processor med förbättrad bild HD kvalitet, starkare pump och större bild 18". Har uttag för både flexibla endoskop och rigida endoskop. Har inbyggt patientsystem. Flexibla endoskop från 2,8 mm till 13 mm och längder från 60 cm till 3,5 m.

Nyheter på endoskop

Vårt nya Vet-6028R endoskop är 6 mm tjockt, 1,5 m långt och har en 2,8 mm arbetskanal. Vårt minsta som är 2,8 mm tjockt, 1 m långt och har en arbetskanal på 1,2 mm. Bland vårt stora urval av rigida endoskop finns nu även en dental häst. Next2vet har också ett stort urval med biopsitänger och främmande-kropps tänger.

Mångsidigt instrument med LED HQ



HEINE G100 LED

Otoskophuvud med LEDHQ-teknik används till både diagnostisering och instrumentering och passar med diverse olika spekula samt engångstrattar.

Det är ett servicefritt, slitstarkt kvalitetsinstrument designat för daglig användning på kliniker och sjukhus. Ljuset är steglöst justerbart mellan 3%-100% med fantastisk färgåtergivning (3,500 K, CRI>97) även av röda nyanser (R9>93) för säkrare diagnos.



HEINE G100 / BETA 200 LED

Veterinärset NT4 levereras komplett i ett hårt etui med G100 LED Otoskophuvud, BETA 200 LED Oftalmoskophuvud, BETA 4 NT handtag med laddning-sindikator, li-jon batteri, NT4 bordsladdare samt en uppsättning metallspekula (57mm x 4mm dia., 65mm x 6mm dia., 90mm x 7mm dia.).


Handtaget ger upp till 9 timmars drift och är fullt kompatibelt med alla BETA Instrument, både LEDHQ och 3,5V XHL versioner.

Batteristatusindikatorn i bottenlocket lyser med orange ljus när handtaget behöver laddas. Bottenlocket har även ett integrerat säkerhetssystem som förhindrar fullständig urladdning av batteriet och därmed maximeras batteriets livslängd.

HEINE G100 LED kan användas med metallspekula, öppna metallspekula, öppningsbart metallspekulum, Sanalon S spekula samt engångs UniSpec engångstrattar (adapter krävs).

Artnr: 158954

Heine G100, Beta 200 Veterinär kit inklusive bordsladdare



mindray

Defibrillator uMED 20 vet från Mindray



En smidig och lätt arbetad unit

Defibrillering i 3 steg färg kodat

1. Ställ in energi - Blå
 2. Ladda - Gul
 3. Skjut - Orange
- Snabb laddning, power on på mindre än 2 sekunder
 - Ladda upp till 200 J på mindre än 2,5 sekunder
 - Kan användas med både externa paddels och med klister pads
 - 7" färgskärm med både EKG och resp.
 - Skrivare



Mellan-klass



VETUS 80 MINDRAYS

Har alla nödvändiga applikationer, buk, hjärta, MSK. God ergonomisk utformning, lätt förståelig knappologi. Bildhanteringen bygger på ZST+ teknik som ger hög prestanda både på buk och hjärta. Passar kliniken som gör ganska mycket ultraljud och gör en del hjärta eller har ambitioner att starta upp detta. Utmärkt bildkvalité, lätt att göra sina egna presets.

Bra budgetval



VETUS 50

Uppbyggd på samma bas som övriga cartapparater, fullt utrustad med både buk, hjärta och MSK program. ZST+ bildteknik. Möjlighet att göra hjärta men kanske för mindre och mellan stora kliniken som behöver bra utrustning för framförallt bukundersökningar.

mindray

Mindray Ultraljud

Mindray har ett stort urval av ultraljud, allt från High end till mindre svart-vita apparater. Både stand alone till bärbara av olika prestanda. Här presenterar vi tre olika nivåer och prisklasser av högt presterande ultraljud för djurkliniken. Förutom bra maskiner har vi ett långt och djupt kunnande inom specialiten, vi har väl utbyggd service och support som är en trygghet för våra kunder.

Premium



VETUS 92.0

Helt utvecklad för veterinärt bruk. ZST+ Teknik och zone fokusering. Har den högsta bildupplösningen. Den perfekta apparaten för kliniker som vill och gör både hjärta och buk ultraljud. Mycket ergonomiskt utvecklad med justerbar skärm i alla lägen, flytande bord, höj och sänkbar. Allt för att hitta den rätta arbetsställningen och undvika skador. Har applikationer för buk, hjärta och MSK. Stort urval prober. Passar alla som har behov av toppkvalité på sina ultraljudsundersökningar.

Heiniger klippmaskiner

Heiniger Style Mini är tyst under användning med minimala vibrationer. Den är perfekt för precisionstrimning runt tassar, ögon, öron och svans. Det justerbara klipphuvudet kan ställas in på klipplängder mellan 3 och 6 mm. Skärhuvudet är lätt att rengöra.



**KLIPPMASKINSBLAD GENERAL
PURPOSE CAREFUSION**
Ljusblå, blå eller rosa.



**LADDNINGSADAPTER
CAREFUSION KLIPPMASKIN**



- Tyst under användning med minimala vibrationer
- Laddningstid: 90-120 minuter
- Hastighet: 5500 dbs/min ärg CMOS WiFi-kamera
- Vikt: 120 g

Art. nr.	Produktbeskrivning
2747200	Saphir
2747210	Opal + skär nr 10
2747220	Opal + skär nr 40
2747240	Style mini
2747250	Saphir cord + skär nr 10
2747260	Saphir cord + skär nr 40

Mistral-Air®
Forced Air Warming

Säker och bekväm patientvärmare

Letar du efter en effektiv patientvärmare som snabbar på läkeprocessen och bidrar till kortare vårdtid och minskade kostnader?



TESTA MISTRAL AIR LUFTVÄRMARE, MA 1200
Den förebygger oavsiktlig perioperativ hypotermi och bidrar till att minska de kirurgiska infektionerna och vårdtiden. Läkeprocessen snabbas på när patienten behåller värmen och patienten får en härligt inbäddad känsla vilket resulterar i en effektiv patientuppvärmning. Den är säker, användarvänlig och smart. Mistral Air startar alltid på 38 grader och med en knapptryckning justeras temperaturen upp eller ner. Minstral Air patientvärmare levereras tillsammans med ett universalfäste, lämpligt för IVA-skena eller rullstativ. Ett rullstativ med korg finns som tillval.

- Artnr: 138180
Mistral-Air patientvärmare
- Artnr: 138181
Hjulstativ med korg
- Artnr: 138182
Täcke litet
- Artnr: 138183
Täcke stort
- Artnr: 138184
Air tube





Veterinärens bästa vän

Vi alla är Next2Vet och vårt mål är att ge alla veterinärkliniker den hjälp som behövs och efterfrågas.

Vad innebär detta? För oss betyder det att vi finns där för er oavsett om ni är en liten klinik eller ett stort djursjukhus. Vi finns där för er före, under och efter inköp.

Vi har tre säljare vars mål är att besöka alla kliniker i Sverige. Där kommer de att höra efter vilka behov ni har, ge er information om nyheter både inom förbrukning, instrument och medicinskteknisk utrustning samt hjälpa er till bra val för att er klinik skall fungera så effektivt som möjligt.

Vi har även två specialister som kan hjälpa er med våra tekniska utrustningar. Det gäller allt från röntgen, ultraljud, anestesi och endoskopi till EKG och blodtrycksapparater. Givetvis kan vi erbjuda demo av våra utrustningar både hos er på kliniken eller på någon av våra testkliniker.

Vid köp av medicinskteknisk utrustning från oss ingår alltid nödvändig utbildning och genomgång, ibland även lite kliniska råd. Våra tre servicetekniker hjälper er med installation, service och support av den utrustning ni köper av oss. Teknikerna är bosatta i Skåne, Göteborg och Stockholm, vilket gör att de täcker landet bra. De jobbar både med planerad service på narkos, ultraljud, monitorer, autoklaver och pumpar men också med akuta reparationer som kan uppstå.

På vårt kontor och lager i Ystad finns det åtta personer som sköter kundtjänst, inköp och lager.

Öppettider för kundtjänst är **måndag till fredag kl 7:00 till 16:00**. Därefter svarar säljarna efter tillgänglighet. Kundtjänst har mycket lång erfarenhet av de produkter vi säljer och kan oftast ge er den information ni behöver. De tar givetvis också emot beställning om man inte vill lägga dem via vår nu uppdaterade webshop.

Beställningar som kommer in senast kl 12 skickas samma dag, men ofta löser vi även senare inkomna beställningar.

Ett flexibelt och mobilt operationsbord



PANNOMED TREND ELEKTRO-HYDRAULISKT OPERATIONSBORD

Ett flexibelt och mobilt operationsbord med specialdesignat höjdjusterbart underrede (72-102 cm) och robust rostfri bordsskiva med praktiskt avlopp. Utrustat med fotpedaler på båda sidor och en smidig tilmekanism som kan ställas nästan vertikalt.

Med fyra hjul, varav två är mobila, är bordet enkelt att flytta och anpassa. V-toppen i rostfritt stål mäter 160x60 cm och klarar en belastning upp till 120 kg.

Artnr: 2807740



UNDERSÖKNINGSBORD ELEKTRISKT 60X120CM

- Gummiklädd bordsskiva 60x120 cm
- Elektriskt höj- och sänkbart från 30 cm upptill 110 cm
- Bordet kan lyfta upp till 80 kg
- Tyst motor och mjuka rörelser
- 4 låsbara hjul
- Lätt att rengöra och underhålla
- Strömförsörjning och uppladdningsbart batteri = inga irriterande sladdar i vardagen

Artnr: 170030



SÄKERT OCH SMIDIGT UNDERSÖKNINGSBORD MED KLÄMSKYDD

Detta undersökningsbord kombinerar funktionalitet med hög säkerhet. Bordet har en gummerad yta (130 x 60 cm) och är elektriskt höj- och sänkbart mellan 27 cm och 108 cm – perfekt för både patientkomfort och ergonomiskt arbete. Den tysta motorn ger mjuka rörelser, och det helomslutande klämskyddet skyddar mot olyckor. Fyra låsbara hjul och två säkerhetssprintar möjliggör stabilitet och säker rengöring i upphöjt läge. CE-märkt och lätt att underhålla – ett pålitligt val för professionella vårdmiljöer.

Artnr: 170090



DENTALBORD ELEKTRISKT MED TILT 160X60 CM

Höj och sänkbart ner till 30 cm. Dränerad uppsamlingsbehållare.

Artnr: 170070

Premiumbelysning för veterinärvård i världsklass

På Next2Vet är vi stolta över vårt långvariga samarbete med den tyska tillverkaren Dr. Mach – en av världens ledande experter inom medicinsk belysning. Vi har sålt deras lampor över ett decennium, och vi vet varför våra kunder väljer just Dr. Mach: oöverträffad ljuskvalitet, hållbar design och teknik anpassad för veterinärers specifika behov.

Oavsett om det handlar om undersökningsrum eller operationssalar erbjuder Dr. Machs veterinärlampor precision, flexibilitet och pålitlighet – egenskaper som gör skillnad i varje behandling. Genom vårt nära samarbete kan vi på Next2Vet erbjuda skräddarsydd rådgivning, smidig leverans och full support för hela Dr. Machs sortiment.



DR. MACH LED 300DF

- PRECISION FÖR OPERATIONSSALEN

LED 300DF är en avancerad operationslampa från Dr. Mach, utvecklad för högsta möjliga prestanda vid kirurgiska ingrepp. Med kraftfull LED-teknik, justerbar färgtemperatur och en sterilmånövrerbar kontrollpanel, får du full kontroll över ljuset – varje gång. Optimal för veterinärkirurgi där precision och belysning är avgörande.



Vill du veta mer om hur rätt belysning kan lyfta din klinik?

Kontakta oss – vi hjälper dig hitta rätt lösning med Dr.Mach.

DR. MACH 120F/130F - SMIDIG OCH EFFEKTIV UNDERSÖKNINGSLAMPA

Dr. Mach 120F är en kompakt men kraftfull undersökningslampa med hög ljusstyrka och utmärkt färgåtergivning – perfekt för klinikens dagliga behov. Den är lätt att justera, enkel att använda och finns i flera monteringsalternativ (vägg, tak eller stativ). Ett utmärkt val för veterinärer som vill ha pålitlig belysning i varje undersökning.

Artnr: 118007 Undersökningslampa
Dr Mach 120 F LED vägg

Artnr: 118019 Undersökningslampa
Dr Mach 130 F vägg LED

Diatermi



MB 160

Högfrekvent elektrokirurgisk enhet lämplig för medelmonopolär kirurgi eller bipolär elektrokirurgi. Funktionslägena inkluderar rena snitt, koagulerade snitt, tvingad koagulation, mjuk koagulation och, med pincett, bipolär koagulation.

Diatermo MB 160 är särskilt lämpad vid mycket fuktig arbetsmiljö, till exempel slemhinnor, med behov av att ha en reserv av användbar styrka. Av dessa skäl rekommenderas MB160 för gynekologisk och ortopedisk kirurgi. Denna enhet möjliggör mycket professionella kirurgiska ingrepp tack vare säkerhetsfunktionerna från utrustning med hög effekt.

OC-larm varnar användaren om att kabeln är fränkopplad, att neutralplattan inte är ansluten eller att den inte är i kontakt med patienten. I detta fall är snitt- och koagulationsdriften avstängd. Larmet består av en ljudsignal och ett blinkande rött ljus.

OVT-larm är en varning som förhindrar att enheten överhettas.



SEAL&CUT

Monopolär, bipolär och vessel sealer i en och samma maskin.



Mitt namn är Niklas Wikström och jag är legitimerad djursjukskötare och produktchef på Next2Vet.

Jag hoppas alla har haft en härlig sommar och känner sig återhämtade och redo för hösten!

Jag tänkte ta vid lite där jag avslutade inlägget i sommarbladet där jag informerade om krav vid installation och service av narkosutrustning. Efter en installation anser vi inte att vårt jobb eller ansvar är över!

Vi kommer fortsätta stötta er med eventuella frågor som dyker upp. Vi har utöver mig som produktspecialist/djursjukskötare även tre tekniker som kan hjälpa till att svara på frågor och utföra service.

Ni ska alltid veta vem ni ska ringa till om det uppstår problem eller bara frågor. En fördel med dagens teknik är att det kan vara möjligt för oss stötta er via videosamtal i de lägen där ni kanske har en patient sövd när frågor uppstår.

Ett litet tips till våra dagliga funktionskontroller av narkosmaskiner – glöm inte bort att kontrollera era APL-ventiler (Bernerventil m.fl.) ibland – oavsett om det är en maskin med eller utan ventilator.



Kontakta mig om ni vill ha information om hur ni gör detta
Niklas@next2vet.se

Snabb och effektiv sterilisering av verktyg



MELAG HELIO 5L

SteriHero Speed+ är en banbrytande kompakt autoklav som möjliggör snabb och effektiv sterilisering av instrument och verktyg mellan behandlingar. Med en steriliseringscykel på endast 6,5 minuter (plus torkning) sätter den en ny standard för hastighet inom sin klass.

NYCKELFUNKTIONER:

- Extremt snabb steriliseringscykel: Steriliserar instrument på bara 6,5 minuter, vilket minimerar väntetider mellan behandlingar.
- Kompakt design: Perfekt för kliniker med begränsat utrymme utan att kompromissa med kapaciteten.
- Användarvänlig: Intuitiv plug-and-play-funktionalitet gör den enkel att använda utan omfattande utbildning.
- Tillförlitlig prestanda: Säkerställer konsekvent och effektiv sterilisation för att upprätthålla högsta hygienstandards.

SteriHero Speed+ är det optimala valet för kliniker och mottagningar som söker en snabb, pålitlig och platsbesparande lösning för instrumentsterilisering.

Autoklav med hög kapacitet



Tidsbesparande sterilisering med kraftfull vakuum-torkning

FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Klass B och S sterilisering enligt EN 13060 - för säker sterilisering av både förpackade och oförpackade instrument - oavsett form eller komplexitet.
- Snabba cykler från 16 minuter
- Hög kapacitet - rymmer upp till 6 kg instrument på 5 extra långa brickor - perfekt vid hög belastning.
- Smart-Touch Display - intuitiv pekskärm som gör programval och övervakning enkel.
- Full dokumentation - export via USB, nätverk eller loggutskrift - redo för revisionsspårning.
- Robust konstruktion - made in Germany - tillverkad under strikta kvalitetskontroller i Berlin. Driftsäker i alla lägen.

Ger kragen stress, ångest eller panik?
Bara kom igen!



Läs mer här

CalmDown by KRUUSE®
Postoperativ Knapp
Hjälper till att minska stress

En feromon-infunderad knapp att fästa på plastkragen, för att omedelbart lugna ner hundar och katter under den postoperativa återhämtningsfasen.

Ger snabbt en lugnande effekt som varar i minst 10 dagar.



Vi förstärker vårt team för att ge dig ännu bättre service



För oss är din upplevelse som kund alltid i centrum. Som ett led i vårt ständiga arbete med att förbättra vår service, är vi glada att kunna presentera ett nytt ansikte i vårt team. Vi välkomnar Christian Dahmberg som ny chef för vår service- och kundserviceavdelning. Christian kommer att leda arbetet med att vidareutveckla våra tjänster och säkerställa att du som kund alltid får den hjälp och support du behöver. Hans främsta fokus är att lyssna på feedback och se till att vi levererar en pålitlig och hjälpsam service. Detta är ett viktigt steg i vårt fortsatta engagemang för dig som kund.



Vi erbjuder bland annat:

Årlig narkosservice på narkosutrustning

Syrgasgeneratorer reparation/översyn

Tandrontgen reparation/översyn

Autoklav reparation/översyn och mycket mer....

Teknisk Service

På Next2Vet vill vi vara mer än bara en försäljning av utrustning, vi vill vara våra kunders partner för att hjälpa dem med utrustningen även efter att de lämnat vårt lager. Därför har vi en serviceavdelning som åker land och rike runt och hjälper till med service, underhåll och installationer. Veterinärutrustningen kan var komplex och våra kunder ska ha tid och möjlighet att göra det de gör bäst - hjälpa djuren! Därför är vi både stolta och glada över att ha så duktiga medarbetare som varje dag gör relationen till våra kunder ännu starkare med sina tjänster.

VÅRT LAG
servicetekniker



A **covetrus**  Company

VETERINÄRENS BÄSTA VÄN

Vi på Next2Vet har vårt huvudkontor i Ystad, men vi har kunni-
ga och engagerade medarbetare runt om i Sverige. Det gör att
vi har goda möjligheter att hjälpa dig på plats på din klinik, vid
en installation, en bokad service eller om du behöver stöd kring
hur du ska uppdatera din utrustning i samband med en flytt,
omorganisation eller om kliniken växer. Vi lägger en stor vikt vid
den personliga kontakten och har du en fråga? Vi svarar gärna!

Vi arbetar med noga utvalda leverantörer, med produkter av
hög kvalitet. Vi kan våra produkter och vi vill dela med oss till dig.
Vi hjälper våra kunder och ser till att ni har de materiella förutsätt-
nignarna som krävs för att kunna hjälpa era patienter på bästa sätt.



Niklas Wikström
Produktchef
niklas@next2vet.se
0724-01 77 81



Ulrika Bartholdsson
Teamledare/Säljare
ulrika@next2vet.se
0791-43 35 54



Malin Hysing
Säljare
malin@next2vet.se
079-585 54 28



Anneli Tikkanen
Säljare
anneli@next2vet.se
0791-43 35 50



Johnny Bohman
Kundtjänstansvarig
johnny@next2vet.se
0411-55 57 60



Christian Dahmberg
Customer & Technical
Support Manager
christian@next2vet.se



Peter Svenningsson
Försäljningschef
peter@next2vet.se
0411-55 57 64
0708-55 84 59



Kent Arvidsson
Servicetekniker
kent@next2vet.se



Tonny Nyman
Servicetekniker
tonny@next2vet.se



Nicklas Becker
Servicetekniker
nicklas@next2vet.se