

VETERINÄRENS
BÄSTA VÄN

NEXT
VET 2

A covetrus  Company



NEXT2VET BLADET JANUARI - APRIL 2026



INNEHÅLL

Ny produktspecialist	4
Specialisten tipsar	5
Nyheter i Webbshop	6
Kragar, CalmDown	7
KRUUSE SafeVet® Linda	8
Heine ML4	9
Injektions och volympumpar	10
Monitorering	11
Anestesi	12
Anestesi	13
Ultraljud	14
Ultraljud	15
Röntgen	16
Lampor, röntgenskydd	17
Tandutrustning till häst	18
Webbshop	19
Nextmune, Diskdesinfektor	20
Endoskop	21
Priokund	22
Peter har ordet	23
Service och kundjänst	24

Magdalena Lundberg – Från anestesijukssköterska till produktspecialist inom veterinärvården

Next2Vet utökar och vill presentera Magdalena.

Jag heter Magdalena och har under många år arbetat som anestesijukssköterska inom den humanmedicinska vården. Genom åren har jag samlat på mig en bred och djup klinisk erfarenhet, där varje möte med patienter och kollegor har format mig till den jag är idag – en trygg, lyhörd och lösningsorienterad medarbetare.

Med en stark drivkraft att fortsätta utvecklas och bidra på nya sätt har jag nu tagit steget över till veterinärvården, hos Next2Vet arbetar jag nu som produktspecialist. Det är en spännande övergång som förenar min medicinska kompetens med ett stort intresse för djur och teknik. I min nya roll får jag möjlighet att stötta veterinärteam med kunskap, utbildning och lösningar som gör skillnad – för både djur och människor.

Jag tror på värdet av att bygga broar. Med nyfikenhet, engagemang och ett hjärta som klappar för vård i alla dess former ser jag fram emot att fortsätta skapa bästa förutsättningarna för våra kunder.



**Följ Next2Vet i våra sociala kanaler
– nyheter, tips och smarta lösningar för din klinik.**



Specialisten tipsar

Tips från specialisten:

Gör det till en självklar rutin att mäta kufftrycket direkt efter intubering – och glöm inte att kontrollera igen vid längre narkoser.

Praktiska hjälpmedel:

- AG Cuffill Kufftrycksmätare, 1 st – Produktnr. 2724600
- Kuffmanometer Ambu – Produktnr. 102318

Ambu kuffmanometer kan dessutom kopplas direkt till trakealtuben och ligga kvar under hela narkosen för att kontinuerligt följa kufftrycket.

Kom ihåg: En liten justering kan vara skillnaden mellan skada, vaguspåverkan och optimal trygghet.



KUFFTRYCK – DEN BORTGLÖMDA SÄKERHETEN

Att intubera är rutin – men kufftrycket är ofta en bortglömd detalj. I en studie på hundar såg man att 3 av 4 patienter hade för högt kufftryck när man inte använde manometer. Endast en liten andel låg i det säkra intervallet.

Varför spelar det roll?

- För högt tryck kan skada trakeas slemhinna och försämra blodförsörjningen.
- För lågt tryck ökar risken för gasläckage och otillräcklig ventilation.
- Hos brachycefala raser kan dessutom övertryck i trakea trigga en vagal reflex, vilket i sin tur kan orsaka bradykardi eller andra cirkulationspåverkningar under anestesi.

Två nyheter i vår webbshop!

Välkommen till vår **OUTLET** – sidan där du hittar professionell veterinär utrustning till extra förmånliga priser.

Spara pengar utan att kompromissa på kvaliteten!

Först till kvarn gäller!

Produkterna på vår outlet finns i begränsat antal och säljs tills lagret är slut.

Passa på att uppgradera din klinik med pålitlig utrustning till en bråkdel av ordinarie pris.

Utforska vårt aktuella sortiment idag och gör en riktigt bra affär för din verksamhet!

Produkterna finns i begränsat antal och säljs tills lagret är slut. Vi fyller på löpande med nya erbjudanden och kategorier, så det lönar sig att kika in ofta.

Besök vår outlet varje gång du lägger en order. Det lönar sig.

Miljösmarta val

Under vår kategori Miljösmarta val hittar du produkter som bidrar till ett mer hållbart samhälle och en miljömedveten veterinärverksamhet. Det kan handla om produkter som är Svanenmärkta, tillverkade med miljövänliga metoder, består av naturliga eller återvunna material, eller minskar användningen av engångsartiklar.

Next2Vet arbetar aktivt med att erbjuda miljöanpassade alternativ, tar hänsyn till miljöpåverkan vid upphandling, och främja återvinning och energieffektivitet. Vi fyller kontinuerligt på med nya produkter i denna kategori för att göra det enklare för dig att göra medvetna val som gynnar både kliniken och planeten.

✓ FRI FRAKT FRÅN 2500:-

✓ 30 DAGARS ÖPPET KÖP

✓ SNABBA LEVERANSER

✓ KUNDTJÄNST: 0411 55 57 30





▼ PRODUKTER VARUMÄRKEN AKTUELLT OFFERTFÖRFRÅGAN NEXT2VET HEMSIDA SERVICE OUTLET MILJÖSMARTA VAL 🌱



HADE DET INTE VARIT SKÖNT MED EN KRAGE FÖR DE BRACHYCEFALA HUNDARNA SOM INTE BEHÖVER JUSTERAS OCH KLIPPAS TILL FÖR ATT PASSA?

Vi har sådana kragar! Kragarna säljs i paket om 10 st

Art. nr.	Produktbeskrivning
2735000	BUSTER Dog Collar for Brachycephalic Breeds, XS
2735010	BUSTER Dog Collar for Brachycephalic Breeds, S
2735020	BUSTER Dog Collar for Brachycephalic Breeds, M
2735030	BUSTER Dog Collar for Brachycephalic Breeds, L
2735040	Startpaket om 10st blandade storlekar



CalmDown - Hjälper till att minska stress

En feromon-infunderad knapp att fästa på plastkragen, för att omedelbart lugna ner hundar och katter under den postoperativa återhämtningsfasen.

Att behöva bära krage kan vara stressande för djuret då den stör deras syn, lukt och rumsuppfattning.

För att hjälpa hundar och katter att känna sig säkra, bekväma och avslappnade under den postoperativa återhämtningen, fästs CalmDown by KRUUSE® Postoperativ knapp på kragen med en enkel klicklösning.

CalmDown varar i minst 10 dagar, följer djuret vart den än går och avger feromonerna vid djurets nos, där effekten är som störst.



Art. nr.	Produktbeskrivning
8410200	Håltång
8410000	Display, katt
8410010	Display, hund


KRUUSE SafeVet® Linda

En serie lindor från KRUUSE som har en unik skyddad design. Med ett mönster av rektanglar som vid stretch/applicering skall bilda kvadrater och då visar lindans optimala stretchnivå visuellt.


- Sårer och skonsam samt minskar risken för stasning.
- Garanterar en konsekvent och jämn applicering varje gång.
- Designskyddat mönster.

KRUUSE SafeVet® Linda, säljs i en mix med 3 färger i förpackning om 10 st och finns i 5 cm, 7,5 cm och 10 cm.

Denna linda är perfekt att sälja i klinikens butik för en säkrare bandageläggning i hemmet.



Up to 50% stretch



Risk of stasis

NYHET!



Art. nr.	Produktbeskrivning
1607180	KRUUSE Safevet® Linda, 5 cm
1607190	KRUUSE Safevet® Linda, 7,5 cm
1607120	KRUUSE Safevet® Linda, 10 cm

HEINE

PRECISION, KOMFORT OCH LJUS I VÄRLDSKLASS.

Upplev perfekt sikt och total frihet med HEINE ML4 LED HeadLight Kit. Det kompletta kitet levereras med Professional L-pannbånd, HR-luppar (2,5x / 340 mm), 2x mPack UNPLUGGED-batterier och EN 50 Wall UNPLUGGED-laddare – redo för professionellt arbete direkt ur lådan.

HR-lupparna är fullt anpassningsbara för varje användare. Justera enkelt pupillavstånd, arbetsvinkel och använd tillsammans med dina egna glasögon.

Låg vikt (endast 51 g) och vattentät design ger maximal komfort hela dagen.

Ljus i HEINE-kvalitet.

Med LEDHQ-teknologi får du naturligt vitt ljus (5500 K) och hög färgåtergivning (CRI > 90).

Du ser verkliga färger – rött är rött, blått är blått – för bästa möjliga diagnostik.

Flexibelt och uthålligt

- Justerbar ljuspunkt: 30–80 mm.
- Steglös ljusstyrka.
- Upp till 4,5 timmars arbetstid – fulladdat på 2 timmar.

Tekniska höjdpunkter

- Förstoring: 2,5x.
- Arbetsavstånd: 420 mm.
- Synfält: 130 mm.
- Fältdjup: 310–510 mm.



mindray

Volym och injektionspumpar



ANIFM

AniFM från Mindray ger dig trygghet, precision och smart bolusfunktion – alltid redo, oavsett om pumpen sitter på droppställning, skena eller burgaller.

Art. nr.	Produktbeskrivning
300030	AniFM sprutpump
300024	AniFM infusionspump



EVP/EVS

EVP och EVS – den avancerade pumpserien för modern veterinärvård.

Med Mindrays EVP och EVS får du avancerade infusions- och injektionspumpar som kombinerar precision, säkerhet och flexibilitet. De kan enkelt monteras i rack och erbjuder smarta funktioner som gör vardagen både tryggare och effektivare – oavsett om du arbetar på klinik eller djursjukhus.




EDS

eDS Vet Rack – när precision möter ordning. Med EDS Vet Rack får du en smart och platsbesparande lösning där flera sprutpumpar kan monteras tillsammans. Perfekt för djursjukhus och kliniker som vill ha struktur, säkerhet och enkel åtkomst.

mindray

Monitorering



UMEC12

Prisvärd övervakningsmonitor för kliniken
Enkel. Säker. Tillförlitlig.

- Kompakt och lättanvänd – perfekt för små och medelstora kliniker.
- Tillförlitlig prestanda – robust konstruktion som fungerar dag efter dag.
- Prisvärt alternativ – grundläggande övervakning och säkerhet till ett konkurrenskraftigt pris.

uMEC12 – smart budgetval för trygg och pålitlig patientövervakning.



MINDRAY N1

Kompakt patientmonitor med maximal kontroll
Smidig. Precisionssäker. Tillförlitlig.

- Övervaka viktiga parametrar i realtid: hjärtfrekvens, syremättnad, blodtryck och temperatur.
- Kompakt och lättanvänd: perfekt för klinikmiljöer där utrymme och snabbhet är viktigt.
- Tillförlitlig och robust: stabil prestanda dag efter dag.
- Prisvärd lösning: hög kvalitet och noggrannhet till konkurrenskraftigt pris.

Mindray N1 – liten monitor, stor trygghet för både dig och dina patienter.



EPM12

Intuitiv övervakning för trygg anestesi

- Omfattande övervakning: hjärtfrekvens, blodtryck, SpO₂, temperatur och respiratoriska parametrar i realtid.
- Möjlighet till övervakning av narkosgaser och O₂ för maximal patientsäkerhet.
- CrossFusion-teknik: förbättrad SpO₂-mätning även i utmanande situationer.
- Fullt narkosprotokoll i efterhand, perfekt för dokumentation och kvalitetssäkring.
- Intuitiv och lättanvänd, tydligt gränssnitt som förenklar arbetsflödet i kliniken.

mindray

Anestesi

Ett anestesiutbud som täcker allt – från smågnagare till avancerad intensivvård.

På Next2Vet erbjuder vi ett av Sveriges bredaste sortiment av anestesiutrustning för veterinärmedicin. Oavsett om du behöver en kompakt maskin för mindre patienter, en komplett ventilatorlösning eller marknadens mest avancerade narkossystem – vi har produkterna som levererar trygghet, precision och stabilitet i varje narkos.

Men utrustning är bara halva värdet.

Två dedikerade produktspecialister inom anestesi står alltid redo att hjälpa dig med val av maskin, inställningar, utbildning och klinisk support. Med många års erfarenhet inom narkos och monitorering ser Niklas och Magdalena till att du får ut maximal funktion och säkerhet i din vardag.

För att allt ska fungera år efter år har vi erfarna medicintekniska tekniker som ser till att service, felsökning och kalibrering sker korrekt, snabbt och enligt gällande regelverk.

Tillsammans gör vi anestesi tryggare, enklare – och bättre för både personal och patient.



MINDRAY VETA 1

Är en liten och lättanvänd anestesismaskin som passar särskilt bra för råttor, möss och andra mycket små patienter. Den levererar stabil och exakt gasdos även vid extremt låga flöden, vilket gör den idealisk för säkra och kontrollerade narkoser på små gnagare. Med kompakt design, tydliga reglage och driftsäker funktion blir Veta 1 ett tryggt och effektivt val för kliniker som arbetar främst med laboratoriedjur och små exotics i vardagen.



VETA 3

En modern anestesismaskin som levereras inklusive förgasare, robust design och enkel användning – allt till ett riktigt bra pris.

VETA 5

Sveriges mest använda narkosmaskin med ventilator.

Veta 5 från Mindray Animal är den mest populära narkosmaskinen med ventilator hos svenska veterinärkliniker. Den kombinerar precision, flexibilitet och användarvänlighet för trygg anestesi vid alla typer av ingrepp.



**Säker.
Precis.
Pålitlig.**

MINDRAY WATO A7

En revolutionerande anestesimaskin i världsklass för veterinärkliniker Wato A7 är en revolutionerande nyhet inom veterinär anestesi. Ursprungligen utvecklad för humansidan och nu förbättrad och optimerad för djur, kombinerar den världsklassens teknik med veterinärspecifik mjukvara.

- Elektriskt turbinsystem för ventilatorn.
Exakt ventilering med hög precision även för smådjur och komplexa anestesifall.
- Andningsluft direkt från rummet.
Ingen tryckluft behövs – Wato A7 kan använda rumsluft vid behov, vilket ger ökad flexibilitet och enkel installation där tryckluft saknas.
- Avancerad ventilator och intuitiv mjukvara.
Integrerad spirometri, elektroniska flödesmätare och flödesoptimerare
- Kan anslutas till CMS och generera ett narkosprotokoll.
All ventilator- och anestesidata sparas och kan granskas efter proceduren – perfekt för dokumentation och analys.
- Intuitiv och lättanvänd.

Tydlig layout och användarvänligt gränssnitt som förenklar klinikens arbetsflöde.

Mindray Wato A7 – framtidens anestesi för veterinärkliniker är här.



**Användar-
vänlig**

WATO EX-65 PRO VET

Avancerad anestesilösning.

- Elektroniska flödesmätare och flödesoptimerare för exakt gasdosering.
- Integrerad spirometri och uppvärmt andningsblock för optimal ventilationskontroll och patientkomfort.
- Lågflödesanestesi med minimal gasförbrukning.
- Dataöverföring till ePM12 för fullständig dokumentation och övervakning.
- Intuitiv och lättanvänd, byggd för daglig klinikanvändning.
Wato EX-65 Pro Vet – säker, exakt anestesi med ventilator och full integrering med ePM12.



**A7
- toppnivå
inom
anestesi**

mindray

Ultraljud

Mindray Animals ultraljud - för varje veterinär och varje djur.

Diagnostisk precision. Klinisk enkelhet.

Mindray Animal erbjuder ett komplett sortiment av veterinäranpassade ultraljudssystem - utvecklade för att ge högsta bildkvalitet och användarvänlighet i varje undersökning.

Med Mindray får du toppmodern teknik, anpassad för veterinärmedicin - till ett pris som gör avancerad bilddiagnostik tillgänglig för fler kliniker. Här presenterar vi ett urval av laptopmodeller.



TILL STUTERIVETERINÄREN - MINDRAY DP-30 VET OCH DP-50 VET

Två portabla och prisvärda ultraljud som lämpar sig mycket väl för stogyn. DP-30 är det enkla och lättburna valet för snabba dräktighetskontroller och grundläggande reproduktionsbedömningar i fält. DP-50 erbjuder skarpare bild och fler funktioner för den som vill ha lite mer precision vid utvärdering av ovarier, livmoder och tidig dräktighet. Båda är robusta och byggda för stallmiljö - två starka alternativ för effektiv reproduktionsdiagnostik hos sto och dina patienter.



MINDRAY TE5 VET

Det självklara valet för FAST och TFAST på djursjukhus.

När varje sekund räknas behöver du utrustning som levererar snabba, tydliga och tillförlitliga bilder. Mindray TE5 Vet är utvecklad för akutmateriell diagnostik - med fokus på FAST- (Focused Assessment with Sonography for Trauma) och TFAST-undersökningar (Thoracic FAST).

Den kombinerar exceptionell bildkvalitet med intuitiv hantering och robust design. Allt i ett portabelt format som alltid är redo - oavsett om det gäller trauma, bukblödning eller pleuravätska.



NYHET - MINDRAY VETUS E5

Letar du efter ditt första ultraljud? Då är Vetus E5 ett smart val. Maskinen är enkel att använda redan från start och levererar imponerande bildkvalitet i sin klass. Djurspecifika preset gör det lätt att komma igång, och den genomtänkta designen ger ett tryggt arbetsflöde även för mindre erfarna användare.

Vetus E5 är prisvärd utan att kompromissa med funktioner, och erbjuder stabil prestanda som gör diagnostiken både snabbare och säkrare.

Vetus E5 - instegsmaskinen som överraskar med sin prestanda.



MINDRAY VETUS E7

Nästa nivå av ultraljud.

Ett system för dig som behöver mer - högre precision, bättre bildkvalitet och fler smarta funktioner i det dagliga arbetet. Skarpare bild - avancerad bildoptimering för tydligare diagnoser.

Effektivt arbetsflöde - fler intelligenta, automatiska verktyg. Flexibel användning - anpassad för kliniker som vill ta nästa steg.

Prisvärd prestanda - premiumfunktioner till en rimlig kostnad. Finns även som Vetus E7 EQ - en version specifikt anpassad för häst, med funktioner och bildoptimering utvecklade för hästveterinären.

Vetus E7 - när du vill ta nästa steg inom diagnostik.

MINDRAY M11 VET - UPPFÖLJAREN TILL POPULÄRA M9

M11 Vet tar över efter M9 och höjer nivån med ännu bättre bildkvalitet, högre prestanda och modernare teknik. Det är ett portabelt premiumsystem med full kapacitet för hjärtultraljud och avancerade Dopplerfunktioner som gör det enkelt att fånga även snabba och svårfångade strukturer.

Systemet är lätt, robust och byggt för klinikkens vardag, med snabb processering och ett brett probutbud för både allmän diagnostik och kardiologi. M11 Vet - nästa generation av portabelt premiumultraljud.



mindray Röntgen

RÖNTGEN MINDRAY VETIX 380

Prisvärd digital röntgen på nästa nivå för veterinärkliniker

Snabb. Skarp. Smidig. Prisvärd.

Med Mindray Vetix380 får du en digital röntgenlösning som kombinerar hög bildkvalitet, intuitiv design och pålitlig prestanda – till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Utvecklad för smådjurskliniker där precision, snabbhet och enkel användning är avgörande i vardagen.

Robust konstruktion i ett kompakt format
– lätt att placera, lätt att använda.

Smart och intuitiv mjukvara med avancerad bildbehandling och enkel arkivering.
Mindray Vetix380 – när du vill ha hög prestanda, hög bildkvalitet och hög användarvänlighet till ett oväntat bra pris.



MINDRAY VETIPAD DR

Uppgradera till digital röntgen på din klinik.

Mindray Vetipad DR levererar kristallklar bildkvalitet med en högupplöst detektor som ger detaljerade bilder på bara några sekunder. Den är robust och dropptestad för att tåla klinikkens vardag och erbjuda lång livslängd. Systemet startar på några sekunder och den intuitiva mjukvaran gör det enkelt att fånga, granska och dela bilder direkt. Samtidigt får du premiumkvalitet och pålitlig diagnostik till ett mycket fördelaktigt pris.

Med Mindray Vetipad DR uppgraderar du enkelt ditt befintliga röntgensystem från traditionell framkallning till direktdigital röntgen – utan att behöva byta hela utrustningen. Plattan finns i två olika storlekar.



mindray

Lampor

Ny serie lampor VeLED från Mindray. Detta är undersökningslampor E3 och E5 men också operationslampor S3 och S5. Alla lampor är med LED belysning.

Undersökningslamporna har 60 000 resp 70 000 LUX och operationslamporna har 100 000 resp 160 000 Lux.

Modern design till ett överraskande lågt pris.



RÖNTGEN SKYDD NELSON X-RAY

Vår nya leverantör av röntgenskydd har ett brett sortiment av högkvalitativa röntgenskydd. Nu är alla beställningsvaror då utbudet av storlekar, material, färger och mönster är stort.

Kvalitén är hög, 100% polyester, antibakteriell fläckavvisande teflon behandlad polyester.

I sortimentet ingår förkläden, thyroideaskydd och glasögon.





Tandutrustning till häst



LEVEL 1

- N1 engine (complete unit)
- Quickflex reinforced drive shaft w/spring 1,20 m
- Flexxidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- Instrument case



LEVEL 2

- EVOLUTION engine (complete unit with jacket)
- Quickflex reinforced drive shaft w/ spring 1.20 m
- Flexxidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- V4 instrument case
- Angle drill



LEVEL 3

- EVOLUTION engine (complete unit with jacket)
- Quickflex reinforced drive shaft w/ spring 1.20 m
- Flexxidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- Polyfloat long straight twist (without burr)
- Hand piece for the 06es
- Trolley instrument case



LEVEL 4

- EVOLUTION engine (complete unit with jacket)
- Quickflex reinforced drive shaft w/ spring 1.20 m
- Flexxidisc long curved twist
- Stainless steel brush with holder
- Polyfloat long straight twist (without burr)
- Hand piece for the 06es
- Hand piece for the 11th
- Trolley instrument case

Vi utvecklar vår webbshop – för en smidigare kundupplevelse

Under året har vi lagt stort fokus på att vidareutveckla vår webbshop för att göra det ännu enklare och mer intuitivt för våra kunder att hitta rätt produkter. Ett omfattande kategoriseringsarbete har genomförts, vilket innebär att artiklar nu är tydligare sorterade och snabbare att hitta – oavsett om du söker efter specifika produkter eller vill inspireras av vårt utbud.

Vi arbetar dessutom löpande med att förbättra produkttexter och bilder för att ge en mer komplett och tydlig produktupplevelse. Vår nya Outlet-sida är lanserad och kommer kontinuerligt fyllas på med produkter till attraktiva priser.

Vi har även skapat en särskild kategori för miljösmarta produkter – ett sortiment som ligger i framkant för dig som vill göra hållbara och genomtänkta val till din klinik.

Förbättringsarbetet pågår ständigt. Om du saknar något, har önskemål eller idéer om hur vi kan förenkla din beställningsprocess ytterligare, tar vi tacksamt emot dina förslag. Tillsammans kan vi skapa en ännu bättre och mer användarvänlig webbshop.



NEXTMUNE

STOMEK – SKONSAMT STÖD FÖR MAGEN

Trygg och effektiv hjälp för känsliga magar. Stomek är ett skonsamt och naturligt tillskott framtaget för att stödja mag- och tarmhälsan hos hundar och katter. Med en unik kombination av växtextrakt, hydrolyserade proteiner och postbiotika ger Stomek ett effektivt stöd vid tillfälliga eller återkommande magbesvär.

Passar utmärkt vid:

- Foderskifte
- Stress eller miljöombyte
- Perioder av lös mage, gaser eller sura uppstötningar
- Underhåll av en sund matsmältning



WINTERPAD – SKYDD FÖR TASSARNA ÅRET OM

WinterPad är en skyddande tassalva utvecklad för att effektivt skydda hundens trampdynor och mellan tå-områden i utsatta miljöer – särskilt under kalla vintermånader med snö, is och vägsalt.

Den bildar en vattenavvisande barriär som förebygger irritation, samtidigt som den återfuktar och lugnar känslig hud. Idealisk för både aktiva brukshundar och sällskapshundar.

- Formulerad med bitter smak för att minska risken att hunden slickar bort produkten.

MELAG

MELATHERM® 10 – SNABB, SÄKER OCH KOSTNADSEFFEKTIV INSTRUMENTDESINFEKTION

Över 15 000 kliniker och mottagningar världen över litar redan på MELAtherm® 10 – nu är det din tur att ta nästa steg i hygienhanteringen.

MELAtherm® 10 är den smarta helhetslösningen för effektiv rengöring och desinfektion av instrument. Med en praktiskt utformad tvättkammare och ett brett sortiment av tillbehör hanterar den stora mängder instrument snabbt och säkert – allt på bara cirka 60 minuter, inklusive aktiv torkning som ger torra, handvarma instrument redo för användning.

Alla viktiga funktioner är integrerade i en kompakt enhet:

- Automatisk dosering av processkemikalier.
- Automatisk dokumentation av alla processparametrar.

Det sparar värdefull tid, optimerar arbetsflödet och frigör personal till andra viktiga uppgifter – både på klinik och i mottagning.



Endoskop

AOUHA ENDOSKOP OR-160

Se mer – gör mer med Aohua OR160.

Nu tar vi veterinär endoskopi till nästa nivå!

Med Aohua OR160 får du knivskarp HD-bild, avancerad bildbehandling och pålitlig prestanda – perfekt för kliniker som vill ha precision i varje detalj.

Tillsammans med våra flexibla endoskop får du en komplett lösning för alla behov:

Vet-6028R – 6 mm tjockt, 1,5 m långt och med en 2,8 mm arbetskanal – mångsidigt och effektivt för de flesta ingrepp. Vårt minsta endoskop – endast 2,8 mm tjockt, 1 m långt och med en 1,2 mm arbetskanal – idealiskt för smådjur och trånga utrymmen.

Finns även stort urval av rigida instrument som tex otoskop och rhinoskop.

Självklart erbjuder vi också ett brett sortiment av biopsitänger och främmande-kroppstångar – perfekt anpassade för våra endoskop.

Med Aohua OR160 får du bildkvalitet, tillförlitlighet och utrustning som höjer standarden på din klinik – varje dag.



HUGEMED

Engångs-endoskop från HugeMed
– rena, klara och alltid redo!

Som veterinär vet du hur viktigt det är med snabb och säker diagnostik – utan kompromisser.

Med HugeMed engångs-endoskop slipper du tidskrävande rengöring, servicekostnader och risken för korskontaminering.

- Alltid sterilt – direkt ur förpackningen
- Kristallklar bild och smidig hantering
- Ingen rengöring, inget underhåll
- Tryggare för både djur och personal

Perfekt för allt från smådjursklinik till hästpraktik – där effektivitet och patientsäkerhet står i fokus. Upptäck hur HugeMed engångs-endoskop kan förenkla din vardag och höja vårdkvaliteten – varje gång.



Priokund

Next2vet har under de senaste åren genomgått en förändring. Vi har växt i storlek, detta visar sig på flera sätt.

Vi är nu fler säljare ute på fält med ambition att besöka alla veterinärer och kliniker som vill ha besök. Vi har fler specialister som kan hjälpa till vid nyköp av medicinskteknisk utrustning, utbildningar i handhavande och support av ny utrustning.

Vi har fyra heltids tekniker som fixar er service, reparationer och installationer. Vi har idag ett bredare utbud av förbrukningsartiklar än någonsin, dels hela KRUUSE sortimentet, dels vårt ordinarie sortiment.

Vår tidigare starka medicinsktekniska arsenal har nu utökats, de tidigare ultraljud, anestesi, monitorer och endoskop har utökats med Mindray röntgen, Melag autoklaver och diskdesinfektorer.

Allt detta toppar vi sedan med kunnig personal på kundtjänst och ett sammansvetsat lag på lagret som möjliggör snabba och säkra leveranser, skulle trots detta bli fel så åtgärdas detta snabbt och lätt.

Vi har genomfört detta med vårt motto Veterinärens bästa vän för ögonen. Vi vill nu också göra något extra för våra trogna kunder. Vi kommer framöver att erbjuda trogna kunder som handlar sin förbrukning hos oss, som har service på sina utrustningar hos oss, som låter oss vara med och offerera när ni köper nya kapitalvaror. Dessa kunder vill vi ge ett priostatus att bli våra Priokunder.

Vi kommer då säkerställa bra priser på förbrukning och tekniska utrustning.

Vi kommer att ge förtur på service, reparationer och låneutrustning. Priokunder som får extra uppmärksamhet som ett gott samarbete kräver.

Vill DU bli en Priokund hos Next2Vet?





Peter

Nu i början 2026 kommer jag att avsluta min anställning hos Next2Vet och gå i pension.


Jag har jobbat i över 20 år i veterinärbranschen och har trivts hela tiden. Först i Vetpoint tillsammans med Lars och Johnny och sedan i Next2Vet också tillsammans med Lars och Johnny. Att få vara med på en sådan resa, både att se veterinärmedicin utvecklas och se hur den tekniska prestandan utvecklas, har varit mycket inspirerande.

I ett litet företag får man jobba med många olika produkter, mitt stora intresse har varit ultraljud. Sedan Vetpoint tiden har jag fått jobba med Mindray och se hur deras ultraljud har utvecklats i takt med branschen. De ultraljud vi levererar idag är High End.

Jag kommer nu att förvalta min egen tid med hus, hem och familj. Detta ser jag mycket fram emot. Kanske kan det bli något inbrott i några spännande projekt hos Next2Vet.

Får nu tacka alla som jag kommit i kontakt med under dessa år.

Kramar
Peter Svenningsson



Service och kundtjänst

Rikstäckande service – trygghet för dig och dina patienter.

När det handlar om medicinteknisk utrustning finns det inget utrymme för driftstopp.

En oväntad paus i verksamheten kan innebära förlorad tid, osäkerhet och i värsta fall risk för patientens säkerhet.

Med rikstäckande service från Next2Vet får du:

- Snabb support oavsett var du befinner dig – från storstad till landsbygd.
- Minimal stilleståndstid – våra tekniker är redo när du behöver dem.
- Förebyggande underhåll som förlänger livslängden på din utrustning.
- Trygghet för personalen – du vet att hjälp alltid finns nära till hands.

Vi på Next2Vet är veterinärens bästa vän – och våra veterinärkunder är alltid vår högsta prioritet. När du väljer oss får du inte bara service, du får en partner som förstår din vardag och som står vid din sida i varje situation.

Välj Next2Vet – rikstäckande service och support, året runt, för veterinärer i hela Sverige.



Niklas Wikström
Produktchef
niklas@next2vet.se
0724-01 77 81




Ulrika Bartholdsson
Teamledare/Säljare
ulrika@next2vet.se
0791-43 35 54



Malin Hysing
Säljare
malin@next2vet.se
079-585 54 28



Anneli Tikkanen
Säljare
anneli@next2vet.se
0791-43 35 50



Johnny Bohman
Kundtjänstansvarig
johnny@next2vet.se
0411-55 57 60



Christian Dahmberg
Customer & Technical
Support Manager
christian@next2vet.se



Magdalena Lundberg
Produktspecialist
magdalena@next2vet.se
079-143 35 53



Kent Arvidsson
Servicetekniker
kent@next2vet.se



Tonny Nyman
Servicetekniker
tonny@next2vet.se



Nicklas Becker
Servicetekniker
nicklas@next2vet.se