

VETERINÄRENS
BÄSTA VÄN

NEXT
VET²

A covetrus  Company



NEXT2VETBLADET SEPTEMBER - DECEMBER 2026

NEXT
VET²
A covetrus  Company



INNEHÅLL

Röntgentillbehör	4
Nyheter från Mindray	6
Mindray Röntgen	7
Calm down och Thunder shirt	8
Säljteamet	9
Centrifuger och Dentalunit	10
Dentalröntgen	11
Undersökningsbord	12
Veterinary Instrumentation	14
Narkosutrustning och service	16
Virbac foder	17
Celsius veterinärklinik	18
EG Nordlab	19
Dentalinstrument för häst	20
KRUUSE wound care	22
Chipavläsare	23
Abboxia	24
Ögonundersökning	25
SunTech	26

NELSON RÖNTGENTILLBEHÖR

Professionellt strålskydd för veterinärens vardag



RÖNTGENFÖRKLÄDEN

Skydd som följer med i arbetsdagen

- Blyfria alternativ med LITALIGHT®
- 0,35 Pb & 0.5 Pb.
- Kardborre- eller bältesstängning.
- Flera storlekar och modeller.



TYREOIDEASKYDD

- Skyddar hals och sköldkörtel
- Finns i 0,35 och 0,50 Pb
- Blyfritt alternativ finns
- Kardborrestängning



ÖVRIGA RÖNTGENTILLBEHÖR

- Röntgenhandskar
- Skyddsglasögon
- Sandsäckar
- Hängare för förkläden och handskar





VÄLJ RÄTT SKYDD FÖR DIN KLINIK

Behöver ni komplettera eller uppdatera ert röntgenskydd?

Next2Vet hjälper er att hitta rätt produkter utifrån **klinikens arbetssätt, behov och användningsområde. Nelson erbjuder röntgenskydd utvecklade för att kombinera skydd, komfort och funktion** – anpassade för den veterinärmedicinska verksamheten.

Kontakta oss för rådgivning och hjälp att hitta rätt röntgenskydd för er klinik.

mindray

TVÅ NYHETER FRÅN MINDRAY ANIMAL!

Vetal 5

Efterföljaren till populära uMEC12 är här! Vetal 5 kombinerar tillförlitlig patientövervakning med en modern pekskärm och flera smarta kliniska hjälpmedel. Integrerade bibliotek med typiska EKG- och kapnografikurvor ger stöd vid tolkning, och monitorn har även ett bibliotek för bedömning av anestesiens olika stadier. En modern och lättanvänd monitor utvecklad särskilt för veterinärmedicin.



ViCare U7 - IVA-buren för kliniken med höga krav

Mindrays ViCare U7 skapar en komplett och kontrollerad intensivvårdsmiljö med syrgasbehandling, temperatur- och luftfuktighetsreglering samt aktiv övervakning av koldioxidnivån. Integrerad patientövervakning, infusionsbehandling, kamera och smarta säkerhetsfunktioner ger god kontroll även över de mest krävande intensivvårdspatienterna.



VetiX S380

- Digitalt veterinär anpassat röntgensystem för smådjurskliniker
- Direktdigital detektor (DR) för snabb bildtagning och hög bildkvalitet
- Kompakt röntgenbord med integrerad generator
- Inbyggd lasermätning av patientjockelen som ger stöd vid val av exponeringsvärden
- Användarvänlig mjukvara med bildbearbetning och arkivering
- Kompletta installationer inklusive kalibrering och utbildning
- Support, service och reservdelar för trygg drift



VETIPAD

Uppgradera till direktdigital röntgen med Mindray Vetipad. Vetipad är ett smidigt sätt att uppgadera ett kompatibelt röntgensystem till direktdigital bildtagning. Bilderna visas direkt i den veterinäranpassade programvaran, som innehåller stöd för positionering, bildgranskning och kliniska mätningar.

- Finns i två storlekar: 35 × 43 cm och 43 × 43 cm
- Trådlös bildöverföring
- Falltestad från en meters höjd
- IP54-klassad mot damm och vätska
- Veterinäranpassad och lättanvänd programvara
- Positioneringshjälp med iShotHelper

- Mätverktyg för bland annat VHS, RLAD, VLAS, HD och TPLO
- Funktion för sammanfogning av bilder vid röntgen av långa ben och större anatomiska områden
- Gör det möjligt att gå över till direktdigital röntgen utan att byta hela det befintliga systemet

HJÄLP ERA PATIENTER TILL EN LUGNARE NYÅRSAFTON!

Nyår närmar sig och vi har produkterna för era skotträdda patienter.
Passa på att informera era kunder om dessa produkter redan vid höstens besök.



Calm Down

- CalmDown by KRUUSE® Post-Op Button är en feromonimpregnerad knapp
- Håller i 10 dagar
- Flera användningsområden
- Finns till hund och katt

Thunder shirt by Adaptil

Perfekt att använda vid:

- Höga ljud såsom fyrverkerier och åska
- Separationsproblem
- Resor
- Besök hos veterinären
- Finns i flera storlekar



SÄLJTEAMET

På Next2Vet har vi ett engagerat och kundfokuserat säljteam som brinner för att skapa starka relationer och hitta rätt lösningar för våra kunder. Tillsammans kombinerar vi erfarenhet, kunskap, energi och ett genuint intresse för våra kunders behov.

- **Vi bygger långsiktiga relationer** genom förtroende, lyhördhet och personlig service.
- **Vi hittar rätt lösningar** genom att lyssna och förstå våra kunders behov och utmaningar. Vi guidar er till rätt person med rätt kunskap.
- **Vi delar kunskap och erfarenhet** och håller oss uppdaterade för att kunna ge bästa möjliga service.
- **Vi bidrar med energi och engagemang** och tar oss an både små och stora utmaningar tillsammans.
- **Vi är ett team** där vi kompletterar och stöttar varandra.
- **Vi bryr oss om våra kunder** och vill alltid skapa en positiv och personlig upplevelse.



Niklas Wikström
Produktchef
niklas@next2vet.se
0724-01 77 81



Ulrika Bartholdsson
Teamledare/Säljare
ulrika@next2vet.se
0791-43 35 54



Malin Hysing
Säljare
malin@next2vet.se
079-585 54 28



Magdalena Lundberg
Produktspecialist
magdalena@next2vet.se
079-143 35 53



Anneli Tikkanen
Säljare
anneli@next2vet.se
0791-43 35 50

CENTRIFUGER

Next2Vet erbjuder kompakta och lättanvända centrifuger för de vanligaste proverna på en veterinärklinik. Beroende på modell kan de användas för bland annat blod, serum, plasma, urin och hematokrit.

Det här kännetecknar våra centrifuger

- För centrifugering av EDTA-blod, heparinblod, serum och urin
- Stabil separering av serum, plasma och urinsediment
- Justerbara inställningar eller förinställda program, beroende på modell
- Passar standardrör och, beroende på modell, även kapillär rör
- Tyst drift och kompakt format för smidig placering i laboratoriet
- Tillförlitliga centrifuger för kliniskens dagliga arbete



Centrifug
Pro-Vet Serum
Produkt nr.: 801418



Centrifug
**Pro-Vet PCVS
hematokrit/Serum**
Produkt nr.: 801415

Centrifug
EBA 200
Produkt nr.: 801400

DENTALUNIT



Dentalunit - Highdent Quattro Plus

- Komplet t tandunit-system för smådjurskliniker
- Hög- och lågvarvshandstycken för effektiv borrar och polering
- Integrerad sug och trevägsspruta
- Stabil och kompakt design anpassad för klinikmiljö
- Levereras med installation, genomgång och grundläggande utbildning
- Tillbehör och förbrukning finns alltid tillgängligt (borr, polersystem, slangar m.m.)
- Service och support för trygg drift över tid
- Levereras med eller utan inbyggd kompressor.
- Finns om mobil eller väggmonterad

DENTALRÖNTGEN

Midmark tandröntgen

Midmark DC är en välbyggd tandröntgen för kliniker som söker hög kvalitet, driftsäkerhet och enkel användning. Förprogrammerade exponeringsinställningar och flera monteringsalternativ gör den smidig att arbeta med och enkel att anpassa efter klinikens behov.

- Dubbelt bromssystem som håller röntgenhuvudet stabilt i vald position
- Lättanvänd kontrollpanel med stor display och tydliga symboler
- 30 förprogrammerade exponeringsinställningar med möjlighet till individuell justering av kV, mA och exponeringstid
- Litet fokalmått på 0,4 mm för god detaljåtergivning
- Fjärrutlösare ingår
- Finns för väggmontering med flera olika armlängder
- Finns även som mobil modell med låsbara hjul
- Utvecklad för ett smidigt arbetsflöde vid veterinär tandröntgen

Midmark Bite-Resistant DR-sensor

En tålig digital sensor för intraoral tandröntgen, utvecklad för att minska risken för kostsamma bettskador.

- Patenterad konstruktion med extra skyddsplatta
- Upp till fyra gånger starkare än Midmarks standardsensor
- Pixelstorlek på 14 µm för skarpa och detaljrika bilder
- Hög bildkvalitet även vid låg stråldos
- Kevlarförstärkt kabel och vattentät anslutning
- Bildhanteringsprogram ingår
- Klinisk och teknisk support
- Fem års garanti enligt Midmarks garantivillkor

Midmark DR-sensor

Midmark DR är en digital tandröntgensensor med hög bildkvalitet, särskilt lämplig för katter, små hundraser och exotiska djur. Den kompakta utformningen underlättar positioneringen i mindre munnar och ger tydliga, detaljrika bilder även vid låg stråldos.

- Sensor i storlek 2
- Hög upplösning och god detaljåtergivning
- Bildkvalitet anpassad för diagnostik även vid låg stråldos
- Kevlarförstärkt kabel för ökad hållbarhet
- Vattentät kabelanslutning
- Inbyggda kalibreringsfiler för enkel installation
- Bildhanteringsprogram, klinisk support och teknisk support ingår
- Finns för anslutning direkt till dator eller via Midmark DC

UNDERSÖKNINGSBORD



UNDERSÖKNINGSBORD MED KLÄMSKYDD

- Gummerad bordsskiva 130 x 60 cm
- Elektriskt höj- och sänkbart från 27 cm upptill 1,08 meter
- Utrustad med klämskydd, en list som går runt hela bordsskivans underkant
- Tyst motor och mjuka rörelser
- 4 låsbara hjul
- 2 säkerhetssprintar som gör att bordet kan spärras i högsta läge vid rengöring och service
- Lätt att rengöra och underhålla
- Tillverkat i Sverige
- CE-märkt bord

Art. nr.	Produktbeskrivning
170090	Undersökningsbord Next2Vet med klämskydd
170030	Undersökningsbord höj- och sänkbart 60x120cm

NYHET

DENTALBORD

Next2Vets dentalbord i rostfritt stål med inbyggt galler och avrinning. Höj- och sänkbart mellan 30 cm och 110 cm.



Art. nr.	Produktbeskrivning
170070	Dentalbord

SADELSTOL

Ergo Comfort Dynamic 1 är en liten och smal sadelstol med extra mjuk sits. Stolen har ställbar sitslutning och passar bra till rörliga yrken.

Art. nr.	Produktbeskrivning
170011	Sadelstol
170098	Ergo comfort dynamic

- Storlek Medium
- Sitthöjd 58 - 78cm
- Sits: B 37 cm, D 35 cm
- Hjul: Lättrullade för hårda golv
- Klädsel: Avtorkbar klädsel
- Aluminiumbas
- Gaslift, höjd 44 - 68 cm
- Gummi hjul de lux med låsring
- Bas: ø 60 cm



OPERATIONSBORD

N2V OPERATIONSBORD

130x60 cm, rostfri platta med avrinning.

Art. nr.	Produktbeskrivning
----------	--------------------

170090	N2V Operationsbord
--------	--------------------



TREND OPERATIONSBORD ELEKTRISKT FLAT-TOP

Elektrohydrauliskt operationsbord med specialdesignat höjdjusterbart underrede och rostfri bordsskiva med avlopp.

TREND-bordet är elektriskt justerbart i höjdlägen från 72 - 102 cm och har fotpedaler på båda sidor samt en handmanövrerad tilmekanism uppbyggt av en pneumatisk cylinder till nästan vertikalt läge. Små hjul på ena sidan av underredet gör bordet mobilt. Bordsfoten har 4 hjul, vilket gör det enkelt att flytta bordet.

Art. nr.	Produktbeskrivning
----------	--------------------

2807730	TREND Flat-Top
---------	----------------



TREND OPERATIONSBORD ELEKTRISKT V-TOP

Elektrohydrauliskt operationsbord med specialdesignat höjdjusterbart underrede och rostfri bordsskiva med avlopp.

- V-topp i rostfritt stål med avlopp
- 130 cm x 60 cm
- Lyfter upp till 120 kg
- Basen finns i fem olika färger

Art. nr.	Produktbeskrivning
----------	--------------------

2807740	Trend V-top
---------	-------------



Ett kirurgiskt sortiment du kan lita på - från rutinfall till remissfall



I över 40+ år har Veterinary Instrumentation (Vi) stöttat veterinärkirurgi världen över.

Vårt sortiment omfattar:


Vardagliga basinstrument – saxar, pincetter, nålförare

Allmätkirurgiska instrument för rutinmässiga ingrepp

Avancerade ortopediska implantat

Specialutrustning för komplexa fall

Varje produkt är utformad för att hjälpa veterinärkliniker och djursjukhus att ge bästa möjliga vård för djuren.



Allmätkirurgisk
Instrumentering



Ortopedisk Instrumentering



Ledkirurgiska Produkter



Intern Fixation



Extern Fixation



Kirurgiska Elverktyg



Mjukdelskirurgi



Tand Instrumentering



Ögonkirurgi

Vi kan leverera direkt till er klinik.

Beställningar som behandlas före kl. 15.00 och finns i lager levereras normalt nästa vardag.

Som kund hos Next2Vet får du tillgång till Vi:s e-learningplattform.



Produktkatalog

Utforska det breda Vi-sortimentet med produkter för ortopedi, kirurgi och andra kliniska behov.



Artroskopi




Spinal Kirurgi



Huvud & Nackkirurgi



Ledproteskirurgi



Instrumentvård & Underhåll



Nålar & Biopsiprodukter



Fysioterapi & Rehabilitering



Patientvärmning & Monitorering



Klinisk utrustning

Veterinary Instrumentation

Distington House, 26 Atlas Way, Sheffield, S4 7QQ

www.vetinst.com

info@vetinst.com



NARKOSUTRUSTNING OCH SERVICE

Vi erbjuder kompletta lösningar för inhalationsanestesi – från planering och val av utrustning till installation, funktionstest och utbildning. Tillsammans tar vi fram en lösning som passar kliniken behov och sätt att arbeta. Den kan omfatta narkosapparat, ventilator, förgasare, slangsystem, syrgasförsörjning och utsug av anestesigaser.

Våra utbildade servicetekniker hjälper även till med regelbundna kontroller, förebyggande underhåll och felsökning. Det ger en tryggare arbetsmiljö, minskar risken för oväntade driftstopp och bidrar till att utrustningen fungerar korrekt över tid.

UTRUSTNING, INSTALLATION OCH SUPPORT

- Kompletta narkosapparater anpassade efter verksamhetens behov
- Installation och funktionstest på plats
- Ventilator och lämpliga slangsystem
- Förgasare med kontroll av funktion, täthet och koncentration
- Lösningar för syrgasförsörjning
- Utsugssystem för anestesigaser
- Filter, koldioxidabsorberande material och andra förbrukningsartiklar
- Grundläggande genomgång och användarutbildning
- Teknisk support, felsökning och tillgång till reservdelar

DÄRFÖR ÄR REGELBUNDEN NARKOSSERVICE VIKTIG

- Hjälper kliniken att uppfylla gällande arbetsmiljökrav
- Upptäcker läckage, slitage och funktionsfel innan de påverkar arbetet
- Bidrar till en säkrare och mer förutsägbar anestesi
- Minskar personalens exponering för anestesigaser
- Kontrollerar ventilator, flöden, förgasare och säkerhetsfunktioner
- Förebygger oväntade driftstopp
- Ger dokumenterad servicehistorik som stöd i kliniken kvalitetsarbete
- Bidrar till längre livslängd och bibehållen prestanda hos utrustningen





NYHET VETERINARY HPM® -FODER FRÅN VIRBAC

Virbacs innovativa foder VETERINARY HPM® tillgodoser en rad näringsbehov genom livets olika skeden. Fodret baseras på höga halter av animaliskt protein och lågt kolhydratinnehåll, och har utvecklats för att främja långsiktig hälsa och välmående hos hundar och katter.

Näringslösningar anpassade för hundar och katter genom hela livet.

VETERINARY HPM® bidrar bland annat till:

- Optimal vikt
- Friska urinvägar
- Mun- och tandhälsa
- Stöd för hud och päls
- Stöd för matsmältningen





CELSIUS VETERINÄR- KLINIK

Kliniken som väljer att
samarbeta med Next2vet

Redan från planeringsstadiet, långt innan vår uppstart, har Next2Vet funnits med oss hela vägen. Med en ansvarig säljare som vår engagerande kontaktperson och ett kunnigt team av specialister bakom har vi fått trygg vägledning, stöd och hjälp genom många delar av processen och inte bara kring själva inköpet.

Det som verkligen utmärker Next2Vet är människorna bakom företaget. Här möts vi alltid av engagemang, kunskap och en genuin vilja att hjälpa till. De gör det där lilla extra för sina kunder och får oss att känna att vi aldrig står ensamma när frågor eller funderingar dyker upp.

Den höga kompetensen, den personliga servicen och det stora engagemanget för utbildning har gett oss både trygghet och inspiration på vägen.

Vi är väldigt glada över att ha Next2Vet som samarbetspartner och ser varmt fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans!

Meliza Timocin,
Klinikchef Celsius veterinärklinik i Malmö



Finecare YG-102 Immunologi

Finecare YG-102 är en immunoassayanalysator för kvantitativa analyser av specifika biomarkörer direkt på kliniken. Den används bland annat för analyser inom inflammation, hormoner och organspecifika parametrar och fungerar med helblod, serum och plasma.

NYHET



Analysinformation

- **Område:** Immunologi / specialkemi
- **Tester:** cCRP, cPL/fPL, eSAA, T4 m.fl.
- **Svarstid:** 3–15 min
- **Provvoly:** 10–75 µL
- **Prov:** helblod, serum, plasma



Exigo H400 Hematologi

Exigo H400 är en svensktillverkad hematologianalysator för komplett blodstatus. Instrumentet är anpassat för både den dagliga provtagningen och situationer där ett snabbt blodstatus behövs för fortsatt bedömning av patienten.

Analysinformation

- **Svarstid:** 59 sek
- **MPA:** 20 µL kapillärt helblod
- **Öppet rör:** 110 µL
- **19 parametrar**
- **12 djurprofiler**



Exigo C200 Klinisk kemi

Exigo C200 används för klinisk kemi och arbetar med torrkemi. Den inbyggda centrifugen gör att helblod, serum och plasma kan analyseras direkt i instrumentet. Testerna förvaras kylde och instrumentet kräver inget löpande underhåll.

Analysinformation

- **Svarstid:** ca 12 min
- **Provvoly:** 100 µL
- **Prov:** helblod, serum eller plasma
- **Inbyggd centrifug**
- **Inbyggd skrivare**



NX-102 Koagulation

NX-102 används för att undersöka blodets koagulationsförmåga. Den är relevant vid bland annat blödningsutredningar, misstänkta koagulationsrubbningar och inför kirurgiska ingrepp.

Analysinformation

- **Tester:** PT/INR, APTT, TT, FIB och ACT
- **Svarstid:** ≤ 5 min
- **Provvoly:** 20 µL



DENTALINSTRUMENT FÖR HÄST

HDEs elektriska tandslipar för häst är utvecklade för säker och effektiv tandvård.

- Låg värmeutveckling, även utan vattenkylning, vilket minimerar risken för värmepåverkan på tanden.
- Ergonomisk utformning

Förutom tandsliparna har vi ett brett utbud av tillbehör som kommer att underlätta ditt arbete. Vi har bland annat **molar tänger** och **molar delare** i olika storlekar.

Dessa kan tas isär och sättas ihop igen på många olika sätt för att passa just den tand du arbetar med.



Bone rongeur HDE

- Genom sin längd passar den utmärkt som hävel
- Ger en ergonomisk ställning vid extraktion av tex vargtänder





KRUUSE WOUND CARE



KRUUSE Soft-flex Adhesive

- Elastiskt skumbandage
- Fåster på svåra ställen
- Poröst lim som låter huden andas
- Ska INTE appliceras direkt på sår
- Flera storlekar

KRUUSE Soft-flex Cohesive

- Mjukt och elastiskt
- Självhäftande
- Används som polster
- Fåster inte på hud eller sår
- Flera storlekar

**Katalog med hela
sortimentet av
KRUUSE Wound Care
hittar du här:**



https://resources.kruise.com/brochure/wound_care/

CHIPAVLÄSARE



CVET Halo chipavläsare

- Läser ISO-standardiserade mikrochip.
- Snabb, tyst och säker avläsning.
- Uppladdningsbart batteri via USB.
- Lagrar tidigare avläsningar

Artnr: 28004740



Chipavläsare ISOSCAN II

- USB-utgång för laddning och dataöverföring
- OLED-skärm med 4 rader (16 tecken)
- Flerspråkig meny
- ISO-standard 11784/85 och 14223

Artnr: 200003



Datamars Omnimax chipavläsare

- Läser de vanligaste mikrochipstyperna.
- 360°-antenn ger snabb och säker avläsning med lång räckvidd.
- Färgdisplay och enkel att använda.
- Uppladdningsbart batteri och internminne för lagring av chipnummer.

Bluetooth-versionen kan även skicka chipnummer direkt till program eller appar som om de skrivits in med ett tangentbord, vilket minskar risken för felregistrering.

Artnr: 2737090 Datamars omnimax chipavläsare.

Artnr: 2737130 Datamars omnimax Chipavläsare + Bluetooth



DIATERMI MB 160

SMIDIG OCH SÄKER DIATERMI FÖR VETERINÄR KIRURGI

- Monopolär & bipolär kirurgi
- OC-larm och överhettningsskydd
- Tidsparande

Artnr: 138160

KLORHEXIDINSPRIT KLORHEXIDIN ABBOXIA

Klorhexidinsprit Abboxia 5 mg/ml

Klorhexidin Abboxia 0,5 mg/ml

Hållbarhet:

Klorhexidinsprit bruten förpackning – 3 månader

Klorhexidin bruten förpackning – 6 månader

- Leveransstabilitet
- Pumpar finns att beställa



Använd produkten på ett säkert sätt,
läs alltid etiketten före användning

www.frostpharma.com

ID 13904747 03/2026

ÖGON- UNDERSÖKNING

KOWA SL-19 - Spallampa

- Lätt och smidig
- 10x och 16x förstoring
- Justerbar spalltlängd 1,5-12 mm
- Bakgrundsbelysning och blått ljus
- LED-belysning med justerbar ljusstyrka
- Upp till 360 minuters kontinuerlig belysning

Art. nr.	Produktbeskrivning
159426	Spalllampa



iCare TONOVET Pro - Tonometer

- Snabb och noggrann IOP-mätning
- Mätning utan bedövning
- För hund, **katt**, **kanin** och **häst**
- Två mätlågen: standard och snabb

Art. nr.	Produktbeskrivning
159670	Tonovet pro



Care TONOVET Plus - Tonometer

- Enkel och snabb IOP-mätning
- Ingen bedövning eller användarkalibrering
- Röda/gröna positioneringsljus
- Automatisk mätning med upp till **6 avläsningar**

Art. nr.	Produktbeskrivning
159481	Tonovet plus





Skillnaden mellan Vet25 & Vet30

	Vet25	Vet30
Blodtryck	✓	✓
Hjärtfrekvens	✓	✓
Kontinuerlig övervakning	✓	✓
Bluetooth	✓	✓
Larm	✓	✓
Bärbar	✓	✓
SpO ₂	✗	✓
Temperatur	✗	✓



Art. nr.	Produktbeskrivning
2911320	SunTech Vet25
2911350	SunTech Vet30

PetTrust

- Visar systoliskt, diastoliskt och medelartärtryck (MAP).
- Har flera mätlägen (enstaka, automatisk och kontinuerlig mätning).
- Sparar mätresultat för uppföljning.

Art. nr.	Produktbeskrivning
151915	PetTrust Blodtrycksmätare





A covetrus  Company



VETERINÄRENS BÄSTA VÄN

FÖLJ OSS!



Följ Next2Vet på våra sociala medier och ta del av
det senaste inom veterinärmedicin!



INFORMATION

Få tips, råd och
värdefull kunskap för
din vardag.



TÄVLINGAR

Delta i våra tävling-
ar och ha chans att
vinna fina priser!



GEMENSKAP

Bli en del av vår
community och dela
erfarenheter.



NYHETER

Håll dig uppdaterad om
nyheter, produkter
och event.

FÖLJ OSS PÅ

Facebook



FÖLJ OSS PÅ

Instagram



Service och kundtjänst

Rikstäckande service – trygghet för dig och dina patienter.

När det handlar om medicinteknisk utrustning finns det inget utrymme för driftstopp.

En oväntad paus i verksamheten kan innebära förlorad tid, osäkerhet och i värsta fall risk för patientens säkerhet.

Med rikstäckande service från Next2Vet får du:

- Snabb support oavsett var du befinner dig – från storstad till landsbygd.
- Minimera stilleståndstid – våra tekniker är redo när du behöver dem.
- Förebyggande underhåll som förlänger livslängden på din utrustning.
- Trygghet för personalen – du vet att hjälp alltid finns nära till hands.

Vi på Next2Vet är veterinärens bästa vän – och våra veterinärkunder är alltid vår högsta prioritet. När du väljer oss får du inte bara service, du får en partner som förstår din vardag och som står vid din sida i varje situation.

Välj **Next2Vet** – rikstäckande service och support, året runt, för veterinärer i hela Sverige.



Anneli Tikkanen
Säljare
anneli@next2vet.se
0791-43 35 50



Ulrika Bartholdsson
Teamledare/Säljare
ulrika@next2vet.se
0791-43 35 54



Malin Hysing
Säljare
malin@next2vet.se
0795-85 54 28



Niklas Wikström
Produktchef
niklas@next2vet.se
0724-01 77 81



Magdalena Lundberg
Produktspecialist
magdalena@next2vet.se
0791-43 35 53



Johnny Bohman
Kundtjänstansvarig
johnny@next2vet.se
0411-55 57 60



Daniel Persson
Servicekoordinator
Service@next2vet.se
0702-54 11 53



Kent Arvidsson
Servicetekniker
kent@next2vet.se



Tonny Nyman
Servicetekniker
tonny@next2vet.se



Nicklas Becker
Servicetekniker
nicklas@next2vet.se