

VETERINÄRENS
BÄSTA VÄN

NEXT
VET 2

A covetrus  Company



NEXT2VET BLADET MAJ - AUGUSTI 2026



INNEHÅLL

Kruuseprodukter hos Next2Vet	4
Kruuseprodukter hos Next2Vet	5
Produkter till stordjur	6
HDE - Swissfloat och dentalkamera	7
Experterna tipsar	8
Patientvärme	9
Chip	10
Undersökning och operationslampor	11
Diskdesinfektor och svets	12
Autoklaver	13
Veterinary Instrumentation	14
Heine	15
Stolar och bord	16
CalmDown och undersökningshandskar	17
Dental	18
EG Nordlab	19
Next2Vet	20
Smarta tillval för kliniken	21
Abboxia	22
Referenser	23
Service och kundtjänst	24



KÖP DINA KRUUSE PRODUKTER PÅ Next2Vet!



UNDERSÖKNINGSHANDSKE KRUTEX

Art. nr.	Produktbeskrivning
2611310	Undersökningshandske KRUTEX

KRUUSE FUN FLEX

Flexibel och självklibbände lättviktsbandage av hög kvalitet, som enkelt kan anpassas till de svåraste kroppskonturerna. Enkel att riva av. Finns i flera storlekar.

Art. nr.	Produktbeskrivning
1640060	Kruuse Fun flex 10 cm



BUSTER CLASSIC/E-POWER HUNDKRAGE

Kragen är tillverkad av 100 % polypropen som gör den smidig och lätt att hantera. Finns i 9 storlekar för att säkerställa perfekt passform för alla hundar.

Art. nr.	Produktbeskrivning
2733910	Buster krage 7,5 cm

KRUUSE SAFEVET® FOLEY-KATETER

En säker kateterborttagning eftersom ventilen fungerar som en säkerhetsmekanism som säkerställer att ballongen töms innan katetern tas bort.

- Minskar onödig smärta
- Elimineras tvivel
- Förhindrar fel

2-vägskateter i 100 % silikon med 3-5 cc (ml) retentionsballong, stylett och en avtagbar KRUUSE SafeVet®-ventil.

- Hög biokompatibilitet
- Rundad spets och atraumatiska sidohål
- Stylett som är lätt att ta bort
- Färgkodad stift för enkel igenkänning av storlek
- Lämplig för långvarig placering

Art. nr. 2738320 - finns i 8 olika storlekar



KRUUSE SafeVet® valve on
The balloon may be inflated. Do not remove the catheter.



KRUUSE SafeVet® valve off
The balloon immediately deflates. You can safely remove the catheter.



BUSTER ICU CAGE


Buster ICU Cage är en ihopfällbar intensivvårds- och syrgasbur med madrass, utvecklad för trygg vård och återhämtning. Den finns i tre storlekar och gör det enkelt att ge patienten syrgas och värme vid behov. I storlekarna M och L ingår en elektrisk värmedyna.



Art. nr.	Produktbeskrivning
2717110	Small
2717120	Medium
2717130	Large

BOVIVET MAGMAGNETER

i 3 olika storlekar



Art. nr. Produktbeskrivning

1420350	Liten
1420300	Stor
1420400	Extra kraftig

TELEDART BLÅSRÖR KOMPLETT SET



Art. nr. 2408300

EQUIVET HUVUDSTÖD,

Kan justeras från 103 cm till 163 cm.



Art. nr. 2406920

EQUIVET HÄSTVÅG, MAX 1000KG




Art. nr. 2807970





Tandutrustning till häst



SWISSFLOAT JET

Det perfekta redskapet för att spola rent i munnen innan åtgärd.

- Dimension: Ø20 x 56 cm
- Vikt: 2.1 kg
- Volym: 8 L
- Tryck: 3-5 bars
- Laddningstid: 4 timmar
- Batteritid: 45 minuter sköljning och 25 minuter spolning med det vinklade munstycket.

Art. nr. 709054

DENTALKAMERA

Finns flera paket att välja mellan, med och utan skärm.

Art. nr.	Produktbeskrivning
709051	Dentalkamera starter set
709052	Dentalkamera WiFi USB konnektor
709053	Dentalkamera med monitor



Experterna tipsar

På **Next2Vet** arbetar våra produktspecialister Niklas och Magdalena, båda med lång erfarenhet från vården – Magdalena från humanvården och Niklas från djursjukvården.

Vi vill gärna dela med oss av kunskap och lyfta områden som vi vet gör verklig skillnad i det kliniska arbetet. Något vi brinner lite extra för är patientsäkerhet.

Därför vill vi uppmärksamma vikten av att förebygga nedkylning hos patienter – en ofta underskattad faktor som har stor påverkan på både anestesi, uppvaknande och patientens återhämtning. Här följer några viktiga anledningar att bevara djurets värme under operation.

1. Minskar risken för hypotermi.

Under anestesi sjunker metabolismen och värmeförlusten ökar snabbt. Hypotermi kan påverka cirkulation och syresättning negativt.

2. Förbättrar läkemedelsmetabolismen.

Många anestesimedel och smärtstillande läkemedel bryts ner långsammare vid låg kroppstemperatur. Det innebär längre uppvakning och mer påverkat cirkulations- och andningssystem.

3. Stabiliserar cirkulationen.

Kyla leder till perifer vasokonstriktion, vilket kan ge sämre blodtryck, ökad belastning på hjärtat och ökad risk för arytmier.

4. Minskar blödningsrisken.

Hypotermi försämrar koagulationen. Ett varmt djur har bättre blodstillning och mindre blödningsbenägenhet under kirurgi.

5. Bidrar till snabbare och tryggare uppvaknande.

Varma patienter vaknar snabbare, mer stabilt och med bättre neurologisk kontroll, vilket minskar risken för fall, desorientering eller komplikationer.

6. Minskar postoperativ smärta och komplikationer.

Nedkylda djur skakar, använder mer energi och har högre stressnivåer postoperativt. En stabil temperatur ger djuret en lugnare postoperativ fas

7. Minskar postoperativa infektioner.

Hypotermi försämrar immunförsvaret och sårläkningen, vilket ökar risken för infektioner. Ett normotermt djur har bättre förutsättningar för en bra sårläkning.



SÄKER OCH BEKVÄM PATIENTVÄRMARE

Letar du efter en effektiv patientvärmare som snabbar på läkeprocessen och bidrar till kortare vårdtid och minskade kostnader?

Testa Mistral Air Luftvärmare, MA 1200. Den förebygger oavsiktlig perioperativ hypotermi och bidrar till att minska de kirurgiska infektionerna och vårdtiden.

Läkeprocessen snabbas på när patienten behåller värmen och patienten får en härligt inbäddad känsla vilket resulterar i en effektiv patientuppvärmning. Den är säker, användarvänlig och smart. Mistral Air startar alltid på 38 grader och med en knapptryckning justeras temperaturen upp eller ner.

Mistral Air patientvärmare levereras tillsammans med ett universalfäste, lämpligt för IVA-skene eller rullstativ. Ett rullstativ med korg finns som tillval.

- Patientsäker
- Effektiv
- Enkel att använda
- Prisvärd

Mistral-Air®
Forced Air Warming



Art. nr.	Produktbeskrivning
138180	Mistral-Air patientvärmare
138181	Hjulstativ med korg
138182	Täcke litet
138183	Täcke stort
138184	Air tub



KANMED WARMCLOUD

Temperaturreglerad, tryckavlastande varmluftsmadrass (110 x 50 cm eller 200 x 55 cm) som placeras under patienten på operationsbordet.

- Kan värmas upp till 42 grader
- Tystgående
- Genomlysningbar
- Mycket säker och enkel användning

Slutet system, påverkar inte luften i operationssalen. Operationspersonalen kan stå intill den utan att själv bli varm.

KÖP 10 FÖRPACKNINGAR ADEQID CHIP - FÅ EN CVET HALO AVLÄSARE PÅ KÖPET

- ADEQID/Bartmed chip för ID märkning, bästa valet för ditt djur! Normalstort eller litet ID chip.
- Migrationsskyddat med Parylene, ClickNLock indikerar komplett ingivning, ergonomiskt utformad ingivare, 6 streckkoder medföljer.
- Följer ISO 11784/11785
- Svensk landskod (752)
- Godkända av SJV för Häst



Art. nr.	Produktbeskrivning
200007	ADEQID/Bartmed Mini Chip 1,4x8mm 20/paket
200006	ADEQID/Bartmed Chip 2,0 x 12 mm 20/paket

mindray

LAMPOR




VELED E3

VeLED E3 är en prisvärd och enkel undersökningslampa som ger upp till 60 000 lux- ett bra budgetval för veterinärkliniker. Den ger ett klart och jämnt arbetsljus och är lätt att positionera för daglig användning. Finns som golvmmodell eller väggmonterad.

MINDRAY VELED-SERIEN

Mindrays VeLED-serie omfattar både undersökningslampor och operationslampor med kraftfull LED-teknik, jämnt ljusfält och mycket bra färgåtergivning. Serien erbjuder klart och skuggfritt arbetsljus för både undersökning och kirurgi - till ett mycket attraktivt pris.



VELED E5

VeLED E5 är en kraftfull undersökningslampa som ger ett klart och jämnt arbetsljus. Med upp till 70 000 lux, stabil arm och enkel positionering är den ett prisvärt val för veterinärkliniker. Finns som golvmmodell, väggmonterad eller takmonterad.

VELED S3

VeLED S3 är en kompakt operationslampa med upp till 100 000 lux som ger ett starkt och jämnt operationsljus med god färgåtergivning. Den stabila konstruktionen gör lampan lätt att positionera och den finns som golvmmodell, väggmonterad eller takmonterad, både enarmad och dubbelarmad, för flexibel installation.



VELED S5

VeLED S5 är en kraftfull operationslampa med upp till 160 000 lux som ger ett starkt och homogent operationsljus med mycket god färgåtergivning. Den stabila konstruktionen gör lampan lätt att positionera och den finns som golvmmodell, väggmonterad eller takmonterad, både enarmad och dubbelarmad.

Melag autoklaver och diskdesinfektorer

Melag är en av Europas ledande tillverkare inom sterilisations- och desinfektionsutrustning och står för välkänd tysk kvalitet, driftsäkerhet och precision. Sortimentet omfattar autoklaver med kammarstorlekar från 5 till 205 liter samt diskdesinfektorer, vilket gör att det finns lösningar för allt från mindre kliniker till större djursjukhus.

Melags produkter är utvecklade för kliniska miljöer där hög prestanda, säkerhet och tillförlitlig dokumentation är avgörande i det dagliga arbetet i sterilrummet.

Hos [Next2Vet](#) finns tre tekniker utbildade hos Melag, vilket säkerställer hög kompetens inom installation, service och support.



MELATHERM 20

MELAtherm 20 är storebror till populära MELAtherm 10. Med en större kammare och hög kapacitet kan upp till 90 instrument rengöras per cykel. Smarta funktioner som touchdisplay, integrerad processkontroll och självrengörande filter bidrar till enkel användning och hög driftsäkerhet i sterilrummet



MELASEAL 100+ (byter snart namn till SteriHero Sealer)

Smidig och lättanvänd svets för autoklavpåsar som ger en säker och jämn försegling inför sterilisering. Konstruktionen saknar svetsband som behöver bytas, vilket gör den i princip underhållsfri och bidrar till lång livslängd och driftsäker användning i sterilrummet.

STERIHERO SPEED+

SteriHero Speed+ är en snabb och driftsäker autoklav som ger effektiv sterilisering i klinisk miljö. Den är särskilt väl lämpad för mindre kliniker samt hud- och tandveterinärer där snabb instrumentomsättning och kompakt format är viktigt.

**STERIHERO 23 VET**

SteriHero Vet är en kraftfull B-klass autoklav med 23 liters kammare, utvecklad för veterinärkliniker. Den säkerställer sterilisering av förpackade, oförpackade och ihåliga instrument. Autoklaven kan installeras med vattenrening för fast vattenanslutning eller användas med manuell påfyllning, vilket gör installationen enkel även där vattenanslutning saknas

VACUCLAVE 550

Vacuclave 550 är en kraftfull B-klass autoklav med 53 liters kammare, utvecklad för kliniker med högt instrumentflöde. Den rymmer upp till 16 brickor och kombinerar hög kapacitet med säker och effektiv sterilisering - perfekt för större veterinärkliniker och djursjukhus.



Veterinary Instrumentation

Vi:s portfölj omfattar över 5 000 produkter. Med instrument från Veterinary Instrumentation får du högkvalitativa, ergonomiska och hållbara verktyg som stödjer dig i varje moment av djursjukvården. Instrumenten är utvecklade för att ge dig maximal noggrannhet, optimal säkerhet och bästa möjliga resultat för både veterinär och patient.

Tillförlitlig kvalitet. Optimal kontroll. För tryggare kirurgi - varje dag.

Varför instrument från Veterinary instrumentation?

- Högsta kvalitet och klinisk tillförlitlighet
- Ergonomi som minskar belastning
- Optimerad arbetsprecision
- Brett sortiment



*A surgical range you can trust,
from routine to referral*

Exclusive offers available now



Discover more



HEINE

HEINE G100 LED OTOSKOP - VETERINÄRSET

HEINE G100 LED är ett robust och servicefritt otoskop utvecklat för daglig användning på veterinärkliniker och djursjukhus. Den avancerade LEDHQ-tekniken ger ett klart och jämnt ljus med exceptionell färgåtergivning (CRI >97), vilket gör det enklare att upptäcka även subtila förändringar i vävnad och därmed ställa säkrare diagnoser. Ljusstyrkan justeras steglöst mellan 3-100 % för optimal sikt i alla undersökningssituationer.

Fördelar

- LEDHQ-belysning med mycket hög färgåtergivning
- Steglös ljusreglering (3-100 %)
- Upp till 9 timmars drifttid
- Slitstarkt och servicefritt kvalitetsinstrument
- Kompatibelt med flera spekula och engångsstrattar



Art. nr.	Produktbeskrivning
158909	Bordsladdare
158951	USB-laddare

HEINE OMEGA 600 - PREMIUM INDIREKT OFTALMOSKOP

HEINE OMEGA 600 ger veterinärer en exceptionellt skarp och stereoskopisk bild av retina, vilket gör det lättare att upptäcka även små förändringar i ögat. Den kraftfulla LED HQ-belysningen ger naturligt ljus och hög kontrast för säker diagnostik.

Den lätta och ergonomiska designen gör instrumentet bekvämt att använda under hela arbetsdagen, medan HEINE:s välkända kvalitet garanterar tillförlitlig prestanda i många år.

Ett självklart val för kliniker som vill ta sin ögon diagnostik till nästa nivå.

Art. nr. 158908



KRUUSE MUSTANG OP-STOL

Är en ergonomisk arbetsstol för Veterinärkliniker.

Den används vid kirurgi, tandbehandling och undersökningar där veterinären behöver sitta stabilt och kunna röra sig smidigt runt patienten.

Specifikationer

- Höjdjustering ca 55-68 cm
- Hjul för enkel förflyttning
- Bekväm, stabil sits
- Robust och lätt konstruktion

Stolen ger en ergonomisk arbetsställning och gör det enklare att arbeta nära operations- eller undersökningsbordet.

Art. nr. 2810840



ERGO COMFORT DYNAMIC 1 - ERGONOMISK SADELSTOL FÖR KLINIKMILJÖ

Är en smal och ergonomisk sadelstol som ger god rörlighet i klinikarbete. Den extra mjuka sitsen och den justerbara sitslutningen hjälper till att skapa en naturlig och avlastande arbetsställning under hela arbetsdagen. Den avtorkbara klädseln gör stolen enkel att rengöra och lämplig för hygienkrävande miljöer.

Specifikationer

- Storlek: Medium (160-180 cm)
- Sitthöjd: 58-78 cm
- Sits: B 37 cm, D 35 cm
- Hjul: Lättrullade för hårda golv
- Klädsel: Avtorkbar, tål desinfektio

Art. nr. 170098



UNDERSÖKNINGSBORD MED KLÄMSKYDD

Elektriskt höj- och sänkbart undersökningsbord med gummerad bordsskiva 130 x 60 cm. Justerbar höjd från 27 cm till 108 cm med tyst motor och mjuka rörelser. Bordet är utrustat med klämskydd runt hela bordsskivan, 4 låsbara hjul samt 2 säkerhetsprintar som låser bordet i högsta läge vid rengöring och service.

Svensktillverkat, CE-märkt och lätt att rengöra.

Art. nr. 170090



OPERATIONSBORD MED V-BORDSSKIVA

Robust operationsbord i rostfritt stål med X-formad bas.

- Storlek: 140 x 50 cm
- V-bordsskiva, justerbar 0-90° med gasfjäder (enhandsjustering)
- Tilt upp till 75°
- Löstagbar dräneringskanal med avlopp
- Höjdjustering: 72-112 cm
- Justerbara gummifötter för stabilitet

Finns med elektrisk eller hydraulisk höjdjustering Hjul finns som tillval

Art. nr.	Produktbeskrivning
170101	Bord
170103	Hjul

Calming support in stressful situations

One pheromone button, multiple ways to use it

Attach it to an E-collar, use the Pet Tag or place it with the MultiUse holder in cages and carriers.



Attach it.



Wear it.



Place it.

CalmDown
by KRUISE®



kruise.com



PASSA PÅ!

- SPECIALERBJUDANDE PÅ KVALITETSHANDSKAR

- Erbjudandet gäller så länge lagret räcker.
- Smidig nitril med hög fingertoppskänsla.
- Slitstark basvara för hela teamet.

Art.nr 500084

E-power Nitril Undersökningshandskar

En stark och hållbar nitrilhandske som ger utmärkt skydd mot de vanligaste läkemedlen och kemikalierna inom veterinär.



32:-
ex moms

e-power



NEXT VET 2

A covetrus Company



Dentala instrumentset från KRUUSE

KRUUSE erbjuder flera färdiga instrumentset för dentala ingrepp, noggrant sammansatta för att täcka de vanligaste behoven vid undersökning, tandrengöring och extraktion. Seten innehåller instrument av hög kvalitet och ergonomisk design, vilket gör dem till ett praktiskt och kostnadseffektivt val för kliniker som vill komma igång direkt eller komplettera sitt dentala instrumentarium.



Nedan följer några av KRUUSEs färdiga set.

Art. nr.	Produktbeskrivning
2823580	KRUUSE Tandelelevatorset, winged, kort handtag, 14 st
2823640	KRUUSE Luxatorset, kort handtag, 1-5 mm
2823660	KRUUSE Tandinstrumentset små djur, 8 st
2823650	KRUUSE Tandextraktionsset i rostfri låda, 12 st

KRUUSE MONOFAST SUTUR

KRUUSE Monofast är en syntetisk, resorberbar monofilamentsutur som lämpar sig mycket väl för suturer i munhålan hos hund och katt, men fungerar lika bra vid andra kirurgiska ingrepp där en monofil tråd är att föredra. Tråden är lila för god synlighet i operationsfältet och ger smidig passage genom vävnad samt säker knuthållfasthet.

Nedan följer två av våra storsäljare för tandveterinärer.

KRUUSE Monofast Suture, USP 5-0/EP 1, 70 cm, violett, 12st
13 mm nål, 3/8 circle, reverse cutting

Art. nr. 1505840

KRUUSE Monofast Suture, USP 4-0/EP 1.5, 45 cm, violett, 12st
16 mm nål, 3/8 circle, reverse cutting

Art. nr. 1505990



EG NORDLAB

Exigo H400 | Hematologi

Exigo H400 levererar tillförlitlig hematologianalys direkt i kliniken. Med låg provvolym och snabba svarstider får du ett effektivt beslutsstöd i det dagliga arbetet.

- Resultat på 60 sekunder
- Patenterad MPA-teknologi med endast 20µL provvolym
- 12 förinställda djurprofiler för bred användning
- Intuitiv navigering via pekskärm
- Stabil drift för kontinuerlig användning



Helblod,
serum eller
plasma

Exigo C200 | Klinisk kemi

Exigo C200 analyserar flera biokemiska parametrar i varje körning, med upp till 24 värden per test beroende på vald rotor.

- Analyserar helblod, serum eller plasma
- Resultat på ca 11 minuter
- Portabel och underhållsfri drift
- Inbyggd skrivare

Den inbyggda centrifugen gör det möjligt att tillsätta helblod direkt i instrumentet och låta analysprocessen hantera centrifugeringen automatiskt.

Finecare Plus Vet YG-102 | Specialkemi

Finecare Plus Vet YG-102 är ett kompakt och portabelt analysinstrument för kvantitativ specialkemi direkt i kliniken. Systemet analyserar biomarkörer inom exempelvis inflammation, hormoner och infektion.

- Resultat på 3-15 minuter
- Låg provvolym 10-75µL
- Rumstempererade tester med lång hållbarhet
- Portabel och underhållsfri drift



Snabb &
enkel analys



Precision
utan krångel

NX-102 | Koagulation

NX-102 är en kompakt koagulationsanalysator som levererar snabba och tillförlitliga resultat i verksamheten. Instrumentet analyserar centrala koagulationsparametrar som PT/INR, APTT, TT, Fibrinogen och ACT.

- Resultat på ca 3 minuter
- Endast 20µL provvolym
- Portabel och underhållsfri drift
- Tester förvaras i rumstemperatur

Next2Vet, mer än en leverantör - en trygg partner!

Hos Next2Vet vill vi vara mer än bara en leverantör. Vi vill vara en partner ni känner er trygga med
- någon som finns där när ni behöver stöd, råd eller bara någon att bolla med.

Vi vet att vardagen på klinik ofta är intensiv och oförutsägbar. Därför arbetar vi nära er verklighet
och erbjuder lösningar som faktiskt fungerar i praktiken.

Det här kan ni förvänta er av oss:

- Personlig hjälp utifrån era behov
- Möjlighet att prova utrustning innan beslut
- Stöd hela vägen - från installation till utbildning och vidare i det dagliga arbetet
- Installationer och service utförs enligt gällande riktlinjer och rekommendationer
- Trygghet i att allt görs på rätt sätt
- Ett engagerat team som finns nära er
- Regelbunden närvaro ute på kliniker
- Kontinuerlig kompetensutveckling inom våra områden

Avslutningsvis handlar det för oss om mer än produkter. Det handlar om långsiktiga relationer,
förtroende och att finnas där - hela vägen.

Next2Vet - veterinärens bästa vän.



Smarta tillval för kliniken

PM60 PULSOXIMETER

ger snabb och tillförlitlig mätning av SpO₂ och puls. Smidig, portabel och enkel att använda – perfekt för uppvak, poliklinik och operation.

Levereras med skyddande hölje för extra hållbarhet i klinikmiljö.

Art. nr. 159940 + 159941



SP3 SPRUTPUMP – FÖRST TILL KVARN

Stabil och enkel att använda. Nu till outletpris då modellen utgår – passa på innan lagret tar slut.

Art. nr. 300026

INFUSIONSVÄRMARE FW2-VET - KOMPAKT OCH PÅLITLIG

FW2-Vet är en smidig infusionsvärmare (0,6 kg) som snabbt värmer vätskor till 30–50 °C på bara 3–5 minuter. Tydlig färgdisplay, exakt temperaturjustering och möjlighet att värma två infusions- eller blodtransfusionsset samtidigt.

Passar slangdiameter 3–4,5 mm och kan användas med droppsensör. Utrustad med larm för låg/övertemperatur samt automatisk avstängning för ökad säkerhet. Monteras enkelt med hängare eller stångklämma.

FW2-Vet - stabil temperatur och tryggare vård.

Art. nr. 300006



KLORHEXIDINSPRIT KLORHEXIDIN ABBOXIA

Klorhexidinsprit Abboxia 5 mg/ml
Klorhexidin Abboxia 0,5 mg/ml

Hållbarhet:

Klorhexidinsprit bruten förpackning – 3 månader
Klorhexidin bruten förpackning – 6 månader

- Leveransstabilitet
- Pumpar finns att beställa



Använd produkten på ett säkert sätt,
läs alltid etiketten före användning

www.frostpharma.com

ID 13904747 03/2026

Därför väljer kliniker Next2Vet

Veteriet- En klinik där både djur och människor trivs

“Vad gäller samarbetet så har ni på Next2Vet hjälpt mig OTROLIGT mycket med ALLT vad gäller utrustning på kliniken. Jag hade aldrig klarat mig såhär bra utan er. I princip all utrustning är från Next2Vet och jag är jättenöjd” 🥰

Martina Ekström
Ägare Veteriet



Focus Tand- & Veterinärklinik – en klinik byggd med hjärta, kunskap och framtidstro

För ungefär ett år sedan öppnade Focus Tand- & Veterinärklinik sina dörrar – med en tydlig vision om att skapa en plats där kvalitet, omtanke och engagemang står i centrum. Idag, bara ett år senare, har verksamheten vuxit från tre personer till ett sammansvetsat team på nio.

“Focus Tand & Veterinärklinik valde att ta in Next2Vet tidigt i uppstartsfasen av kliniken, ett samarbete som haft stor betydelse. Som nystartad verksamhet skapade det en trygghet att ha tillgång till deras engagemang, erfarenhet och kompetens genom hela processen. Deras långvariga branschkunskap har varit ovärderlig, och det uppskattas särskilt att stödet alltid finns nära till hands när det behövs.”



Service och kundtjänst

Rikstäckande service - trygghet för dig och dina patienter.

När det handlar om medicinteknisk utrustning finns det inget utrymme för driftstopp.

En oväntad paus i verksamheten kan innebära förlorad tid, osäkerhet och i värsta fall risk för patientens säkerhet.

Med rikstäckande service från Next2Vet får du:

- Snabb support oavsett var du befinner dig - från storstad till landsbygd.
- Minimera stilleståndstid - våra tekniker är redo när du behöver dem.
- Förebyggande underhåll som förlänger livslängden på din utrustning.
- Trygghet för personalen - du vet att hjälp alltid finns nära till hands.

Vi på Next2Vet är veterinärens bästa vän - och våra veterinärkunder är alltid vår högsta prioritet. När du väljer oss får du inte bara service, du får en partner som förstår din vardag och som står vid din sida i varje situation.

Välj **Next2Vet** - rikstäckande service och support, året runt, för veterinärer i hela Sverige.



Anneli Tikkanen
Säljare
anneli@next2vet.se
0791-43 35 50



Ulrika Bartholdsson
Teamedare/Säljare
ulrika@next2vet.se
0791-43 35 54




Malin Hysing
Säljare
malin@next2vet.se
0795-85 54 28



Niklas Wikström
Produktchef
niklas@next2vet.se
0724-01 77 81



Magdalena Lundberg
Produktspecialist
magdalena@next2vet.se
0791-43 35 53



Johnny Bohman
Kundtjänstansvarig
johnny@next2vet.se
0411-55 57 60



Daniel Persson
Servicekoordinator
Service@next2vet.se
0702-54 11 53



Kent Arvidsson
Servicetekniker
kent@next2vet.se



Tonny Nyman
Servicetekniker
tonny@next2vet.se



Nicklas Becker
Servicetekniker
nicklas@next2vet.se