

Multi-Safe Twin

UN godkänd säker avfallsbehållare



- Multi-Safe Twin är enkel att använda och ger optimal säkerhet
- Sticksäkra och slagtåliga väggar i avfallsbehållaren
- En adapter (finns att beställa som tillbehör) som enkelt fixerar avfallsbehållaren vid arbetsytan. Behållaren lösgörs enkelt genom att den roteras något
- Det stora locket med låsdelar säkerställer enkel och säker fastsättning av locket
- Daglockets konstruktion möjliggör förslutning i två lägen; dels för öppning och temporär förslutning vid användning och dels för permanent förslutning, när avfallsbehållaren är full. Öppningen kan förstöras för att passa användarens individuella behov genom att bryta loss två segment. För mer bekvämt handhavande, rekommenderar vi att man tar bort dessa segment innan locket monteras på boxen
- De större modellerna är försedda med bärhandtag
- Staplingsbara avfallsbehållare minimerar behov av lagerutrymme
- Utrymmessparande konstruktion och användarvänligt vidhängande daglock
- Behållarens design ger stor fyllnadsvolym och effektiv avfallshantering
- Universell nålavgångskonstruktion i locket
- Inga skadliga ämnen frigörs vid förbränning
- Behållaren uppfyller UN 3291
- Finns att beställa med och utan UN-certifierad etikett

Artikelnummer:	Beskrivning:	Inner/Ytterfp:
77.3894.007	Multi-Safe Twin 0,7 L	200/200
77.3894.307	Multi-Safe Twin 0,7 L, med UN etikett	180/180
77.3894.018	Multi-Safe Twin 1,9 L	100/100
77.3894.021	Multi-Safe Twin 2,3 L	100/100
77.3894.321	Multi-Safe Twin 2,3 L, med UN etikett	100/100
77.3894.030	Multi-Safe Twin 3,25 L	60/60
77.3894.330	Multi-Safe Twin 3,25 L, m UN etikett	60/60
77.3894.050	Multi-Safe Twin 5,0 L	45/45
77.3894.350	Multi-Safe Twin 5,0 L, med UN etikett	50/50