

# Produktdatablad

## GUARDIAN

Svensk version  
REV02/2020

### Artikelnummer

04001-xx-xx-xx  
06001-xx-xx-xx  
11001-xx-xx-xx

xx = nummer enligt specifikation  
beroende på t ex färg och etikett  
m.m.



## Produktinformation

Guardian serien är lämplig för allmänna tillämpningsområden och vid behandling eller hantering av barn. Den unika designen gör att stickande föremål kasseras på ett säkert och användarvänligt sätt. Säkerhetssystemet ger ett skydd mot att komma in i behållaren på något sätt. Den integrerade slussen kommer effektivt stoppa alla barnhänder vid ett försök komma ner i behållaren.

Förutom sluss-systemet fungerar den även på ett aseptiskt sätt där alla objekt placeras direkt i behållaren utan att man behöver röra något. Behållarens sluss öppnar sig så att nedsläpp av objekt möjliggörs och stängs sedan. Detta eliminerar risken för smittspridning.

Guardian har en tydlig fyllnadslinje som anger den maximala tillåtna fyllnadsnivån. Behållaren har även ett automatisk skydd mot överfyllning. När behållaren har nått den högsta fyllnadsnivån fungerar slussen inte längre vilket ger signalen att behållaren måste stängas permanent.

Alla storlekar är helt autoklaverbara och utrustade med bärhandtag för att underlätta hantering. De tillgängliga storlekarna är 4 liter, 6 liter och 11 liter. Samtliga storlekar är UN-märkta och är avsedda för kliniskt riskavfall såsom stickande/skärande/smittförande avfall på sjukhus eller sjukvårdsanläggningar. Dessutom finns monterings- och förslutningsinstruktion på etiketten.

## Viktiga fördelar

- UN- och ADR-godkänd
- Skyddad åtkomst – förebyggande mot kontakt med avfall
- Skydd vid vältning – inget innehåll kommer ut
- Förebygger överfyllnad – slutar fungera när den är full
- Staplingsbar både tom och full
- Skräddarsydd för låda och pallstorlek
- Autoklaverbar
- Ergonomisk och visuell tillslutning - temporär och permanent
- Tillverkad i miljöanpassad PP

## Övergripande data

Storlek:	4, 6 and 11 liter
Standardfärg:	Gul
Material:	PP Co-polymer

## Logistik

	Guardian 4 liter	Guardian 6 liter	Guardian 11 liter
Antal / låda	26	24	20
Antal / Pall	312	288	240
Mått låda	60x40x70 cm	60x40x70 cm	60x40x70 cm
Mått pall	120x80x225 cm	120x80x225 cm	120x80x225 cm
Total pallvikt	161 kg	175 kg	187 kg

## Kapacitet, mått och vikter

	Guardian 4 liter	Guardian 6 liter	Guardian 11 liter
Vikt	232.5 g	324 g	531.5 g
Nominal kapacitet	4 liter	6 liter	11 liter
Max. capacity 95% av total volym	3.4 liter	5.1 liter	9.25 liter
Mått HxBxD	138x280x190 mm	202x280x190 mm	323x280x190 mm
Min. godstjocklek	2.03 mm	2.03 mm	2.03 mm
Vikt lock	183 g	183 g	183 g
Mått lock HxBxD	50x259x165 mm	50x259x165 mm	50x259x165 mm
Total höjd med lock	175 mm	240 mm	360 mm

## Certifikat

UN/ADR	Hela världen
ISO 23907	Hela världen
NFX 30-511	Fransk

## Efterlevnad Miljölagstiftning

### REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals

REACH (EC/1907/2006) är den Europeiska förordningen gällande kemikalier och deras användning som trädde ikraft 2007. Som förordning är REACH direkt tillämplig för alla Europeiska stater. REACH behöver inte införlivas i nationella lagar i de Europeiska staterna.

Safebox följer alla regler och begränsningar i REACH.

## Tillbehör

				
<b>Beskrivning:</b> Väggållare i rostfritt stål	<b>Beskrivning:</b> Hållare att hänga, i rostfritt stål	<b>Beskrivning:</b> Hållare för vagnmontering i rostfritt stål	<b>Beskrivning:</b> Väggållare, Rostfritt stål	<b>Beskrivning:</b> Hållare för vagnmontering i rostfritt stål
<b>Orderenhet:</b> 1 st	<b>Orderenhet:</b> 1 st (ram & hållare)	<b>Orderenhet:</b> 1 st (ram & hållare)	<b>Orderenhet:</b> 1 st	<b>Orderenhet:</b> 1 st
<b>Artikelnummer:</b> 6284-00	<b>Artikelnummer:</b> 6284-01	<b>Artikelnummer:</b> 6284-02	<b>Artikelnummer:</b> 6252	<b>Artikelnummer:</b> 6252-6263

	 
<b>Beskrivning</b> Hållare för vagnmontering i rostfritt stål	<b>Beskrivning:</b> Hållare- för vägg och rörmontering, glasfiberförstärkt PVC, rostfritt stål
<b>Orderenhet:</b> 1 st	<b>Orderenhet:</b> 1 st
<b>Artikelnummer:</b> 6252-6262	<b>Artikelnummer:</b> 6257

## Övrigt

All data hänvisar till enskilda värden och är föremål för eventuella förändringar.  
Copyright © AB Sundplast

[www.safebox.eu](http://www.safebox.eu)  
[www.sundplast.com](http://www.sundplast.com)

AB Sundplast  
Box 15084  
25015 Helsingborg  
Sverige