



Uricult[®] Vet

Model Chart

Uricult[®] Vet

Noggrann och lättanvänd bakteriekultur metod för diagnostisering av urinvägsinfektioner (UVI)

Uricult Vet består av två agarytor, CLED (grön) och MacConkey (rödbrun) medium för detektion av mikrober som orsakar urinvägsinfektioner hos djur. CLED är för detektering av totalt bakterieantal och MacConkey är för detektering av gram-negativa mikrober.

LÄTT ATT ANVÄNDA Doppa – Inkubera – Tolka

TESTA PÅ PLATS Ingen transport av urinprov behövs

SÄKER TRANSPORT Upprätthåller provets integritet


LÅNG HÅLLBARHETSTID Kan förvaras i rumstemperatur i nio månader

Gör din klinik unik

Uricult Vet erbjuder veterinärkliniker en snabb och bekväm metod som kan analyseras på plats för att identifiera UVI. Noggrant resultat tillgängligt inom 16–24 timmar. Denna test hjälper veterinärer undvika att skicka in negativa prover till referens-laboratorier.

För mer information: www.oriondiagnostica.se

MYCKET ENKEL ATT ANVÄNDA!



Doppa, håll eller droppa

Inkubera

Tolka

För mer detaljerad information, läs inlagan.



Produkt	Art. nr
Uricult Vet 10 tests	06064
Cultura M 230 V	129997 / 05866
Cultura M 12 V (med biluttag)	132697
Termometer, tillbehör	129981 / 05724
Multitrack, tillbehör	139248

 **Boule**

Boule Diagnostics AB,
Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige
Telefon 08 744 77 00, Fax +46 8 744 77 20
Mail: info@boule.com, www.boulemedical.se

Organisms on media



Colony densities *Escherichia coli* CFU/ml

