

42500 /42550

Universalgagn "EICA"

**EICA**



**42500: Universalgagn "EICA", 50 x 40**

**42550: Universalgagn "EICA", 60 x 40**

Stativ: Helsvetsade förkromade stålror.

Fasta skivor: Rostfri plåt med vulstkant. Plastbelagd board på skivornas undersida för effektiv ljuddämpning. Undre övre skivan, två vita plastlådor.

Hjul: 100 mm länkhjul med grå gummibana.

Mått: Höjd 90 cm. Höjd övre skiva 85 cm. Skivmått: 50 x 40 cm, 60 x 40 cm.  
Avstånd mellan skivorna 39 cm.

Tillbehör:

42510: Löst trådräck, 50 x 40 x höjd 8 cm.

42520: Löst trådräck, 60 x 40 x höjd 8 cm.

Med reservation för eventuella ändringar.

AB Eica - Bolaget  
Box 100 65 , Trönningevägen 3  
300 10 Halmstad

Tel 035-40205

Fax 035-40923

Mail [info@eica.se](mailto:info@eica.se)

[www.eica.se](http://www.eica.se)