


Actilite®

Viskosnät med Manukahonung



Produktinformation



Actilite® är ett tunt viskosnät med antiseptisk Manukahonung och Manukaolja. Förbandet är designat för att skydda såret och påskynda sårhäkningen samtidigt som sårsekret tillåts passera genom förbandet. Den antiseptiska effekten för Actilite har uppnåtts genom kombinationen av den höggradiga antiseptiska Manukahonungen och Manukaoljan. Denna kombination har visat sig i in-vitrostudier vara effektiv mot ett flertal mikroorganismer som är involverade vid sårinfektioner.

Bruksanvisning

Ta bort den genomskinliga skyddsfilm och placera förbandet över såret. Det har ingen betydelse vilken sida av förbandet som placeras mot sårytan. Täck med lämpligt förband beroende på exsudatmängd.

Användningsområden

- Bensår
- Trycksår
- Granulerande och epitaliserande sår
- Maligna tumörsår
- Primärförband som antiseptiskt skydd

Fördelar

Antiseptiskt
Antiinflammatoriskt
Minskar odör
Osmotisk effekt
Bibehåller en fuktig sårhäkningsmiljö
Fastnar inte i såret



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd förp
CR4281	Actilite®	5x5cm	10st
CR3849	Actilite®	10x10cm	10st
CR3852	Actilite®	10x20cm	10st
CR4366	Actilite®	30x20cm	10st
CR4367	Actilite®	30x30cm	5st
CR4368	Actilite®	30x60cm	5st