


Activon Tube®

100% Manukahonung



Produktinformation



Activon Tube® innehåller 100% Manukahonung, helt utan tillsatser och kommer från Nya Zeeland. Honungen är renad och steriliserad, vilket gör den mycket lämpligt att använda i sår. Manukahonungen debriderar och rensar upp orena sår, minskar odör samt skapar en fuktig sårhelingsmiljö.

Bruksanvisning

Vrid av toppen, lägg på rikligt med Manukahonung, inte mindre än 5mm. I början av sårbehandlingen kan såret vätska mycket och lämpligt förband bör därför väljas ex. superabsorbent. Förvaras i rumstemperatur, öppen förpackning kan användas upp till 90 dagar.

Användningsområden

- Trycksår
- Bensår
- Fotsår hos personer med diabetes
- Kirurgiska sår
- Brännskador
- Kraftigt infekterade sår
- Djupa sår, fistelgångar
- Maligna tumörsår

Fördelar

- Antiseptiskt
- Antiinflammatoriskt
- Minskar odör
- Osmotisk effekt
- Bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö
- Fastnar inte i såret



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd fp/Trp Fp
CR3830	Activon Tube, Manukahonung 25gram (15ml)	25g	12st