

BD Eclipse™ Säkerhetskanyl



- Robust, integrerad säkerhetsmekanism som skyddar hela kanylen efter aktivering.
- Säkerhetsmekanismen aktiveras enkelt med en hand omedelbart efter injektion (ej behov av hårt yta för aktivering).
- Säker och väl synlig/hörbar låsning av säkerhetsmekanismen.
- Kan ej reaktiveras.
- Minimal förändring av injektionsteknik.
- Positionen av nålsögat i förhållande till säkerhetsmekanismen underlättar injektion med liten vinkel.
- BD Microlance™ 3 injektionskanyl – unik slipvinkel och poleringsmetod ger mindre obehag för patienten.
- BD SmartSlip™ teknologi ger en säker anslutning till både luer och luer-lock sprutor.



BD Eclipse™ Säkerhetskanyl, separatförpackad

Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
30G 1/2	0,3x13	Normal	Gul	100/1200	305771
27G 1/2	0,4x13	Normal	Grå	100/1200	305770
27G 3/4	0,4x19	Normal	Grå	100/1200	305889
27G 1 1/2	0,4x40	Normal	Grå	100/1200	302436
25G 5/8	0,5x16	Normal	Orange	100/1200	305760
25G 1	0,5x25	Normal	Orange	100/1200	305891
23G 1	0,6x25	Normal	Blå	100/1200	305892
23G 1 1/4	0,6x30	Normal	Blå	100/1200	305886
22G 1 1/4	0,7x30	Normal	Svart	100/1200	305887
21G 1	0,8x25	Normal	Grön	100/1200	305894
21G 1 1/2	0,8x40	Normal	Grön	100/1200	305895
20G 1	0,9x25	Normal	Gul	100/1200	305899
20G 1 1/2	0,9x40	Normal	Gul	100/1200	305888
18G 1 1/2	1,2x40	Normal	Rosa	100/1200	302437

BD Eclipse™ Combo, sampackad Injektionsspruta och Säkerhetskanyl

Spruta Luer-Lok™ Storlek ml	Kanyl Storlek Ytterdiameter x längd G x tum	Storlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
3	25 x 5/8	0,5 x 16	Normal	Orange	50/300	305781
3	23 x 1	0,6 x 25	Normal	Blå	50/300	305782
3	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/300	305783
5	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/300	305785
10	22 x 1 1/2	0,7 x 40	Normal	Svart	50/300	305786

Materialinnehåll

Ansats, kanylskydd och säkerhetsmekanism: Polypropylen
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)
Lim: Epoxy resin
Ytbehandling: Silikonolja
Cylinder och kolvstång: Polypropylen
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)
Ytbehandling: Silikonolja

Förpackningsmaterial

Polyctylen
Polyamid
Kartong
Wellpapp



Steriliseringmetod

Etylenoxid



5år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com