


# BD Emerald™ 2, 3, 5, 10 ml 3-komponent spruta



- Kombinerar optimal funktion och minskad miljöpåverkan.
- Minimerar mängden avfall - BD Emerald innehåller upp till 30% mindre material än andra sprutor\*.
- Glasklar plast för kontroll av innehåll.
- Grönfärgad kolvstopp och graverat skaltryck för exakt och säker dosering.
- Robust kolvstopp förhindrar att kolvstången oavsiktligt åker ut.
- Kolvstång utformad för stabilt och bekvämt grepp under användning.
- Tumgrepp med struktur för säkert grepp under administrering.
- BD Emerald tillverkas i en produktionsanläggning som drivs av förnybar energi.



## Sprutor utan kanyl

| Produktbeskrivning | Fattning/Placering | Gradering ml | Avd/Trpt förp. | Art. nr. |
|--------------------|--------------------|--------------|----------------|----------|
| 2ml spruta         | Luer/Centrerad     | 0,1          | 100/3000       | 307727   |
| 3ml spruta         | Luer/Centrerad     | 0,1          | 100/2400       | 302986   |
| 5ml spruta         | Luer/Centrerad     | 0,2          | 100/2000       | 307731   |
| 10ml spruta        | Luer/Centrerad     | 0,2          | 100/1200       | 307736   |

## Sprutor med löstagbar kanyl

| Produktbeskrivning     | Kanylstorlek<br>Ytterdiameter<br>x längd<br>G x tum | Kanylstorlek<br>Ytterdiameter<br>x längd<br>mm | Gradering ml | Färgkod | Avd/Trpt förp. | Art. nr. |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|----------|
| 2 ml spruta med kanyl  | 22G 1 ¼"                                            | 0,7 x 30                                       | 0,1          | Svart   | 100/2000       | 307728   |
| 2 ml spruta med kanyl  | 23G 1"                                              | 0,6 x 25                                       | 0,1          | Blå     | 100/2000       | 307740   |
| 2 ml spruta med kanyl  | 23G 1 ¼"                                            | 0,6 x 30                                       | 0,1          | Blå     | 100/2000       | 307741   |
| 5 ml spruta med kanyl  | 21G 1 ½"                                            | 0,8 x 40                                       | 0,2          | Grön    | 100/1500       | 307732   |
| 5 ml spruta med kanyl  | 22G 1 ¼"                                            | 0,7 x 30                                       | 0,2          | Svart   | 100/1500       | 307733   |
| 5 ml spruta med kanyl  | 23G 1 ¼"                                            | 0,6 x 30                                       | 0,2          | Blå     | 100/1500       | 307735   |
| 10 ml spruta med kanyl | 21G 1 ½"                                            | 0,8 x 40                                       | 0,2          | Grön    | 100/900        | 307737   |
| 10 ml spruta med kanyl | 22G 1 ¼"                                            | 0,7 x 30                                       | 0,2          | Svart   | 100/900        | 307738   |

### Materialinnehåll:

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: latexfri, termoplast (TPE), elastomer (TPE)  
Ytbehandling: Silikonolja  
Kanyl: Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling kanyl: Silikonolja

### Förpackningsmaterial:

Transparent plastfilm (polyetylen/polyamide), Wellpapp



### Steriliseringssmetod:

Etylenoxid



5 års hållbarhet

CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 32054  
126 11 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

\*Data on file. Based on comparison with leading syringe brands worldwide.BD 4/11 - 0840