

BD Neoflon™ Infusionkanyl



- Infusionskanyl utan injektionsport.
- Speciellt avsedd för punktion av små och sköra kärl inom pediatrik och geriatrik.
- "Back cut" slipad stålkanyl och avfasad kateterspets för säker punktion och jämn inläggning, med minimal risk för venperforation.
- Extra greppplatta för säker inläggning.
- Flexibla vingor för mjuk anläggning mot huden.
- Kateter tillverkad i PTFE (teflonkateter).
- Färgkodifierad enligt ISO standard.



Kateter G	Kateter ytterdiam mm	Kateter längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
26	0,6	19	Lila	50/500	391349
24	0,7	19	Gul	50/500	391350

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål
Kateter: Polytetrafluoretylen
Övriga delar: Polykarbonat
Polypropylen, Polyetylen
Silikonolja

Förpackningsmaterial

Tyvek-laminat
Polyester
Kartong
Wellpapp



Steriliseringsmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com