

Manuka Foam Air®

Skumförband impregnerat med Manukahonung

Manuka Foam™ Air är ett sterilt avancerat skumförband impregnerat med 100% Leptospermum scoparium Manukahonung från Nya Zeeland.

Manuka Foam™ Air har en patentskyddad cellstruktur som optimerar Manukahonungen i förbandet och kontakten med sårbedden. Den avancerade skummatrisen maximerar exsudatabsorption samtidigt som det förhindrar retention av exsudat. Manuka Foam™ Air har en väldigt god anpassningsförmåga och medför en hög komfort.



Den höga andningsförmåga som polyuretanunderlaget i förbandet har motverkar exsudatretention samtidigt som det förhindrar kontamineringar och att bakterier kommer in i förbandet.

Manuka Foam™ Air hjälper till att bibehålla en balanserad fuktig såråkningsmiljö som främjar autolytisk debridering av skadlig vävnad vilket främjar såråkningsprocessen.


Manuka Foam Air® är främst indicerat för sårbehandling av svåråknande sår som:

- Bensår
- Trycksår
- Första och andra gradens brännskador
- Operationssår
- Traumasår
- Diabetssår
- Transplantationssår.

Manuka Foam Air® kan även användas för sårbehandling av mindre allvarliga sår som skrubbsår, rivsår, skärsår och brännsår.

Fördelar med Manuka Foam Air® Skumförband

- CMH® Certifierad Manukahonung från Nya Zeeland
- Utmärkt kontaktlager
- Bibehåller en fuktig såråkningsmiljö vilket påskyndar såråkningsprocessen
- Reducerar lukter och odör från sår
- Kan användas tillsammans med Manuka Fill® Sårsalva, Manuka IG/IG MAX och andra sekundärförband
- Det låga pH-värdet och den höga osmolariteten i Manukahonung påskyndar såråkningsprocessen
- Förmåga att absorbera och behålla exsudat i förbandet
- Hög komfort



Art.nr	Benämning	Storlek	Förp
MF1000246	Manuka Foam Air® Skumförband 100% Manukahonung	10x10cm	10st