

Becton, Dickinson and
Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga II med ändringar

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktbeteckning

Produkt nr.:	Produktnamn:	Gängse benämning(ar), synonym(er)
362081	TUBE PLN PLH 13X75 4.0 PLBLCE ORN SIL	BD Vacutainer® CAT Plus Blood Collection Tubes
365904	TUBE PLN PLH 13X75 4.0 SLBL RD	BD Vacutainer® SERUM / CAT Plus Blood Collection Tubes
368813	TUBE PLN PLH 13X75 4.0 PLBLCE PNK	BD Vacutainer® CAT Plus Blood Collection Tubes
368975	TUBE PLN PLH 13X75 4.0 BLBLCE RD	BD Vacutainer® CAT Plus Blood Collection Tubes
369032	TUBE PLN PLH 13X75 4.0 PLBLCE RD SIL	BD Vacutainer® CAT (Clot Activator Tube) Plus Blood Collection Tubes
360082	TUBE PLN PLH 13X75 4.0 USI RD CE	BD Vacutainer® CAT (Clot Activator Tube) Plus Blood Collection Tubes
362080	TUBE PLN PLH 13X75 4.0 PLBLCE RD SIL	BD Vacutainer® CAT Plus Blood Collection Tubes

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade
användningar:

Laboratorieanvändning inom forskning och industri. För diagnostisk användning in vitro.

Användningar från vilka
avrådas:

Endast för utvärtes bruk

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

Becton Dickinson
Laagstraat 57
9140 Temse
Belgium

Telefon: +32 3 710 32 11

Kontaktperson: Business Unit Product Stewardship Team

E-post: IDS_SDS@bd.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: CHEMTREC 1 800 424 9300

Becton, Dickinson and
Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten har klassificerats enligt gällande lag.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den.

Hälsorisker

Cancerframkallande egenskaper Kategori 1A H350: Kan orsaka cancer.

Miljöfaror

Långvariga faror för vattenmiljön Kategori 3 H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter



Signalord: Fara

Uttalande(n) om fara: H350: Kan orsaka cancer.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse Förebyggande:

P201: Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202: Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Respons: P308+P313: Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Lagring: P405: Förvaras inlåst.

Bortskaffande: P501: Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd inrättning i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Quartz (SiO₂)

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

2.3 Andra faror

Hormonstörande egenskaper-Toxicitet

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Hormonstörande egenskaper-Ekotoxicitet

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	Koncentration	CAS-nr	EG-nr	REACH-registreringsnr	M-faktorer:	Anmärkningar
Quartz (SiO ₂)	50 - <100%	14808-60-7	238-878-4	Ingen data.	Ingen data.	#
oktametylcyklo tetrasiloxan; [D4]	0,01 - <0,1%	556-67-2	209-136-7	Ingen data.	Vattentoxicitet (långvarig): 10	##

* Alla koncentrationer anges i viktprocent om beståndsdelens inte är en gas. Gaskoncentrationer anges i volymprocent.

Detta ämne har exponerings gränsvärde (n).

Detta ämne är listat som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

Klassificering

Kemiskt namn	Klassificering	Anmärkningar
Quartz (SiO ₂)	Klassificering: Carc.: 1A: H350; Kompletterande märkningsinformation: Inga kända. Särskild koncentrationsgräns: Inga kända.	Inga.

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

	Akut toxicitet, oral: Inga kända. Akut toxicitet, inandning: Inga kända. Akut toxicitet, dermal: Inga kända.	
oktametylcyklotetrasiloxan; [D4]	Klassificering: Repr.: 2: H361f; Aquatic Chronic: 1: H410; Kompletterande märkningsinformation: Inga kända. Särskild koncentrationsgräns: Inga kända. Akut toxicitet, oral: Inga kända. Akut toxicitet, inandning: Inga kända. Akut toxicitet, dermal: Inga kända.	Inga.

CLP: Förordning nr 1272/2008.
Alla H-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information:	Kontakta läkare om symptom uppträder. Kan orsaka cancer.
Inandning:	Flytta den skadade genast ut i frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt:	Skölj genast med mycket vatten i åtminstone 15 minuter och ta av de nedsmutsade kläderna och skorna. Kontakta läkare om symptom uppträder.
Ögonkontakt:	Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om symptom uppträder.
Förtäring:	Skölj munnen ordentligt. Kontakta läkare.
Personligt skydd för förstavårdare:	Ingen data.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom:	Ingen data.
Faror:	Låg risk vid rekommenderad hantering som utförs av utbildad personal.

4.3 Tecken på att det behövs omedelbar läkarvård och specialbehandling

Behandling:	Kontakta läkare om symptom uppträder.
--------------------	---------------------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Becton, Dickinson and
Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Allmänna Brandrisker:

Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

5.1 Släckmedel**Lämpliga släckmedel:**

Vattenspray, dimma, CO2, torr kemikalie, eller alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel:

Inga kända.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Inga kända.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Brandbekämpning:**

Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:

Tag hänsyn till omgivande material vid val av brandsläckningsmedel. Använd syrgasapparat och skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:**

Använd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med spill av materialet. Undvik inandning av dimma eller ånga. Rör inte skadade kärl eller materialspill utan lämpliga skyddskläder.

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal:

Ingen data.

6.1.2 För räddningspersonal:

Ingen data.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Släpp inte ut i miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sopa eller skopa upp och ta bort. Rör inte skadade kärl eller materialspill utan lämpliga skyddskläder.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Ingen data.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Tekniska åtgärder (t.ex. punktutslug och allmänventilation):**

Följ god kemikaliehygien. Låg risk vid rekommenderad hantering som utförs av utbildad personal.

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Hantering: Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Låg risk vid rekommenderad hantering som utförs av utbildad personal.

Åtgärder för att undvika kontakt: Ingen data.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Säkra förvaringsförhållanden: Håll behållare väl tillslutna. Behållaren skall placeras på ett säkert ställe. Förvaras på sval och välventilerad plats.
Säkra förpackningsmaterial: Ingen data.

7.3 Specifik slutanvändning: Ingen data.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Kemiskt namn	Typ	Exponeringsätt	Exponeringsgränsvärden	Källa
Quartz (SiO ₂)	TWA	respirabel fraktion och stoft	0,1 mg/m ³	EU. Direktiv 2004/37/EG, Bilaga III A, Gränsvärden för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (12 2017)
	NGV	Respirabelt damm	0,1 mg/m ³	Sverige. Hygieniska gränsvärden (2018)

Se den senaste utgåvan av den lämpliga källtexten och rådfråga en industrihygienist eller en liknande yrkesperson, eller lokala myndigheter, för mer information.

Biologiska Gränsvärden

Inga angivna biologiska exponeringsgränser för beståndsdel(ar).

DNEL-värden

Anmärkningar: DNEL-värden

Kritisk komponent	Typ	Exponeringsväg	Hälsosfarlighet, allmänt	Anmärkningar
Aluminum oxide (Al ₂ O ₃)	Populationen i allmänhet	Ögon	Lokal effekt;	Ingen risk identifierad
	Arbetare	Ögon	Lokal effekt;	Ingen risk identifierad

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

	Arbetare	Inhalation	Lokal, kortvarig; 3 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet
	Arbetare	Inhalation	Systemisk, långvarig; 3 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet
	Populationen i allmänhet	Oral	Systemisk, långvarig; 3,29 mg/kg	Upprepad dostoxicitet
	Populationen i allmänhet	Oral	Systemisk, långvarig; 1,32 mg/kg	neuro
	Arbetare	Hudrelaterad	Systemisk, långvarig; 0,84 mg/kg	neuro
	Arbetare	Inhalation	Lokal, kortvarig; 15,63 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet
	Populationen i allmänhet	Oral	Systemisk, långvarig; 6,58 mg/kg	Upprepad dostoxicitet
	Populationen i allmänhet	Inhalation	Systemisk, långvarig; 0,75 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet
	Populationen i allmänhet	Inhalation	Lokal, kortvarig; 0,75 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet
	Arbetare	Inhalation	Systemisk, långvarig; 15,63 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet
	Populationen i allmänhet	Hudrelaterad	Systemisk, långvarig; 0,3 mg/kg	neuro
Iron oxide (Fe ₂ O ₃)	Populationen i allmänhet	Ögon	Lokal effekt;	Ingen risk identifierad
Titanium oxide (TiO ₂)	Arbetare	Inhalation	Lokal, kortvarig; 10 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet
	Populationen i allmänhet	Ögon	Lokal effekt;	Ingen risk identifierad
	Arbetare	Ögon	Lokal effekt;	Ingen risk identifierad
Benzene, methyl-	Arbetare	Hudrelaterad	Systemisk, långvarig; 384 mg/kg	neuro
	Populationen i allmänhet	Oral	Systemisk, långvarig; 8,13 mg/kg	neuro
	Arbetare	Inhalation	Systemisk, långvarig; 192 mg/m ³	neuro
	Populationen i allmänhet	Hudrelaterad	Systemisk, långvarig; 226 mg/kg	neuro
	Populationen i allmänhet	Ögon	Lokal effekt;	Ingen risk identifierad
	Populationen i allmänhet	Inhalation	Lokal, långvarig; 226 mg/m ³	irritation luftvägarna
	Arbetare	Ögon	Lokal effekt;	Ingen risk identifierad
	Arbetare	Inhalation	Lokal, långvarig; 384 mg/m ³	irritation luftvägarna
	Arbetare	Inhalation	Lokal, kortvarig; 192 mg/m ³	irritation luftvägarna
	Populationen i allmänhet	Inhalation	Lokal, kortvarig; 56,5 mg/m ³	irritation luftvägarna
	Arbetare	Inhalation	Systemisk, kortvarig; 384 mg/m ³	neuro
	Populationen i allmänhet	Inhalation	Systemisk, långvarig; 56,5 mg/m ³	neuro
Cyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-	Populationen i allmänhet	Inhalation	Systemisk, långvarig; 13 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet
	Arbetare	Inhalation	Systemisk, långvarig; 73 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

	Arbetare	Inhalation	Lokal, kortvarig; 73 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet
	Arbetare	Ögon	Lokal effekt;	Ingen risk identifierad
	Populationen i allmänhet	Inhalation	Lokal, kortvarig; 13 mg/m ³	Upprepad dostoxicitet
	Populationen i allmänhet	Ögon	Lokal effekt;	Ingen risk identifierad
	Populationen i allmänhet	Oral	Systemisk, långvarig; 3,7 mg/kg	Upprepad dostoxicitet

PNEC-värden

Anmärkningar: PNEC-värden

Kritisk komponent	Del av miljön	PNEC-värden	Anmärkningar
Aluminum oxide (Al ₂ O ₃)	Reningsverk	20 mg/l	
	Akvatisk	74,9 µg/l	Ingen data.

Benzene, methyl-	Jord	0,313 mg/kg	
		2,89 mg/kg	
	Akvatisk (sötvatten)	74 µg/l	
	Reningsverk	0,84 mg/l	
	Akvatisk (havsvatten)	0,68 mg/l	
	Sediment (färskvatten)	16,39 mg/kg	
	Sediment (havsvatten)	16,39 mg/kg	
	Akvatisk (havsvatten)	7,4 µg/l	
	Sediment (färskvatten)	1,78 mg/kg	
	Sediment (havsvatten)	0,178 mg/kg	
	Akvatisk (sötvatten)	0,68 mg/l	
	Reningsverk	13,61 mg/l	

Cyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-	Jord	0,54 mg/kg	
	Sediment (havsvatten)	0,3 mg/kg	
	Sediment (färskvatten)	3 mg/kg	
	Reningsverk	10 mg/l	
	Akvatisk (havsvatten)	0,15 µg/l	
	Akvatisk (sötvatten)	1,5 µg/l	

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga Tekniska Kontrollåtgärder:

Följ god kemikaliehygien. Låg risk vid rekommenderad hantering som utförs av utbildad personal.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd:

Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden. Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar och skyddsglasögon användas.

Becton, Dickinson and
Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Handskydd:	Material: Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar.
Hud- och kroppsskydd:	Ingen data.
Andningsskydd:	I regel krävs inget skydd vid normala användningsbetingelser och tillräcklig ventilation.
Hygieniska åtgärder:	Följ god kemikaliehygien.
Miljökontroller:	Ingen data.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd	
Aggregationstillstånd:	fast
Form:	Pulver
Färg:	Vit
Lukt:	Luktfri
Lukttröskel:	Ingen data.
Smältpunkt:	Ingen data.
Kokpunkt:	Ingen data.
Brandfarlighet:	Ingen data.
Högre/lägre antändnings- eller explosionsgränser	
Explosionsgräns – övre (%):	Ingen data.
Explosionsgräns – nedre (%):	Ingen data.
Flampunkt:	Ingen data.
Självantändningstemperatur:	Ingen data.
Sönderfallstemperatur:	Ingen data.
pH-värde:	Ingen data.
Viskositet	
Viskositet, dynamisk:	Ingen data.
Kinematisk viskositet:	Ingen data.
Flödestid:	Ingen data.
Löslighet	
Löslighet i vatten:	Ingen data.
Löslighet (annan):	Ingen data.

Becton, Dickinson and
Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Upplösningshastighet:	Ingen data.
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten):	Ingen data.
Dispersionsstabilitet:	Ingen data.
Ångtryck:	Ingen data.
Relativ densitet:	Ingen data.
Densitet:	Ingen data.
Skrymdensitet:	Ingen data.
Ångdensitet (luft=1):	Ingen data.

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet:	Materialet är stabilt under normala betingelser.
10.2 Kemisk stabilitet:	Materialet är stabilt under normala betingelser.
10.3 Risken för farliga reaktioner:	Materialet är stabilt under normala betingelser.
10.4 Förhållanden som ska undvikas:	Inga vid normala förhållanden.
10.5 Oförenliga material:	Inga vid normala förhållanden.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:	Materialet är stabilt under normala betingelser.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Inandning:	Under normala betingelser för avsett bruk förväntas detta material inte utgöra någon fara vid inandning. Långvarig inandning av höga halter av kristallin kiseldioxid kan orsaka silikos. Dessutom är luftburen kristallin kiseldioxid potentiellt carcinogent på människor.
Hudkontakt:	Till följd av den lilla förpackningsstorleken är risken för hudkontakt minimal.
Ögonkontakt:	Till följd av den lilla förpackningsstorleken är risken för ögonkontakt minimal.

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Förtäring: Till följd av den lilla förpackningsstorleken är risken för förtäring minimal.

Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Inandning: Inga särskilda symptom har noterats .

Hudkontakt: Vid normal användning förväntas ingen hudirritation.

Ögonkontakt: Inga särskilda symptom har noterats .

Förtäring: Inga särskilda symptom har noterats .

Information om sannolika exponeringsvägar

Akut toxicitet (gör upp en förteckning över alla möjliga exponeringsvägar)

Oral

Produkt: Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Dermal

Produkt: Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Inandning

Produkt: Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.
Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyclotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Toxicitet vid upprepad dosering

Produkt: Ingen data.
Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyclotetrasiloxan; [D4] NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå)) (Råtta(Hona, Hane), Inhalation): 2.500 mg/m³ Experimentellt resultat, Stödstudie Inhalation
NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå)) (Råtta(Hona, Hane), Inhalation, 13 Weeks): 34 ppm(m) Experimentellt resultat, Stödstudie Inhalation
NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå)) (Råtta(Hona, Hane), Inhalation, 14 d): >= 400 ppm(m) Experimentellt resultat, Stödstudie Inhalation
NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå)) (Råtta(Hona, Hane), Inhalation, <= 24 Months): 150 ppm(m) Experimentell resultat, mycket viktig studie Inhalation
NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå)) (Marsvin; Hamster; Mus; Kanin(Hona, Hane), Inhalation, 28 d): >= 700 ppm(m) Experimentellt resultat, Stödstudie Inhalation

Hudfrätande/Irriterande

Produkt: Ingen data.
Komponenter:



Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] in vivo (Kanin): Not irritating

Allvarliga Ögonskador/Ögonirritation

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Inandnings- eller Hudsensibilisering

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.



**Becton, Dickinson and
Company**
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Cancerframkallande egenskaper

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasilox
an; [D4] Ingen data.

Mutagenitet i Könseller

In vitro

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasilox
an; [D4] Ingen data.

In vivo

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Reproduktionstoxicitet

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Specifik Organtoxicitet - Upprepade Exponeringar

Produkt: Ingen data.

Komponenter:

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Quartz (SiO ₂)	Ingen data.
----------------------------	-------------

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4]	Ingen data.
----------------------------------	-------------

Kvävningsrisk

Produkt:	Ingen data.
-----------------	-------------

Komponenter: Quartz (SiO ₂)	Ingen data.
---	-------------

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4]	Ingen data.
----------------------------------	-------------

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkt:	Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.;
-----------------	--

Komponenter: Quartz (SiO ₂)	Ingen data.
---	-------------



**Becton, Dickinson and
Company**
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Annan information

Produkt: Ingen data.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet:

Akuta faror för vattenmiljön:

Fisk

Produkt: Ingen data.

Komponenter:

Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Vattenlevande Evertebrater

Produkt: Ingen data.

Komponenter:

Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Giftighet för vattenväxter

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyclotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Toxicitet för mikroorganismer

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyclotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Långvariga faror för vattenmiljön:

Fisk

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Vattenlevande Evertebrater

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Giftighet för vattenväxter

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Toxicitet för mikroorganismer

Produkt: Ingen data.

Komponenter:

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Quartz (SiO ₂)	Ingen data.
----------------------------	-------------

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4]	Ingen data.
----------------------------------	-------------

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytning

Produkt:	Ingen data.
-----------------	-------------

Komponenter:	
Quartz (SiO ₂)	Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4]	Ingen data.
----------------------------------	-------------

BOD/COD-förhållande

Produkt:	Ingen data.
-----------------	-------------

Komponenter:	
Quartz (SiO ₂)	Ingen data.

**Becton, Dickinson and
Company**
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten (log K_{ow})

Produkt: Ingen data.

Komponenter:
Quartz (SiO₂) Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

12.4 Rörlighet i jord:

Produkt Ingen data.
Komponenter:

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Quartz (SiO ₂)	Ingen data.
----------------------------	-------------

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4]	Ingen data.
----------------------------------	-------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkt	Ingen data.
Komponenter:	
Quartz (SiO ₂)	Ingen data.

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4]	Ingen data.
----------------------------------	-------------

12.6 Hormonstörande egenskaper:

Produkt:	Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.
Komponenter:	
Quartz (SiO ₂)	Ingen data.

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

oktametylcyklotetrasiloxan; [D4] Ingen data.

12.7 Andra skadliga effekter:

Andra faror
Produkt: Ingen data.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Allmän information: Ingen data.

Destruktionsmetoder: Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

Förorenade Förpackningar: Innehållet/behållaren lämnas till ändamålsenlig avfallshanteringsanläggning i enlighet med gällande lagar och föreskrifter och produktens egenskaper vid bortskaffningstidpunkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inte reglerad.
14.2 Officiell transportbenämning: Inte reglerad.
14.3 Faroklass för transport
Klass: Inte reglerad.
Etikett(er): Inte reglerad.
Faronr. (ADR): Inte reglerad.
Tunnelbegränsningskod: Inte reglerad.
14.4 Förpackningsgrupp: Inte reglerad.
Begränsad mängd: Inte reglerad.
Undantagen mängd: Inte reglerad.
14.5 Miljöfaror: Inte reglerad.
14.6 Särskilda skyddsåtgärder: Inte reglerad.

ADN

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inte reglerad.

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

14.2 Officiell transportbenämning:	Inte reglerad.
14.3 Faroklass för transport	
Klass:	Inte reglerad.
Etikett(er):	Inte reglerad.
Faronr. (ADR):	Inte reglerad.
Tunnelbegränsningskod:	Inte reglerad.
14.4 Förpackningsgrupp:	Inte reglerad.
Begränsad mängd	Inte reglerad.
Undantagen mängd	Inte reglerad.
14.5 Särskilda skyddsåtgärder:	Inte reglerad.

RID

14.1 UN-nummer eller id-nummer:	Inte reglerad.
14.2 Officiell transportbenämning:	Inte reglerad.
14.3 Faroklass för transport	
Klass:	Inte reglerad.
Etikett(er):	Inte reglerad.
14.4 Förpackningsgrupp:	Inte reglerad.
Begränsad mängd	Inte reglerad.
Undantagen mängd	Inte reglerad.
14.5 Miljöfaror	Inte reglerad.
14.6 Särskilda skyddsåtgärder:	Inte reglerad.

IMDG

14.1 UN-nummer eller id-nummer:	Inte reglerad.
14.2 Officiell transportbenämning:	Inte reglerad.
14.3 Faroklass för transport	
Klass:	Inte reglerad.
Etikett(er):	Inte reglerad.
EmS No.:	Inte reglerad.
14.4 Förpackningsgrupp:	Inte reglerad.
Begränsad mängd	Inte reglerad.
Undantagen mängd	Inte reglerad.
14.5 Miljöfaror	Inte reglerad.
14.6 Särskilda skyddsåtgärder:	Inte reglerad.

IATA

14.1 UN-nummer eller id-nummer:	Inte reglerad.
14.2 Officiell transportbenämning:	Inte reglerad.
14.3 Faroklass för transport	
Klass:	Inte reglerad.
Etikett(er):	Inte reglerad.
14.4 Förpackningsgrupp:	Inte reglerad.
Passagerar- och fraktflygplan :	Inte reglerad.
Begränsad mängd	Inte reglerad.
Undantagen mängd	Inte reglerad.
14.5 Miljöfaror	Inte reglerad.
14.6 Särskilda skyddsåtgärder:	Inte reglerad.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

Becton, Dickinson and
Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

EU-förordningar

Förordning 1005/2009/EG om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Bilaga I, kontrollerade ämnen: Finns inte eller finns inte i reglerade mängder.

FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 (REACH), BILAGA XIV FÖRTECKNING ÖVER ÄMNER FÖR VILKA DET KRÄVS TILLSTÅND: Finns inte eller finns inte i reglerade mängder.

EU-förordning nr 2019/1021/EU som förbjuder och begränsar långlivade organiska föroreningar (POPer), med ändringar: Finns inte eller finns inte i reglerade mängder.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), BILAGA II Förteckning över förorenande ämnen:

Kemiskt namn	CAS-nr
Titanium oxide (TiO ₂)	13463-67-7
Benzene, methyl-	108-88-3

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med ändringar: Finns inte eller finns inte i reglerade mängder.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med ändringar: Finns inte eller finns inte i reglerade mängder.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med ändringar: Finns inte eller finns inte i reglerade mängder.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med ändringar: Finns inte eller finns inte i reglerade mängder.

EU. REACH kandidatförteckning över ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande (SVHC): Finns inte eller finns inte i reglerade mängder.

Förordning (EG) nr 1907/2006 Bilaga XVII Ämnen vars användning och utsläppande på marknaden har begränsats:

Kemiskt namn	CAS-nr	Koncentration	Förpackningen ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkt på följande sätt:

Becton, Dickinson and Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

titandioxid [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm]	13463-67-7	- <0,1%	ingen
toluen	108-88-3	- <0,1%	ingen
oktametylcyclotetrasiloxan; [D4]	556-67-2	- <0,1%	ingen

Direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet.:

Kemiskt namn	CAS-nr	Koncentration
Quartz (SiO ₂)	14808-60-7	70 - 80%

Direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar:

Kemiskt namn	CAS-nr	Koncentration
	14808-60-7	70 - 80%
titandioxid [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm]	13463-67-7	0 - <0,1%
toluen	108-88-3	0 - <0,1%
oktametylcyclotetrasiloxan; [D4]	556-67-2	0 - <0,1%

EU. Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III) om faran för allvarliga kemikalieolyckor, med ändringar:

Klassificering	Krav för lägre nivå	Krav för högre nivå
E1. Farligt för vattenmiljön	100 t	200 t

FÖRORDNING (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar, BILAGA II: Föroreningar:

Kemiskt namn	CAS-nr	Koncentration
Aluminum oxide (Al ₂ O ₃)	1344-28-1	0,1 - 1,0%
Iron oxide (Fe ₂ O ₃)	1309-37-1	0 - <0,1%
Titanium oxide (TiO ₂)	13463-67-7	0 - <0,1%
Benzene, methyl-	108-88-3	0 - <0,1%

Direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med

Becton, Dickinson and
Company
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

kemiska agenser i arbetet:

Kemiskt namn	CAS-nr	Koncentration
titandioxid [i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter $\leq 10 \mu\text{m}$]	13463-67-7	0 - <0,1%
toluen	108-88-3	0 - <0,1%
oktametylcyklotetrasiloxan; [D4]	556-67-2	0 - <0,1%

15.2 Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.
Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Internationella bestämmelser

Montrealprotokollet
Inte tillämplig

Stockholmskonventionen
Inte tillämplig

Rotterdamkonventionen
Inte tillämplig

Kyotoprotokollet
Inte tillämplig

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer:
Ingen data.

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor: Ingen data.

Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den.	Klassificeringsförfarande
Cancerframkallande egenskaper, Kategori 1A	Grundat på testdata
Långvariga faror för vattenmiljön, Kategori 3	Grundat på testdata

Formulering av angivelser i avsnitt 2 och 3

H350	Kan orsaka cancer.
H361f	Misstänks kunna skada fertiliteten.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Utbildningsinformation: Ingen data.



**Becton, Dickinson and
Company**
BD, Franklin Lakes, NJ
07417 USA
www.bd.com

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den.

Carc. 1A, H350

Aquatic Chronic 3, H412

SDB Nr: UN000000000000362081-2020-1-01

Friskrivningsklausul: Friskrivningsklausul:: Informationen häri har erhållits från olika källor och tros vara korrekt vid utgivningsdatum. Dock påtar sig varken BD eller något av dess dotterbolag något som helst ansvar för korrektheten eller fullständigheten på informationen häri. Ansvaret för att slutgiltigt fastställa lämpligheten för ett visst användningssätt för något material åvilar helt användaren. Alla material kan medföra okända risker och ska användas med försiktighet. Även om vissa risker beskrivs här kan vi inte garantera att dessa är de enda risker som finns. BD tillhandahåller SDS i elektronisk form så att informationen ska bli lättare att nå. På grund av risken för fel under överföringen gör BD inga utfästelser om informationens fullständighet eller korrekthet.