

Remeda

Sharpak 120 plus

Max kapacitet: 12 liter
Fyllningsnivå: 9,61 liter
Höjd: 325 mm
Längd: 258/268 mm
Bredd: 239 mm
Öppning: 80x43 mm
Egenvikt: 0,575 kg
Max vikt: 3 kg
Artikel nr: SU02200E



Sharpak 220 plus

Max kapacitet: 22 liter
Fyllningsnivå: 17,6 liter
Höjd: 383 mm
Längd: 327 mm
Bredd: 315 mm
Öppning: 85,5x127 mm
Egenvikt: 0,855 kg
Max vikt: 4 kg
Artikel nr: SU02400E



Öppen



Halvöppen



Stängd första "klick"



Låst andra "klick"

Testad och godkänd enligt UN3291
Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012
Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:26