

# Remeda

## Sharpak 35 plus

Max kapacitet: 3,5 liter  
Fyllningsnivå: 2,63 liter  
Höjd: 195mm  
Längd: 177/206 mm  
Bredd: 177mm  
Öppning: 59,8x49mm  
Egenvikt: 0,328 kg  
Max vikt: 1 kg  
**Artikel nr: SU03500E**



## Sharpak 60 plus

Max kapacitet: 6 liter  
Fyllningsnivå: 4,5 liter  
Höjd: 229mm  
Längd: 234/220 mm  
Bredd: 205mm  
Öppning: 80x48mm  
Egenvikt: 0,378 kg  
Max vikt: 2 kg  
**Artikel nr: SU02600E**



Öppen



Halvöppen



Stängd första "klick"



Låst andra "klick"

Testad och godkänd enligt UN3291  
Godkänd enligt BS EN ISO 23907:2012  
Svensk etikett med märkning enligt SOSFS 2005:26