

36010, 36020, 36030

Instrumentbord

EICA



36010 Instrumentbord "EICA" med skivor 50 x 40 cm.

36020 Instrumentbord "EICA" med skivor 60 x 40 cm.

36030 Instrumentbord "EICA" med skivor 70 x 50 cm.

36040 Instrumentbord "EICA" med skivor 95 x 55 cm.

Stativ: Helsvetsade förkromade stålrör.

Fasta skivor: Rostfri plåt med vulstkant. Plastbelagd board på skivornas undersida för effektiv ljuddämpning.

Hjul: 75 mm länkhjul med grå gummibana.

Mått: Höjd 85 cm (36040=80cm). Avstånd mellan skivorna 37 cm.

Tillbehör:

42510: Löst trådräck, 50 x 40 x höjd 8 cm.

42520: Löst trådräck, 60 x 40 x höjd 8 cm.

42530: Löst trådräck, 70 x 50 x höjd 8 cm.

42530: Löst trådräck, 95 x 55 x höjd 8 cm

Med reservation för eventuella ändringar.

AB Eica - Bolaget
Box 100 65 , Trönningevägen 3
300 10 Halmstad

Tel 035-151330

Fax 035-151331

Mail info@eica.se

www.eica.se