

30200, 30220, 30440, 30450

Operationsstol med gasfjäder hand

EICA



30200



30220



30440

30200: Operationsstol med gasfjäder handmanövererad.

30220: Operationsstol med gasfjäder handmanövererad 75 mm länkhjul.

30440: Operationsstol med gasfjäder handmanövererad, och integralskummad sits.

30450: Operationsstol med gasfjäder handmanövererad 75 mm länkhjul, integralskummad sits.

Stativ: Helsvetsade förkromade. Doppskor av plast, atl.länkhjul.

Sits: Perforerad förkromad stålplåt, alt. integralskummad sits på stålstomme

Mått: Sitsdiameter 338 mm. Sitthöjden inställbar mellan ca 500 och 700 mm.

Tillbehör:

30040 Sittdyna, Galonklädd, Svart.

30050 Sittdyna, Galonklädd, Beige.

30060 Sittdyna, Galonklädd, Vit.

30070 Sittdyna, Antistatisk, Svart.

30080 Sittdyna, Galonklädd, Grön.

30090 Sittdyna, Galonklädd, Blå.

Med reservation för eventuella ändringar.

AB Eica - Bolaget
Box 100 65 , Trönningevägen 3
300 10 Halmstad

Tel 035-151330

Fax 035-151331

Mail info@eica.se

www.eica.se