



Sårfilmen med många möjligheter

Bakterierbarriär  
Vattentät film  
Fastnar inte i såret

 **smith&nephew**

**Opsite Post-Op<sup>◇</sup>**

Postoperativt filmförband

**Opsite Post-Op** är ett revolutionerande postoperativt förband. Detta filmförband kombinerar en hög MVTR (Moisture Vapor Transmission Rate = Genomsläpplighet av vattenånga). 11000m<sup>2</sup> / 24 tim med en komfortabel, absorberande sårdyna och ett enkelt applikationssystem. Den hydrofila polyuretanfilmen har REATIC\* egenskaper vilket gör att filmen, vid förekomst av fukt, kan starta genomsläppligheten av vattenånga samt stänga av om sekretionen minskar.

## Ger följande fördelar



### Bakterierbarriär

Skyddar såret från yttre kontamination vilket reducerar risken för infektion.



### Vattentät

Patienten kan sköta sin hygien och duscha samt bada med förbandet.



### Lågallergent häftande lager

Ett unikt rutmönstrat adhesivt lager med lågallergen häftmassa av akrylat.



### Högaabsorberande sårdyna

Förbandet absorberar snabbt överflödigt sårsekret. Tillåter lateral spridning vilket ytterligare ökar absorptionsförmågan och reducerar risken för masseration (uppluckring av sårkanterna).



### Fastnar inte såret

Sårkontaktlaget tillåter sårsekret att passera igenom till nästa lager. Därmed skyddas sårbädden och förbandsbyten underlättas.



### Komfortabelt för patienten

Förbandet är smidigt och formar sig väl efter kroppskonturer vilket gör förbandet komfortabelt för patienten att bära. Patientens rörelse hindras inte och förbandet går utmärkt att duscha med.



### Hög MVTR

Den patenterade REACTIC-filmen har en unik molekylstruktur vilket ger en MVTR (genomsläpplighet av vattenånga) på 11000gm<sup>2</sup>/24 tim. Detta ger ett filmförband med signifikant högre genomsläpplighet än standardfilmer vid förekomst av fukt.



### Runda hörn och tunn film

Förbandets form och smidighet gör att Opsite Post-Op sitter säkert under en lång tid utan att lossna.

## INDIKATIONER

Postoperativa sår, skrapsår, rivsår och skärsår.

Art.nr	Produkt	Fp
66000708	6,5 cm x 5 cm	100 st
66000709	9,5 cm x 8,5 cm	20 st
66000710	12 cm x 10cm	10 st
66000712	15,5 cm x 8,5 cm	20 st
66000713	20 cm x 10 cm	20 st
66000714	25 cm x 10 cm	20 st
66000715	30 cm x 10cm	20 st
66000716	35 cm x 10 cm	20 st



## Wound management

Smith&nephew AB Box 143, 431 22 Mölndal Sverige  
Tel: 031-7465800 Fax: 031-870531

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)  
[www.smith-nephew.se](http://www.smith-nephew.se)