



WipeClean Alco Free Disinfection Desinfektionservett



CE
2797

Alkoholfri desinfektion duk för desinficering av ytor och medicinska produkter. Förpackningen innehåller 25 dukar.

Användningsområde För desinficering av ytor som tål våttorkning och icke-invasiva medicinska utrustningar inom hälso- och sjukvården, för professionellt bruk. Klassifikation förutom status för medicinska produkter: PT2 och PT4 biocidprodukt för professionellt bruk.

Produktegenskaper Fibertygsduk, 50 gsm (1 m* 1m) 100 % polyester, frigör effektivt desinfektionsmedlet för bruk. Det mjuka, lagom tjocka dukmaterialet rengör och fuktar ytor som ska desinficeras. Dukstorlek 20 x 30 cm.

Förpackningen är enkel att öppna och återförsluta. På locket finns plats för att anteckna datum när förpackningen öppnades. Efter att förpackningen öppnats får dukarna användas i högst 6 månader

Sammansättning

Aktiva ämen		Effekt
DDAC	6,4 g/kg	desinfektionsmedel
Triamine	5,31 g/kg	desinfektionsmedel

Förvaring

Förvara förpackningarna i ett torrt, frostfritt utrymme och skyddade från direkt solljus. I rumstemperatur, tre år.

Utseende och doft

Dukens material är vitt och duken har en mild doft

Tillverkningsland

FÖRENADE KUNGARIKET

Användar- och miljösäkerhet

Rekommenderas inte för ytor av naturgummi och kartong. Kontrollera produkttillverkarens anvisningar om desinficering innan du använder dukarna. Använd skyddshandskar.

Allvarliga tillbud orsakade av Alco Free Wipes desinfektionservetter ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läkemedelsverket och/eller IVO i Sverige).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Duken är gjord av polyester. Förpackningens yttre hölje är gjort av pet/pe-plast. Både förpackningen och dukarna är energi- eller samhällsavfall.

Förpackningsvolym / Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
12 x 20 st	5204	5701684520420	
20 x 25 dukar	5203	5701684520321	5701684520314



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.